



دار السعيد للطباعة والنشر SPPH



جامعة السعيد

دليل التجارب المعملية في الكيمياء العامة

LABORATORY MANUAL OF GENERAL
CHEMISTRY



إعداد وتأليف:

نيازي عبد المولى سلام العريقي
أحلام عبد الوهاب العلس
سامي النقيب

Niyazi A. S. Al-Areqi, Ahlam Al-Alas & Sami Al-Naqeeb

دليل التجارب المعملية في الكيمياء العامة

Laboratory Manual of General Chemistry

نيازي عبد المولى سلام العريقي
أحلام عبد الوهاب العلس
سامي النقيب

الطبعة الأولى

حقوق الطبع محفوظة @ دار جامعة السعيد للطباعة والنشر

تغز (2026)

الفهرس

رقم الصفحة

1	كلمة المؤلفين
2	قواعد وقوانين العمل في مختبر الكيمياء
3	إرشادات السلامة في مختبر الكيمياء
4	الإجراءات اللازمة إتباعها في حالة الحرائق
5	طلب إقرار شخصي
6	الاستعدادات لتنفيذ الدروس العملية
	تنفيذ التجارب العملية
10	(1) التمهيد لإجراء التجربة
10	(2) قائمة الفحص في المختبر
14	إرشادات في كتابة التقارير العملية
	التجارب العملية
16	الطرق العامة للكشف عن الشقوق القاعدية في أملاحها البسيطة
	التجربة (1): الكشف عن الشقوق القاعدية لبعض الأملاح البسيطة - اعداد مخطط
33	التحليل الوصفي للشقوق Zn^{2+} , Ca^{2+} , Cu^{2+} , Al^{3+} , Co^{2+}
40	الطرق العامة للكشف عن الشقوق الحامضية في أملاحها البسيطة
	التجربة (2): الكشف عن الشقوق الحامضية لبعض الأملاح البسيطة - اعداد مخطط
48	التحليل الوصفي للشقوق SO_4^{2-} , Cl^- , HCO_3^-
	التجربة (3): تحضير محاليل قياسية (صلب - سائل) و (سائل - سائل) و ضبط تركيز و التعبير عنها بالوحدات المختلفة
54	التجربة (4): تحضير محاليل مائية من أحماض و قواعد قوية و ضعيفة و قياس
63	التغيير في الأس الهيدروجيني لها
	التجربة (5): دراسة في التأثير النوعي للأس الهيدروجيني (pH) على ذوبانية بعض
72	الرواسب (مثل CaC_2O_4 , $Ba_3(PO_4)_2$)
82	التجربة (6): تقدير نقطة انصهار بعض المواد الصلبة عند الضغط الجوي المعتاد
	التجربة (7): تعيين الوزن الجزيئي لمادة ما قابلة للتطاير في حالتها السائلة (مثل المركبات العضوية السائلة)
91	التجربة (8): دراسة العوامل المؤثرة على سرعة التفاعلات الكيميائية
99	التجربة (9): الكشف عن الأحماض الكربوكسيلية الأليفاتية الشائعة (مثل: حمض الخليك - حمض الأوكساليك - حمض الطرطريك - حمض الستريك... الخ)
110	التجربة (10): الكشف عن الأحماض الكربوكسيلية الأروماتية الشائعة (مثل: حمض البنزويك - حمض السليسيك - حمض الفيتاليك... الخ)
119	التجربة (11): الكشف عن الفينولات الشائعة (مثل: الفينول - أورثو كريسول - بارا كريسول - ريزورسينول - ألفا نفتول - بيتا نفتول... الخ)
127	
137	المراجع

كلمة المؤلفين

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على معلم البشرية الخير، وعلى آله وصحبه أجمعين.

يسعدنا أن نضع بين أيدي أبنائنا الطلبة والباحثين في رحاب قسم الكيمياء هذا "الدليل للمختبر في الكيمياء العامة"، والذي يأتي ثمرة جهد أكاديمي يسعى لردم الفجوة بين المعارف النظرية والتطبيقات العملية. إن الكيمياء، بوصفها علماً تجريبياً في المقام الأول، لا تكتمل صورتها في ذهن المتعلم إلا من خلال المشاهدة المباشرة، والممارسة الفعلية داخل المختبر، حيث تتحول الرموز والمعادلات إلى نتائج ملموسة وحقائق واقعية.

لقد حرصنا في إعداد هذا الدليل على تقديم منهجية علمية متدرجة تبدأ من غرس قيم السلامة المهنية والانضباط المعملية كأولوية قصوى، مروراً خلالها بقواعد العمل وإرشادات السلامة وإجراءات الطوارئ، لضمان بيئة تعليمية آمنة ومثمرة.

يتميز هذا الكتاب بشموله لعدة جوانب حيوية في الكيمياء العامة، بدءاً من طرق الكشف الوصفي عن الشقوق القاعدية والحامضية، وصولاً إلى تعيين الأوزان الجزيئية ودراسة العوامل المؤثرة على سرعة التفاعلات، مع التركيز على إكساب الطالب مهارات كتابة التقارير العلمية الرصينة وتحليل البيانات بدقة ومنهجية.

إن هدفنا الأسمى من هذا العمل ليس مجرد سرد خطوات التجارب، بل تحفيز التفكير التحليلي لدى الطالب، وتمكينه من فهم "لماذا" و "كيف" تحدث التفاعلات، وتطوير قدرته على صياغة الاستنتاجات العلمية المبنية على الدليل.

ختاماً، نأمل أن يكون هذا الدليل رفيقاً نافعاً للطلبة في مسيرتهم العلمية، ونبراساً يعينهم على فهم أعمق لجماليات علم الكيمياء وأسراره. ونسأل الله العليّ القدير أن يوفقنا جميعاً لما فيه خير العلم والوطن.

المؤلفون:

نيازي عبد المولى سلام العريقي

أستاذ كيمياء وعلم المواد، قسم الكيمياء، جامعة تعز

أحلام عبد الوهاب العلس

أستاذ الكيمياء الفيزيائية، قسم الكيمياء، جامعة تعز

سامي النقيب

باحث كيميائي وخبير في إدارة المختبرات التعليمية، جامعة السعيد

تعز، 2026م

❖ قواعد وقوانين العمل في مختبر الكيمياء

Chemical Laboratory Rules and Regulations

- (1) يجب على جميع الطلاب الحضور إلى المختبر قبل الموعد المحدد بعشر دقائق و قد يمنع أي طالب يتأخر عن موعد الدرس من دخول المختبر .
- (2) يمنع العمل في المختبر في غير الأوقات المحددة للدروس العملية ، إلا بتصريح من عضو هيئة التدريس المشرف على المختبر و بمبررات مقنعة.
- (3) يمنع التدخين بتاتاً في المختبر وحتى في الاماكن القريبة منه .
- (4) المختبر الكيميائي ليس مسرحاً للعب او المزاح ، لذا يمنع اجراء أي خطوات او تنفيذ أي تجارب قد تكون خطرة لم يتم ذكرها في هذا الدليل . كما يمنع منعاً باتاً المزاح داخل المختبر و الذي قد يهدد بأمن و سلامة المختبر و من فيه. و كل من وجد يرتكب هذه الأخطاء سوف يحرم من دخول المختبر و سيعتبر راسب في المقرر العملي .
- (5) يجب على جميع الطلاب ارتداء معطف المختبر ابيض اللون ، و لن يسمح لأي طالب من حضور الدرس العملي ما لم يكن مرتدي المعطف .
- (6) يمنع منعاً باتاً اخراج او ادخال مواد كيميائية و اجهزة من و إلى المختبر وأي طالب يضبط بحوزته مادة كيميائية او جهاز سوف يفصل من الجامعة و يعرض نفسه للمسألة القانونية .
- (7) يرجى عدم اصطحاب أي اشخاص او اصدقاء إلى المختبر ليس له صلة بالدرس العملي و ان وجد أي طالب يفعل ذلك سوف يمنع من دخول المختبر و يعتبر غائب بدون عذر .

❖ إرشادات السلامة في مختبر الكيمياء

Occupational Safety Guidelines of Chemical Laboratory

- (1) اقرأ المعلومات المكتوبة على العبوة جيداً.
- (2) تأكد أنك تتعامل مع المادة المطلوبة.
- (3) تأكد من تحذيرات وتصنيف السلامة المكتوب على العبوة.
- (4) عدم وجود تحذيرات مكتوبة على العبوة لا يعني أنها ليست خطيرة.
- (5) استعمل أدوات السلامة المناسبة (قفازات، نظارات،... الخ) للتعامل كل مادة.
- (6) افتح العبوة بحذر.
- (7) افتح العبوة في مكان جيد التهوية (في خزانة شفط الغازات).
- (8) أنقل الكمية التي تريدها من العبوة بحذر، وبحيث يكون استنشاقها اقل مايمكن (كأن تكون في خزانة شفط الغازات، وباستخدام الكمادات).
- (9) انقل الكمية التي تريدها من العبوة ، بحيث تضمن عدم اتصالها مع الجلد (أي باستخدام القفازات).
- (10) انقل الكمية التي تريدها من العبوة بحيث تضمن عدم وصل أي شيء منها إلى العين (البس النظارات).
- (11) تجنب استعمال أو لمس الأدوات الملوثة بالكيمائيات.
- (12) يجب أن لا تستخدم القفازات الملوثة اثناء استعمال الأدوات المكتبية و لرد على الهاتف او ما شابه ذلك.
- (13) استعمل قفازات نظيفة دائماً
- (14) اقل العبوة جيداً بعد الانتهاء من استعمالها.

- (15) لا تأكل أو تشرب داخل المختبر.
- (16) اغسل يديك دائماً بعد الإنتهاء من تنفيذ الأنشطة العملية .
- (17) أبق المساحات التي تعمل فيها أو عليها نظيفة ومرتبّة دائماً.
- (18) استعمل أدوات نظيفة وغير ملوثة.
- (19) في حالة انسكاب المادة استعمل الطريقة الصحيحة للتعامل معها.
- (20) إذا تعرضت للمادة الخطرة استعمل الإسعافات الأولية المناسبة.
- (21) لا تتخلص من بقايا التفاعلات الكيميائية الخطرة في أحواض التصريف العادية و إنما في عبوات خاصة خارجية للتخلص منها بالطريقة المناسبة ، بحسب الارشادات الموضحة على العبوة.
- (22) ثبت اسطوانة الغاز بالطريقة الصحيحة ان وجدت .
- (23) يفضل تصنيف الكيماويات التي لديك في قائمة حسب خطورتها وعلاج التعرض لها.

❖ الإجراءات اللازمة إتباعها في حالة الحرائق

Precautional Orders in Event of Fire

- (1) يجب على جميع الطلبة إيقاف التجارب مباشرة .
- (2) قدر الامكان حاول فصل الاجهزة و غلق مفاتيح الكهرباء وصمامات الغاز القريبة منك .
- (3) استخدم جرس الانذار من أجل تنبيه الآخرين و طلب المساعدة من فريق إخماد الحرائق في
- (4) الاستعداد لإخلاء المختبر (إذا لزم الأمر) إلى أماكن لا تصل اليه اللسنة للهب .

❖ طلب إقرار شخصي

Acknowledgement Form

بسم الله الرحمن الرحيم

الجامعة :

الكلية :

القسم :

طلب إقرار شخصي

أنا الطالب / الطالبة : في المستوى : و
أحمل رقم قيد : أقر بأنني على اطلاع وإدراك تام لكل ما تم التنويه عنه
سلفا في كل من الوثيقتين : " **قواعد وقوانين العمل في مختبر الكيمياء** " و " **إرشادات
السلامة في مختبر الكيمياء** ". و علاوة على ذلك ، فأنا على علم بأن مخالفة هذه القواعد و
القوانين و التعليمات سوف تؤدي الى طردي من المختبر و اتخاذ عقوبات أكاديمية تبعا لما
هو مشار اليها في تلك الوثيقتين.

كما أقر بأن التزم بأي قواعد او قوانين او تعليمات اضافية متصلة بالأمن و السلامة
الكيميائية في المختبر سوء ذكرت كتابيا في ملحق لهذا الدليل او ما يصدر منها شفويا من
قبل مدرس المقرر العملي او عضو هيئة التدريس المشرف على المختبر.

التوقيع :

التاريخ :

❖ الاستعدادات لتنفيذ الدروس العملية

Arrangements for Laboratory Sessions

• تحدد مواعيد الدروس العملية بحسب الجدول الذي يصدر من القسم للفصل الدراسي الأول من كل عام . • كما سيعلم مع ذلك تقسيم المجموعات العملية و قوائم أسماء الطلبة في كل مجموعة.	(1) تاريخ و مواعيد الدروس العملية Dates and Times for Practical Sessions
• يجب على جميع الطلاب الحضور إلى المختبر قبل الموعد المحدد بعشر دقائق و قد يمنع أي طالب يتأخر عن موعد الدرس من دخول المختبر وسيعتبر بذلك الطالب قد حصل على درجة صفر في التجربة العملية في ذلك الدرس. • إذا تغيب الطالب عن حضور ثلاث تجارب او اكثر بدون عذر فلن يسمح له بدخول المختبر إلى نهاية و سيحرم من دخول الاختبار النهائي و سيعتبر بذلك راسبا في المقرر العملي .	(2) الحضور Attendance
• يجب على الطالب ارتداء معطف المختبر الأبيض و النظارات الواقية طوال وجوده داخل المختبر . • يمنع ارتداء الأحذية المفتوحة (كالصندل او الشبشب) و النظارات الشمسية وأغطية الرأس (كالقبعة او المشدة...الخ) .	(3) اللبس Dress
• يجب أن يبلغ عضو هيئة التدريس المشرف مباشرة عن أي حادث عرضي قد يحدث داخل المختبر ، فهو المسئول عن كتابة التقرير و إجراء التحقيق حول أسباب الحادث . • أي طالب يخفي أي معلومات و يحاول تضليل التحقيق حول الحادث فلن يسمح له بدخول المختبر إلى نهاية و سيحرم من دخول الاختبار النهائي و سيعتبر بذلك راسبا في المقرر العملي .	(4) الحوادث Accidents

• يجب أن يبلغ مباشرة عن أي حوادث كسر في الأدوات الزجاجية أو في أي من التجهيزات المعملية إلى الفني المسؤول. • سيقيد تكلفة ما يتم تعويضه من كسريات على حساب الطالب الذي تسبب في ذلك الحادث . • أي طالب يخفي أي كسريات ولن يبلغ عنها فلن يسمح له بدخول المختبر إلى نهاية و سيحرم من دخول الاختبار النهائي و سيعتبر بذلك راسبا في المقرر العملي .	(5) حوادث الكسر Breakages
• يجب على جميع الطلاب الحفاظ على البنش نظيفا بعد الانتهاء من عملهم . • يرجى تنفيذ توجيهات المدرس في كيفية التخلص من النفايات الناتجة من التجربة (تختلف طريقة التخلص من النفايات بحسب طبيعتها و المخاطر الناجمة عنها) . • أي مجموعة لم تحافظ على موقع عملها نظيفا او لم تلتزم بإرشادات المدرس في طريقة التخلص من نفايات التجربة قد تعرض جماعيا للعقوبة التي قد تصل إلى الرسوب في درجات تلك التجربة .	(6) التخلص من النفايات Waste Disposal
• يجب أن يدون كل طالب التقارير العملية في كراسة الملاحظات . • يجب أن يسجل كل طالب اسمه و رقم مجموعته على كراسة الملاحظات . • يجب على كل طالب إحضار كراسة الملاحظات في كل درس عملي ، حيث سيقوم المدرس بتصحيح تقرير التجربة التي اخذت في الدرس السابق . • إذا لم يحضر الطالب كراسة الملاحظات و سيحصل على درجة صفر في التقرير العملي لتلك التجربة .	(7) كراسة الملاحظات العملية Laboratory Notebooks

• تحضير الطالب مسبقا لموضوع التجربة التي سينفذها قبل قدومه إلى المختبر يعد المفتاح الأساسي لفهم اهداف و خطوات التجربة و بالتالي يمكن ان يحصل على الاجابات الواضحة حول الكثير من التساؤلات الكثيرة التي قد تعترضه اثناء تنفيذ التجربة . • من خلال التحضير المسبق للتجربة ، يمكن للطالب ان يجيب على الأسئلة التي يطرحها المدرس او المشرف في المختبر قبل او أثناء اجراء التجربة . • أثناء قيام الطالب بالتحضير المسبق للدرس ، يمكن أيضا ان يعد قالب التقرير كتجهيز جدول جمع البيانات و النتائج و كذلك ورقة الرسم البياني .	(8) التحضير المسبق للدرس و اعداد قالب التقارير Pre-practical Preparation and Report Formatting
• يكتب كل تقرير عملي لكل تجربة في كراسة الملاحظات و باستخدام نمط قياسي ثابت كما سيتم توضيح مكوناته لاحقا. • يذكر في التقرير اليوم و التاريخ و رقم المجموعة. • يجب كتابة التقرير بالقلم الحبر ، فيما عدا الرسم البياني فيستخدم لذلك القلم الرصاص . كما يجب تفادي الشطب على الكلمات و الجمل عند كتابة التقرير. • يجب على كل طالب تسليم تقرير الدرس السابق إلى المدرس في موعد الدرس التالي . حيث سيتم تقييم و وضع الدرجات لكل تقرير عملي على نحو منفرد . • لن يقبل تسليم التقرير بعد مضي الموعد المحدد له و سيحصل الطالب على درجة صفر في التقرير العملي عن تلك التجربة .	(9) كتابة التقرير العملي و تسليمه Writing Laboratory Report and Submission
• يعرف الانتحال او السرقة الأدبية في كل من يقوم بالآتي: (أ) كتابة او استخدام معلومات في تقريرك دون الاشارة إلى المرجع التي اخذت منه هذه المعلومات. (ب) كتابة نص ما في تقريرك دون وضعه في اقواس و الاشارة إلى المرجع الذي اقتبس منه.	(11) الانتحال و الغش Plagiarism and Cheating

(ج) استخدام معلومات من الانترنت في كتابة تقريرك دون ذكر عنوان الموقع (URL). • ويعرف الغش في كل من الحالات الآتية : (أ) تقديم بيانات او نتائج في تقريرك تم أخذها من تقارير عملية سبق تقديمها من طلبة السنوات السابقة او من تقارير لمجاميع عملية يعملون معك . (ب) تبديل او اخذ البيانات او النتائج لأحد زملائك بعلم او بدون علم و نسبها لنفسك في كتابة التقرير لاختبار عملي (نصفي او نهائي). (ج) استخدام نفس البيانات او النتائج المدونة مسبقا في تقريرك العملي وذلك في كتابة التقرير لاختبار عملي (نصفي او نهائي). • اذا وجد أي طالب متلبسا بأي من حالات الانتحال او الغش المذكورة اعلاه ، سيطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في لائحة شؤون الطلبة و المتدرجة بين الرسوب في المقرر العملي إلى الحرمان من دخول ثلاث من المقررات القادمة إلى الفصل النهائي من الدراسة .	
--	--

❖ تنفيذ التجارب العملية :

Experimental Working:

يجدر الإشارة إلى أن التجارب الكيميائية تهدف إلى تحقيق وتطبيق كثير من القوانين والعلاقات التي تحكم سلوك الانظمة الكيميائية . ويجب على كل طالب و هو يعمل في المختبر إدراك اولا أن أي تجربة لا تجرى إلا لتحقيق هدف منها ، لذا يجب على الطالب ان يعرف فكرة التجربة (نظرية التجربة) و يفهم اهدافها و ما هو مطلوب منه في نهاية التجربة. بعد ذلك يحدد الطالب ما يحتاجه لتنفيذ هذه

التجربة ، مثل الكيمياويات و الادوات الزجاجية و الاجهزة المطلوبة . و من ثم يستطيع الطالب ان يقوم بإجراء خطوات العمل المتتالية و الموضحة في هذا الدليل. وبعد الإنتهاء من إجراء التجربة يصبح بين يدي الطالب ما يسمى بالنتائج ، وعليه أن يقوم بتحليلها و مناقشتها و أخيراً يمكنه ان يصيغ الاستنتاجات. و هنا كان يجب ان نوجه الطالب تدرجيا لفهم فكرة التجربة وتحقيق اهدافها و اكسابه المهارات العملية و الذهنية و هذا يمكن ان ينجز من خلال المرحلتين التاليتين:

(1) التمهيد لإجراء التجربة

Engagement in Laboratory Experiments

قبل البدء بالتجربة ، يجب على الطالب ان يطرح على نفسه الأسئلة التالية:

(أ) هل فهمت فكرة التجربة ؟
إذا كان الجواب "لا" ، يجب على الطالب العودة و قراءة التجربة كما هي موضح في هذا الدليل و للمزيد من التفاصيل النظرية حول التجربة يرجى الاطلاع على أي من المراجع المذكورة في نهاية الدليل العملي .
(ب) هل تعرف ما هي المتطلبات و التجهيزات اللازمة للتجربة ؟
إذا كان الجواب "لا" ، يجب على الطالب العودة و قراءة متطلبات التجربة المذكورة في هذا الدليل او أن يسأل مدرس المقرر العملي عنها و بعد ذلك يمكن أن يحصل عليها من امين المختبر او الفني المسئول عن التجهيزات .
(ج) هل لديك كراسة ملاحظات عملية جاهزة ؟
إذا كان الجواب "لا" ، يجب أن يتذكر الطالب أن إحضار كراسة الملاحظات الخاصة به دائما معه إلى المختبر مهما جدا ليس فقط لغرض التقييم ، بل لأجل تدوين جميع الملاحظات و الارشادات حول التجربة و التي قد لا تكن مذكورة في دليل التجارب العملية و انما يعطيها المدرس او الاستاذ المشرف للطلاب في المختبر . حيث تساعد هذه الملاحظات و الارشادات الطالب في التحكم في الزمن اللازم لتنفيذ التجربة وكتابة التقارير العملية على نحو صحيح و منهجي .

(2) قائمة الفحص في المختبر

In- Laboratory Checklist

و أثناء القيام بالتجربة ، يجب على الطالب ان يستعين بقائمة الفحص التالية:

(أ) هل كل التجهيزات و المستلزمات الضرورية لتنفيذ التجربة موجودة في المختبر ؟
☐ نعم ☐ البعض فقط غير موجود ☐ لا
(ب) كيف يمكنك أن تصل هذه الادوات و البدء بالتجربة ؟
☐ بمفردي ☐ بالاشتراك مع زملائي في المجموعة ☐ بمساعدة المدرس / الفني
<u>مدى السلامة في التجربة</u>
(أ) في حالة ما إذا كانت التجربة تتطلب رفع درجة الحرارة ، هل تعلم كيف ستقوم بعملية التسخين؟
☐ مباشرة على اللهب ☐ في حمام مائي ☐ سخان كهربائي
(ب) يجب التعامل بحذر مع الاحماض و القواعد ، هل تستخدم في تجربتك :
☐ احماض او قواعد قوية ؟ ☐ احماض او قواعد ضعيفة ؟ ☐ قوية و ضعيفة معا ؟
(ج) كيف أدرك مخاطر الكيمياء التي تستخدمها في تجربتك ؟
☐ من المعلومات المدونة على العبوة ☐ من خلال ارشادات المدرس ☐ من معلوماتي السابقة ☐ كل ماسبق
(د) يجب تجنب إستنشاق الأبخرة المتصاعدة من التفاعلات ، هل يصاحب التفاعلات التي تجريها:

☐ ابخرة ملونة و عديمة الرائحة ؟ ☐ ابخرة عديمة اللون و ذو رائحة ؟ ☐ رائحة و بدون أبخرة ؟

جمع و تدوين البيانات/الملاحظات

(أ) ما هي طبيعة البيانات التي ستحصل عليها من التجربة؟

☐ قراءات رقمية فقط ☐ ملاحظات فقط ☐ قراءات رقمية و صور ☐ ملاحظات و صور

(ب) هل تكرار التجربة عند نفس الظروف العملية يؤدي إلى :

☐ اختلاف كبير في البيانات ؟ ☐ اختلاف ضئيل في البيانات ؟ ☐ ثباتية في البيانات ؟

(ج) هل تكرار التجربة عند احداث تغييرات بسيطة في الظروف العملية يؤدي إلى :

☐ اختلاف كبير في البيانات ؟ ☐ اختلاف ضئيل في البيانات ؟ ☐ ثباتية في البيانات ؟

عند الانتهاء من التجربة

(أ) هل تأكدت من فصل التيار الكهربائي عن الأجهزة التي استخدمتها؟

☐ نعم ☐ لا

(ب) هل قمت بتنظيف الزجاجيات و الادوات التي استخدمتها و اعدتها إلى مكانها المخصص؟

☐ نعم ☐ لا

(ج) هل قمت بتنظيف البنش الذي كنت تعمل فيه و أزلت المخلفات تبعا لإرشادات المدرس ؟

☐ نعم ☐ لا

(د) هل قدمت تقرير انهاء الاداء للمدرس متضمن الملاحظاتك او المشاكل التي اعترضتك في ما سبق ذكره في (أ) و (ب) و (ج) ؟
☐ نعم ☐ لا
<u>تحليل البيانات</u>
<u>أولا : اذا كانت التجربة تعتمد على الملاحظة</u>
(أ) هل ما شاهدته كان مطابقا لما سبق ذكره في الجانب النظري؟
☐ نعم ☐ يوجد اختلافات بسيطة ☐ يوجد اختلافات كبيرة ☐ لا
(ب) اذا ما شاهدته كان يختلف عن او لا يطابق ما ذكر في الجانب النظري ، هل علمت السبب في ذلك من :
☐ المدرس ؟ ☐ المصادر والمراجع ؟ ☐ زملائك ؟
(ج) بعد أن علمت السبب في ذلك الاختلاف ، هل قمت بإعادة التجربة و حصلت على نتيجة مطابقة ؟
☐ نعم ☐ لا
(د) عند تدوين ملاحظاتك في التقرير العملي ، هل عززت ذلك بـ :
☐ وصف النتيجة كما لاحظتها ؟ ☐ اضافة صور فوتوغرافية ؟ ☐ الوصف و الصور معا ؟
<u>ثانيا : اذا كانت التجربة تعتمد على الحسابات و التمثيل البياني</u>

(أ) هل حصلت على المعادلة التي ستستخدمها في الحسابات او التمثيل البياني من :
☐ دليل التجارب العملية ؟ ☐ المدرس ؟ ☐ المصادر والمراجع ؟
(ب) هل العلاقات بين المتغيرات المستقلة / المرتبطة التي لاحظتها من خلال التجربة (او الرسم البياني) يتماشى مع المعادلة ؟
☐ نعم ☐ يوجد اختلافات بسيطة ☐ يوجد اختلافات كبيرة ☐ لا
(ج) اذا ما لاحظته من علاقات كان يختلف عن او لا يطابق ما تنص عليه المعادلة ، هل علمت السبب في ذلك من :
☐ المدرس ؟ ☐ المصادر والمراجع ؟ ☐ زملائك ؟
(د) بعد أن علمت السبب في ذلك الاختلاف ، هل قمت بـ :
☐ رفض النتائج و إعادة التجربة ؟ ☐ معالجة البيانات احصائيا ؟ ☐ قبلت النتائج و و اعزيتها لأسباب مقنعة ؟

❖ إرشادات في كتابة التقارير العملية :

Guidelines for Writing Laboratory Reports:

بما يتناسب مع المستوى الدراسي للطلاب في هذه المرحلة ، تم اعداد في نهاية كل تجربة قالب التقرير العملي بحسب طبيعة التجربة. و هنا نوضح للطلاب بعض الارشادات الهامة التي سوف تساعده في كتابة التقرير العملي للتجارب التي سينفذها في هذا المقرر و ذلك من خلال تقديم هذا القالب النموذجي :

(1) المعلومات الشخصية Identification	في البداية يجب على الطالب أن يكتب اسمه و اسم الطلاب المشاركين معه في تنفيذ التجربة مع الاشارة إلى رقم المجموعة و التاريخ و الزمن للدرس العملي وفقا لما ورد في الجدول و نلخص البيانات الضروري بالتالي :
---	---



أسم الطالب : اسماء الطلاب المشاركين : (1).....(2)..... (3)..... المجموعة :الزمن : -من إلى اليوم و التاريخ :-...../...../.....(20)	
يكتب عنوان التجربة بخط واضح و كما هو مذكور في الدليل او بحسب ما يقترحه المشرف او المدرس من تعديل .	(2) عنوان التجربة Title of Experiment
يكتب بما لا يزيد عن سطرين الهدف من التجربة و ليس من الضروري ان يكون نسخا من عنوان التجربة .	(3) الهدف او الغاية من التجربة Objective or Purpose
(4) النتائج و الحسابات Results and Calculations وهنا يختلف نمط وضع النتائج و تمثيلها بحسب طبيعة البيانات التي سيحصل عليها الطالب من التجربة و كذلك الهدف من التجربة . و عموما يمكن ان يطلب من الطالب أن يدون نتائج التجربة في جداول او ان يطبق عليها بعض الحسابات و المعالجات الرياضية او يعززها بالمعادلات الكيميائية الموزونة او من خلال استخدام الصور الفوتوغرافية او قد يطلب منه ايضا ان يمثل هذه النتائج بيانيا . (أ) الجداول Tables (ب) الحسابات Calculations (ج) المعادلات Chemical Equations (د) الاشكال و الصور و المنحنيات Figures, Photos & Plots	
(5) المناقشة Discussion بعد ان تقديم النتائج و تمثيلها بوضوح في التقرير ، يقوم الطالب بمناقشتها من حيث تقديم الدلائل التي تعزز من صحة هذه النتائج ، بالإضافة إلى توضيح المعنى و الهدف من هذه النتائج و يفسرها على ضوء المبادئ و الاسس النظرية .	
(6) الاستنتاج Conclusion و هنا يلخص الطالب في ما لا يزيد ثلاثة اسطر اهم النتائج و الملاحظات التي حصل عليها. وقد يذكر ايضا الاختلافات في النتائج التي وجدت من خلال التجربة و يحاول ان يعزوها إلى اسباب مقنعة.	
(7) الاسئلة اللاحقة Post- Laboratory Questions و في نهاية كل تقرير ، يعطى الطالب مجموعة من الاسئلة المتنوعة (الكتابية و الحسابية) المتصلة بفكرة التجربة و عليه ان يجيب عليها بالاستعانة بالمراجع و المصادر . و يجب ان تكتب الاجابة بخط اليد في الحيز المخصص ادنى كل سؤال .	

❖ التجارب العملية Experiments

الطرق العامة للكشف عن الشقوق القاعدية في أملاحها البسيطة

General Scheme for cationic identification of simple single salts

ينقسم التحليل الكيميائي إلى قسمين رئيسيين هما : التحليل الوصفي (Qualitative analysis) و التحليل الكمي (Quantitative analysis). و الغرض من التحليل الوصفي هو الكشف عن أي مادة مجهولة سواء كانت ملحاً بسيطاً أو مخلوطاً من عدة مواد للتعرف على مكوناتها ، أما التحليل الكمي فيختص بتقدير نسبة هذه المكونات في عينة المادة المجهولة . فالتحليل الكيميائي يبدأ أولاً بإجراء التحليل الوصفي و ذلك لتعرف على مكونات المادة المختبرة حتى يمكن من اختيار الطريقة المناسبة التي يجب اتباعها في التحليل الكمي . و يتمثل التحليل الوصفي اعينة تتألف من ملح بسيط أو خليط من الأملاح بالكشف عن الشقوق القاعدية و الشقوق الحامضية لهذه للأملاح . عندما يذوب الملح في الماء فإنه يتأين إلى أيونات سالبة وأيونات موجبة ، ويسمى الأيون السالب الناتج من تأين الملح بالشق الحامضي الملح (Anion) أما الأيون الموجب الناتج عن تأين الملح (Cation) فيسمى بالشق القاعدي للملح فمثلاً عند إذابة كلوريد الصوديوم في الماء فإنه يتأين إلى أيون الصوديوم الموجب، وأيون الكلوريد السالب.



و نظراً لاختلاف النشاط الكيميائي و درجة الذوبانية لهذه للأملاح التي تكونها هذه الشقوق القاعدية و الحامضية عند تفاعلها مع الكواشف الكيميائية ، فإن من الممكن فصل هذه الايونات و تحديد هويتها . و في هذه التجربة سوف نركز اهتمامنا على الكشف على الشقوق القاعدية للأملاح البسيطة في محاليلها المائية . و لتسهيل الكشف عن الشقوق القاعدية تم تقسيم ايونات الفلزات إلى ست مجموعات بحسب اختلاف ذوبان أملاح هذه الشقوق القاعدية في الماء ، حيث تسمى كل مجموعة باسم الكاشف الذي يرسم ايونات هذه المجموعة. ويجب الكشف عن هذه الشقوق ابتداءً من المجموعة الأولى إلى المجموعة

السادسة بالترتيب ، فيما عدا الكشف عن النشادر الذي يجب أن يجرى في البدء (ايون الامونيوم NH_4^+ يتبع المجموعة السادسة ، مجموعة الفلزات القلوية).

الكشف عن الامونيا

1 - أضف هيدروكسيد الصوديوم إلى الملح الجاف أو محلول الملح ثم اغلى المحلول تنفصل الامونيا التي يكشف عنها برائحتها المميزة ويكون سحب بيضاء بتعرض ساق زجاجية مبللة بحامض هيدروكلوريك مركز للامونيا المتصاعدة.

2 - المحلول + كشف نسلر يتكون راسب بني او لون أصفر.

3 - المحلول + محلول كوبلتي نتريت الصوديوم يتكون راسب أصفر.

و يجدر الاشارة إلى ان الكشف عن الشقوق القاعدية يجب ان يجرى في محاليل الاملاح لأن هذه الفلزات لا تتفاعل إلا اذا كانت على هيئة ايونات. لذا يجب الحصول على محلول الملح الجاف عن طريق إذابته اولاً في الماء البارد او الساخن ثم يبرد بعد ذلك ، و اذا لم يذب الملح في الماء البارد او الساخن فيجب إذابته في الاحماض الآتية بالترتيب:


1 -حمض النيتريك المخفف (HNO_3) على البارد ثم على الساخن.

2 -حمض النيتريك المركز (HNO_3) على البارد ثم على الساخن.

3 -حمض الهيدروكلوريك المخفف (HCl) على البارد ثم على الساخن.

4 -حمض الهيدروكلوريك المركز (HCl) على البارد ثم على الساخن.

5 -الماء الملكي (Aqua Regia) 1 : 3 حمض الهيدروكلوريك المركز: حمض النيتريك المركز 3



المجموعة الأولى: مجموعة حامض الهيدروكلوريك المخفف



Group (I): Dil. Hydrochloric acid group

تضم هذه المجموعة أيونات الفضة والزرنيقوز والرصاص والتي تتميز بتكون كلوريدات شحيحة الذوبان في الماء عند معالجة محاليلها بحمض الهيدروكلوريك المخفف.

أملاح الفضة Silver salts


1 - حامض الهيدروكلوريك + محلول الملح:

يتكون راسب أبيض متجبن من كلوريد الفضة (AgCl) شحيح الذوبان في حامض النتريك المخفف ولكن يذوب بسهولة في هيدروكسيد الأمونيوم (او الأمونيا).




2 - كرومات البوتاسيوم + محلول الملح:

يتكون راسب بنى محمر من كرومات الفضة.



3 - يوديد البوتاسيوم + محلول الملح:


يظهر راسب أصفر من يوديد الفضة شحيح الذوبان في كل من حامض النتريك وهيدروكسيد الأمونيوم.



أملاح الرصاص Lead salts


1 - حامض الهيدروكلوريك المخفف + محلول الملح:

يتكون راسب أبيض من كلوريد الرصاص يذوب بالغليان ويترسب بالتبريد.




2 - كرومات البوتاسيوم + محلول الملح:

يتكون راسب أصفر من كرومات الرصاص يذوب في حامض النتريك المخفف.



3 - يوديد البوتاسيوم + محلول الملح:

يتكون راسب أصفر من يوديد الرصاص يذوب بالغليان ويعطى محلول غير ملن ويظهر الراسب بالتبريد.




راسب أصفر


أملاح الزئبقوز (الزئبق الأحادي) Mercury (I) salts

1 - حامض الهيدروكلوريك المخفف + محلول الملح:

يتكون راسب أبيض من كلوريد الزئبقوز لا يذوب في حامض النتريك المخفف ويسود عند إضافة هيدروكسيد الأمونيوم.




راسب أبيض



راسب أسود

2 - كرومات البوتاسيوم + محلول الملح:


يتكون راسب بني من كرومات الزئبقوز يتحول بالغليان إلى راسب أحمر يتبلور.




راسب أحمر

3 - كلوريد القصديز + محلول الملح:

يتكون راسب أبيض من كلوريد الزئبقوز يتحول إلى اللون الرمادي عند إضافة زيادة من كلوريد القصديز وذلك لتكون راسب رمادي من الزئبق المجزأ.



راسب أبيض



راسب رمادي

المجموعة الثانية: مجموعة كبريتيد الهيدروجين


Group (II): Hydrogen sulfide group

تنقسم عناصر هذه المجموعة إلى المجموعتين فرعيتين. المجموعة الثانية (أ) وتضم أملاح الزئبق والنيحاس والبرص والكاديوم. وتكون هذه الفلزات كبريتيدات شحيحة الذوبان في حامض الهيدروكلوريك المخفف وكبريتيد الأمونيوم الأصفر.

والمجموعة الثانية (ب) وتشمل على الزرنيخ والانتيمون والقصدير وكبريتيداتها لا تذوب في حامض الهيدروكلوريك المخفف ولكنها سهلة الذوبان في محلول كبريتيد الأمونيوم الأصفر.

المجموعة الثانية - أ (2-أ): Hg^{2+} - Cu^{2+} - Bi^{3+} Group (II-A):**أملاح الزئبق (الزئبق الثنائي) Mercury(II) salts****1- كبريتيد الهيدروجين:**



عند إمرار تيار من كبريتيد الهيدروجين في محلول الزئبق المدمض بـ حامض الهيدروكلوريك المخفف، ينفصل راسب أبيض يتحول بسرعة إلى اللون الأصفر ثم البنى وأخيراً الأسود.




والراسب لا يذوب في كبريتيد الأمونيوم الأصفر أو في الأحماض المخففة ولكنه يذوب في الماء للملكى.

2- كلوريد القصديروز + محلول الملح:

يختزل أملاح الزئبق إلى كلوريد زئبقوز (راسب أبيض) الذى يختزل بواسطة زيادة من كلوريد القصديروز إلى فلز الزئبق حيث يصبح لون الراسب رمادياً.

**3- يوديد البوتاسيوم + محلول الملح:**


يتكون راسب أحمر من يوديد الزئبق يذوب في زيادة من العامل المرسب.

**أملاح البزموت Bismuth salts**

يلاحظ أن معظم أملاح البزموت شحيحة الذوبان في الماء لأنها تنتمياً إلى أملاح قاعدية عديمة الذوبان. فعند تخفيف محلول ضعيف الحموضة من كلوريد البزموت بالماء يتكون راسب أبيض من الملح القاعدى. ولذا يستخدم محلول البزموت في حامض الهيدروكلوريك المخفف لإجراء التجارب.


1- كبريتيد الهيدروجين + محلول الملح:

يتكون راسب بنى من المحاليل المحمضة بـ حامض الهيدروكلوريك (كبريتيد البزموت) و هذا الراسب شحيح الذوبان في الأحماض المعدنية المخففة ولا يذوب في كبريتيد الأمونيوم الأصفر.




2 - الماء + محلول الملح:


عند إضافة الماء إلى محلول ضعيف الحموضة على البز موث يظهر راسب أبيض من الملح القاعدي يذوب في الأحماض المخففة.

**3 - هيدروكسيد الصوديوم + محلول الملح:**

يظهر راسب أبيض من هيدروكسيد البزموث لا يذوب في زيادة من القلوى.

**أملاح النحاسيك Copper(II) salts****1 - كبريتيد الهيدروجين:**


يعطى من المحاليل المحمضة بحامض الهيدروكلوريك راسب أسود من كبريتيد النحاس شحيح الذوبان في الأحماض المخففة ولا يذوب في كبريتيد الأمونيوم الأصفر.

**2 - هيدروكسيد الأمونيوم + محلول الملح:**



يترسب أولا الملح القاعدي أزرق اللون الذى يذوب في زيادة من هيدروكسيد الأمونيوم مكونا محلول شديد الزرقة.

**3 - حديد وسيانيد البوتاسيوم + محلول الملح:**

يتكون راسب بنى محمر (شيكولاتى) من حديد وسيانيد النحاس.

**4 - هيدروكسيد الصوديوم + محلول الملح:**


يتكون راسب أزرق يتحول بالتسخين إلى راسب أسود.



أملاح الكاديوم Cadmium salts


1- كبريتيد الهيدروجين:

يتكون راسب أصفر كاري من كبريتيد الكالسيوم من المحاليل ضعيفة الحموضة والراسب المتكون لا يذوب في الأحماض المخففة أو كبريتيد الأمونيوم الأصفر.




2- هيدروكسيد الأمونيوم + محلول الملح:

يتكون راسب أبيض من هيدروكسيد الكاديوم يذوب في زيادة من هيدروكسيد الأمونيوم.



3- حديد وسيانيد البوتاسيوم + محلول الملح:

يظهر راسب أبيض من حديد وسيانيد الكاديوم.



المجموعة الثانية - ب (2- ب) Sb^{5+} , Sb^{3+} - Sn^{4+} , Sn^{2+} - As^{5+} , As^{3+} Group (II- Sb⁵⁺, Sb³⁺ - Sn⁴⁺, Sn²⁺ - As⁵⁺, As³⁺

B):

أملاح الانيمون Antimony salts (Sb^{5+} , Sb^{3+})

1- كبريتيد الهيدروجين + محلول الملح:

يتكون راسب أحمر برتقالي من كبريتيد الانيمون يذوب في كبريتيد الأمونيوم الأصفر.

2- الماء + محلول الملح:

عند تخفيف محلول الكلوريد بالماء يظهر راسب أبيض يذوب في حامض الأيدروكلوريك المخفف.


3- فلز الخارصين أو الحديد + محلول الملح:

يترسب فلز الانيمون على هيئة راسب أسود من محاليل الانيمون المحمضة.

أملاح القصدير Tin salts (Sn^{4+} , Sn^{2+})

1- كبريتيد الهيدروجين + محلول الملح:

يتكون راسب بني من كبريتيد القصدير يذوب في كبريتيد الأمونيوم الأصفر.



2- كلوريد الزئبقيك + محلول الملح:

يتكون راسب أبيض من كلوريد الزئبقور أو رمادى (مخلوط من كلوريد الزئبقور وفلز الزئبق).

3- برمنجنات البوتاسيوم + محلول الملح:

يزول لون البرمنجنات.

أملاح الزرنيخ (As⁵⁺, As³⁺) Arsenic salts

1- كبريتيد الهيدروجين + محلول الملح:

يتكون راسب أصفر من كبريتيد الزرنيخ يذوب فى كبريتيد الأصفر ولا يذوب فى حامض الهيدروكلوريك المركز الساخن.

2- محلول اليود + محلول الملح:

يزول لون اليود فى المحاليل المتعادلة أو ضعيفة القلوية.

المجموعة الثالثة: مجموعة هيدروكسيد الأمونيوم


Group (III): Ammonium hydroxide group

تضم هذه المجموعة الفلزات التى تترسب هيدروكسيدات شحيحة الذوبان فى الماء عند إضافة هيدروكسيد الأمونيوم إلى محاليلها فى كلوريد الأمونيوم من أهم هذه العناصر الألومنيوم والحديد والكروم.

أملاح الألومنيوم:



1- هيدروكسيد الأمونيوم (فى وجود كلوريد الأمونيوم) + محلول الملح:

يعطى راسب أبيضاً جيلاتينياً من هيدروكسيد الألومنيوم لا يذوب فى زيادة من العامل المرسب.




2- هيدروكسيد الصوديوم + محلول الملح:

يتكون راسب أبيض جيلاتينى من هيدروكسيد الألومنيوم يذوب فى زيادة من العامل المرسب مكوناً ألومنيات الصوديوم.



3- فوسفات الصوديوم + محلول الملح:


يتكون راسب أبيض جيلاتينى من فوسفات الألومنيوم.



أملاح الحديدوز (الحديد الثنائي)


1 - هيدروكسيد الأمونيوم (فى وجود كلوريد الأمونيوم) + محلول الملح:

يتكون راسب أخضر فاتح من هيدروكسيد الحديدوز يتأكسد إلى هيدروكسيد الحديد البنى يتعرض لأكسجين الهواء.



2 - هيدروكسيد الصوديوم + محلول الملح:

ينفصل هيدروكسيد الحديدوز ولا يذوب الراسب فى زيادة من المرسب.




3 - ثيوسيانات البوتاسيوم + محلول الملح:

لا يحدث أى تفاعل ظاهر.

4 - حديدى سيانيد البوتاسيوم + محلول الملح:


يعطى راسب أزرق غامق (أزرق ترينبل).



أملاح الحديدك (الحديد الثلاثى):


1 - هيدروكسيد الأمونيوم (فى وجود كلوريد الأمونيوم) + محلول الملح:

يتكون راسب بنى جيلاتينى من هيدروكسيد الحديدك.




2 - هيدروكسيد الصوديوم + محلول الملح:

يتكون راسب بنى جيلاتينى لا يذوب فى زيادة من العامل المرسب.




3 - ثيوسيانات البوتاسيوم + محلول الملح:

يتكون لون أحمر دموى.



4 - حديد وسيانيد البوتاسيوم + محلول الملح:


يتكون راسب أزرق كثيف (أزرق بروسيا).



أملاح الكروم



1 - هيدروكسيد الأمونيوم (فى وجود كلوريد الأمونيوم) + محلول الملح

يتكون راسب أخضر رمادى جيلاتينى.



2 - هيدروكسيد الصوديوم + محلول الملح:


يتكون راسب أخضر يذوب فى زيادة من العامل المرسب مكونا محلول أخضر (كروميت الصوديوم).



وعند إضافة فوق أكسيد الهيدروجين إلى المحلول القلوى والتدفئة يتلون باللون الأصفر نتيجة لتكون كرومات الصوديوم.

3 - فوسفات الصوديوم + محلول الملح:

يتكون راسب أخضر من فوسفات الكروم.



المجموعة الرابعة: مجموعة كبريتيد الأمونيوم


Group (IV): Ammonium sulfide group

تضم هذه المجموعة أيونات الخارصين والكوبلت والمنجنيز والنيكل وتتميز هذه العناصر بأنها تكون كبريتيدات تترسب فى وسط قلوى. ويتم ذلك بإضافة كبريتيد الأمونيوم أو كبريتيد الهيدروجين إلى المحلول بعد إضافة كلوريد الأمونيوم وهيدروكسيد الأمونيوم.

أملاح الكوبلت

1 - كلوريد الأمونيوم + هيدروكسيد الأمونيوم + غاز كبريتيد الهيدروجين أو كبريتيد الأمونيوم + محلول الملح:


يظهر راسب أسود من كبريتيد الكوبلت.



لا يذوب هذا الراسب فى حامض الهيدروكلوريك المخفف.


2 - هيدروكسيد الصوديوم + محلول الملح:

يتكون راسب أزرق يتحول بالغليان مع زيادة من هيدروكسيد الصوديوم إلى اللون الوردى



3- هيدروكسيد الأمونيوم + محلول الملح:


يتكون راسب أزرق يذوب فى الزيادة من هيدروكسيد الأمونيوم:



أملاح النيكل:

1- كلوريد الأمونيوم + هيدروكسيد الأمونيوم + غاز كبريتيد الهيدروجين أو كبريتيد الأمونيوم + محلول الملح:


يتكون راسب أسود من كبريتيد النيكل.



ولا يذوب هذا الراسب فى حامض الهيدروكلوريك المخفف.

2- هيدروكسيد الصوديوم + محلول الملح:

يتكون راسب أخضر باهت من هيدروكسيد النيكل لا يذوب فى زيادة من العامل المرسب.




3- ثنائى مثيل الجليوكزيم + محلول الملح:

يظهر لون أحمر وردى م محاليل النيكل المخففة (يعالج المحلول بهيدروكسيد الأمونيوم حتى يصبح قلويا) ويتكون راسب أحمر من المحاليل المركزة.

4- هيدروكسيد الأمونيوم + محلول الملح:


يتكون راسب أخضر باهت يذوب فى الزيادة من هيدروكسيد الأمونيوم:



أملاح المنجنيز


1- كلوريد الأمونيوم + هيدروكسيد الأمونيوم + كبريتيد الهيدروجين أو كبريتيد الأمونيوم + محلول الملح:

يتكون راسب لونه بصلى من كبريتيد المنجنيز يذوب فى الأحماض المخففة.



2- هيدروكسيد الصوديوم + محلول الملح:

يعطى راسب أبيض من هيدروكسيد المنجنيز لا يذوب فى زيادة من العامل المرسب ويتحول إلى البنى بالتعرض للجو.




3- فوسفات الصوديوم + محلول الملح:

يتكون راسب لونه بصلى فى وجود النشادر.

أملاح الخارصين (الزنك)



1- كلوريد الأمونيوم + هيدروكسيد الأمونيوم + غاز كبريتيد الهيدروجين أو كبريتيد الأمونيوم + محلول الملح:

يتكون راسب أبيض (كبريتيد الخارصين) يذوب في حامض الهيدروكلوريك المخفف.




2 - هيدروكسيد الصوديوم + محلول الملح:

يتكون راسب أبيض جيلاتيني (هيدروكسيد الزنك) يذوب في زيادة من العامل المرسب مكونا خارصينات الصوديوم.



3 - حديد وسيانيد البوتاسيوم + محلول الملح:

يتكون راسب أبيض من حديد وسيانيد الخارصين شحيح الذوبان في الأحماض المخففة.



المجموعة الخامسة : مجموعة كربونات الأمونيوم


Group (V): Ammonium carbonate group

تضم هذه المجموعة للكالسيوم والامونيوم والباريوم ومعظم أملاحها بيضاء اللون.

أملاح الكالسيوم


1 - كربونات الأمونيوم (في وجود كلوريد الأمونيوم + هيدروكسيد الأمونيوم) + محلول الملح:

يتكون راسب أبيض من كربونات الكالسيوم ويذوب هذا الراسب في الأحماض المعدنية المخففة.



2 - حامض الكبريتيك المخفف + محلول الملح:

يتكون راسب أبيض من كبريتات الكالسيوم من المحاليل المركزة.



3 - كبريتات الكالسيوم + محلول الملح:


لا يحدث ترسيب ويستخدم هذا الكشف في التفرقة بين الكالسيوم والامونيوم والباريوم.

4 - كرومات البوتاسيوم + محلول الملح:

لا يحدث راسب من المحاليل المخففة أو المحتوية على حامض الخليك.

5- اكسالات الأمونيوم + محلول الملح:


يتكون راسب أبيض من اكسالات الكالسيوم شحيح الذوبان في حامض الخليك ولكنه يذوب في حامض الهيدروكلوريك.

**6- الكشف الجاف:**

إذا سخت مركبات الكالسيوم (بعد تحويلها إلى كلوريد بواسطة حامض الهيدروكلوريك المركز) بواسطة سلك بلاتين في لهب بنزي غير المضئ يظهر لون أحمر طوبى.

أملاح الاسترونشيوم


1- كربونات الأمونيوم (في وجود كلوريد الأمونيوم + هيدروكسيد الأمونيوم + محلول الملح:
يتكون راسب أبيض من كربونات الاسترونشيوم يذوب في الأحماض المعدنية المخففة.

**2- كبريتات الكالسيوم + محلول الملح:**

يتكون راسب أبيض من كبريتات الاسترونشيوم بعد فترة أو بالتسخين.

3- حامض الكبريتيك المخفف + محلول الملح:

يظهر راسب أبيض من كبريتات الاسترونشيوم.

**4- كرومات البوتاسيوم + محلول الملح:**


يظهر راسب أصفر من كرومات الاسترونشيوم يذوب في حامض الخليك.

**5- الاختبار الجاف:**


ويتكون أملاح الاسترونشيوم لهب مصباح بنزن المضئ باللون القرمزي.

أملاح الباريوم


1- كربونات الأمونيوم (في وجود كلوريد الأمونيوم + هيدروكسيد الأمونيوم + محلول الملح:
يتكون راسب أبيض من كربونات الباريوم يذوب في الأحماض المعدنية المخففة.

**2- كبريتات الكالسيوم + محلول الملح:**

يتكون في الحال راسب أبيض من كبريتات الباريوم شحيح الذوبان في الأحماض المعدنية.


**3- حامض الكبريتات المخفف + محلول الملح:**

يظهر راسب أبيض من كبريتات الباريوم لا يذوب في الأحماض المعدنية.



4-كرومات البوتاسيوم + محلول الملح:

يتكون راسب أصفر من كرومات الباريوم لا يذوب في حامض الخليك ولكنه يذوب في الأحماض المعدنية.



5-الاختبار الجاف:

تلون أملاح الباريوم لهب بنزن غير المضئ باللون الأخضر المصفر.


المجموعة السادسة (V) Group (V)

تضم المجموعة السادسة عدة عناصر تتميز بأنها ليس لها كاشف خاص.

أملاح الماغنسيوم


1-كربونات الأمونيوم + محلول الملح:

يتكون راسب أبيض من كربونات الماغنسيوم.



2-هيدروكسيد الصوديوم + محلول الملح:


يتكون راسب أبيض يذوب في الأحماض المخففة.



3-فوسفات الصوديوم + محلول الملح:

يعطى في وجود كلوريد الأمونيوم وهيدروكسيد الأمونيوم راسب أبيض من فوسفات الماغنسيوم


والأمونيوم MgNH_4PO_4



أملاح الصوديوم

1-بيرو أنتيمونات البوتاسيوم + محلول الملح:

يعطى راسب أبيض من بيرو أنتيمونات الصوديوم.



2-كشف الذهب:

تلون مركبات الصوديوم لهب بنزن غير المضئ بلون أصفر ذهبي.

أملاح البوتاسيوم

1 - كوبلتى نترتيت الصوديوم + محلول الملح:
يعطى فى وجود حامض الخليك راسب أصفر قبيلى من كوبلتى نترتيت البوتاسيوم.

2 - الكشف الجاف:

تلون أملاح البوتاسيوم اللهب باللون البنفسجى المخضر.

خطة الكشف عن الشق القاعدى


أولاً: يجب الحصول على محلول الملح الجاف عن طريق إذابته فى المذيبات الآتية بالترتيب:

- 1 - الماء (H_2O) على البارد ثم على الساخن.
- 2 - حمض النيتريك المخفف (HNO_3) على البارد ثم على الساخن.
- 3 - حمض النيتريك المركز (HNO_3) على البارد ثم على الساخن.
- 4 - حمض الهيدروكلوريك المخفف (HCl) على البارد ثم على الساخن.
- 5 - حمض الهيدروكلوريك المركز (HCl) على البارد ثم على الساخن.
- 6 - الماء الملكى (aqua regia) 1 : 3 حمض الهيدروكلوريك المركز : حمض النيتريك المركز 3
 $HCl : 1 HNO_3$

(I) الملح الجاف + $NaOH \xrightarrow{\Delta} NH_3 \uparrow$ (رائحة الأمونيا النفاذة).


∴ NH_4^+ هو الشق القاعدى للملح.

(II) الكشف عن المجموعة الأولى (Ag^+ , Hg_2^{2+} , Pb^{2+}) محلول الملح + محلول HCl المخفف.





(III) الكشف عن المجموعة الثانية (Cu^{2+} , Hg^{2+} , Bi^{3+} , Cd^{2+}):

محلول الملح + محلول HCl المخفف H_2S



للتفرقة بين النحاس والزئبق والبرموث:



وللتفرقة بين Ni^{2+} و Co^{2+} :


- 1 - محلول الملح + بلورات NH_4SCN ← لون بنفسجي يتحول إلى وردي بالتخفيف (Co^{2+}).
- 2 - محلول الملح + $NH_4OH + DMG$ ← راسب أحمر (Ni^{2+}).

(VI) الكشف عن المجموعة الخامسة ($Ca^{2+}, Sr^{2+}, Ba^{2+}$):

محلول الملح + $(NH_4)_2 CO_3 + NH_4OH + NH_4Cl$ ← راسب أبيض في الثلاث أملاح:

للتفرقة بين Ca^{2+} والملحين الآخرين:






(VII) الكشف عن المجموعة السادسة (Mg^{2+}, K^+, Na^+) :

محلول الملح + $Na_2HPO_4 + NH_4OH + NH_4Cl$ ← راسب أبيض (Mg^{2+})

وللتفرقة بين الصوديوم والبوتاسيوم



التجربة (1): الكشف عن الشقوق القاعدية لبعض الاملاح البسيطة- اعداد مخطط التحليل الوصفي للشقوق Zn^{2+} , Ca^{2+} , Cu^{2+} , Al^{3+} , Co^{2+}
Lab.(1): Cationic identification of some simple single salts- Developing qualitative analysis of cations; Zn^{2+} , Ca^{2+} , Cu^{2+} , Al^{3+} , Co^{2+} .

أسئلة يجاب عليها قبل الحضور إلى المختبر:

1 - ما هي المجموعة التي ينتمي اليها كل من الشقوق القاعدية المذكورة في هذه التجربة ؟

2 - اذكر اسم الكاشف الرئيسي لكل مجموعة من هذه الشقوق التي صنفتها .

الأساس النظري:

في هذه التجربة سوف تعطى خمس محاليل يحتوي كل محلول على شق قاعدي واحد. وهذه الشقوق هي Zn^{2+} , Ca^{2+} , Cu^{2+} , Al^{3+} , Co^{2+} . و من ثم ستقوم بإضافة الكواشف على حدى إلى كل محلول تبعا لما هو موضح في السابق . بعد ذلك قم بتدوين ملاحظاتك في الجدول. من خلال التمييز بين هذه الملاحظات يمكنك ان تصمم خطة للكشف عن أي من هذه الشقوق الخمسة. يمكنك التأكد من صحة خطة الكشف التي اقترحتها اذا ما تتبعنا من خلال هذا المخطط الكشف عن عينة مجهولة لأي من هذه الشقوق القاعدية الخمسة أو في مخلوط يتألف من ثلاثة إلى خمسة من هذه الشقوق.

■ مخرجات التعلم

بعد دراستك لهذه التجربة، يتوقع منك ان تكون قادرا على أن:

- 1 - تقدر وصفيا هذه الشقوق القاعدية في محاليلها المجهولة .
- 2 - تمييز الكاشف المناسب لكل مجموعة من الشقوق القاعدية.
- 3 - تصمم خطة كشف لعدد اكبر و انواع مختلفة من الشقوق القاعدية.
- 4 - تفصل و تتعرف على كل شق قاعدي في مخلوط يتألف عدة شقوق قاعدية.

الأدوات المستخدمة:

❖ أنبوبة اختبار

- ❖ قمع فصل
- ❖ دورق مخروطي حجم (250 ml)
- ❖ كاس زجاجي (500 ml)
- ❖ أوراق ترشيح
- ❖ أوراق pH
- ❖ ساق زجاجية
- ❖ حامل مزود بحلقة لاحتواء قمع الفصل
- ❖ دورق غسيل

الكواشف المطلوبة:

- ❖ محاليل محضرة لـ Zn^{2+} , Ca^{2+} , Cu^{2+} , Al^{3+} , Co^{2+} بتركيز 0.1-0.2 M
- ❖ محلول من NH_4OH بتركيز 3 M
- ❖ محلول من HNO_3 بتركيز 3 M
- ❖ محلول من Na_3PO_4 بتركيز 0.3 M
- ❖ محلول من $K_3Fe(CN)_6$ بتركيز 0.2 M
- ❖ محلول من $NaOH$ بتركيز 6 M
- ❖ ماء مقطر

المخاطر المتوقعة من هذه التجربة:

- ❖ يجب وضع النظارات وكمادات الأنف قبل البدء بالتجربة
- ❖ يجب غسل الكاس الزجاجي قبل و بعد نقل أي محلول من الزجاجات الموضوع فيها لتجنب تلوث هذه المحاليل ببعضها البعض.
- ❖ هيدروكسيد الصوديوم مادة كاوية لها تأثير كاوي على الجسم وعليه يجب الحذر من ملامستها للجسم أو العينين

خطوات العمل:

- (1) ضع 2 mL من محلول لأيونات الـ Zn^{2+} في أنبوبة اختبار. اضع قطرات من محلول HNO_3 او قطرات من محلول NH_4OH حتى يصبح الوسط متعادلا (استخدم أوراق الـ pH لهذا الغرض). اضع 1 mL من محلول Na_3PO_4 إلى أنبوبة الاختبار ، ثم لاحظ ماذا يحدث.

- (2) مرة ثانية ، خذ 2 mL من محلول لأيونات الـ Zn^{2+} في أنبوبة اختبار. اصف قطرات من محلول HNO_3 حتى يصبح الوسط حامضيا (استخدم أوراق الـ pH لهذا الغرض). اصف 1 mL من محلول حديدوسيانيد البوتاسيوم $K_3Fe(CN)_6$ إلى أنبوبة الاختبار ، ثم لاحظ ماذا يحدث.
- (3) أيضا مرة أخرى ، ضع 2 mL من محلول لأيونات الـ Zn^{2+} في أنبوبة اختبار. اصف قطرات من محلول NaOH حتى يصبح الوسط قاعديا. اذا تكون راسب ، قم بترشيح الراسب ، ثم احتفظ بالراسب.
- (4) اغسل الراسب مرتين بالماء المقطر (5 mL في كل مرة) ، بعد ذلك اصف للراسب 1 mL من محلول NH_4OH ، ثم لاحظ ماذا يحدث.
- (5) إلى 1 mL اخرى من محلول لأيونات الـ Zn^{2+} اصف 1 mL من محلول لـ NaOH حتى يصبح الوسط قاعديا. اذا تكون راسب ، قم بترشيح الراسب ، ثم غسله مرتين بالماء المقطر. وعندها اصف للراسب 1 mL من محلول HNO_3 ، ثم لاحظ ماذا يحدث.
- (6) دون كل ملاحظاتك في الجدول.
- (7) كرر الخطوات (من 1 إلى 6) مع المحاليل الاربعة الاخرى للشقوق القاعدية المتبقية.
- (8) اغسل يداك جيدا قبل أن تغادر المختبر.

التقرير العملي:

أسم الطالب : -..... اسماء الطلاب المشاركين : - (1).....(2)..... (3)..... المجموعة :.....الزمن : -من..... إلى..... اليوم و التاريخ : -.....(...../...../20.....)	(1) المعلومات الشخصية Identification																																									
الكشف عن الشقوق القاعدية لبعض الاملاح البسيطة - اعداد مخطط التحليل الوصفي للشقوق Ca^{2+}, Cu^{2+}, Al^{3+}, Co^{2+}, Co^{2+}	(2) عنوان التجربة Title of Experiment																																									
	(3) الهدف او الغاية من التجربة Objective or Purpose																																									
(4) النتائج و الحسابات Results and Calculations																																										
(1) دون جميع ملاحظاتك في الجدول التالي : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">الكاشف Reagent</th> <th colspan="5">Cations</th> </tr> <tr> <th>Ca^{2+}</th> <th>Cu^{2+}</th> <th>Al^{3+}</th> <th>Co^{2+}</th> <th>Co^{2+}</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Test 1 PO_4^{3-}</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Test 2 $Fe(CN)_6^{3-}$</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Test 3 OH^-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Test 4 NH_3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Test 5 H^+</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		الكاشف Reagent	Cations					Ca^{2+}	Cu^{2+}	Al^{3+}	Co^{2+}	Co^{2+}	Test 1 PO_4^{3-}						Test 2 $Fe(CN)_6^{3-}$						Test 3 OH^-						Test 4 NH_3						Test 5 H^+					
الكاشف Reagent	Cations																																									
	Ca^{2+}	Cu^{2+}	Al^{3+}	Co^{2+}	Co^{2+}																																					
Test 1 PO_4^{3-}																																										
Test 2 $Fe(CN)_6^{3-}$																																										
Test 3 OH^-																																										
Test 4 NH_3																																										
Test 5 H^+																																										

(2) أكمل معادلات التفاعلات التالية ، موضحا في أي من المعادلات التالية يتكون راسب و ما لون

و خصائص هذا الراسب. يمكنك ايضا ان تلصق صورا قد اخذتها اثناء ملاحظتك للنتائج:


1.	$Zn^{2+} + PO_4^{3-} \rightarrow$	_____	
2.	$Ca^{2+} + PO_4^{3-} \rightarrow$	_____	
3.	$Cu^{2+} + PO_4^{3-} \rightarrow$	_____	
4.	$Al^{3+} + PO_4^{3-} \rightarrow$	_____	
5.	$Co^{2+} + PO_4^{3-} \rightarrow$	_____	
6.	$Zn^{2+} + Fe(CN)_6^{3-} \rightarrow$	_____	
7.	$Ca^{2+} + Fe(CN)_6^{3-} \rightarrow$	_____	
8.	$Cu^{2+} + Fe(CN)_6^{3-} \rightarrow$	_____	
9.	$Al^{3+} + Fe(CN)_6^{3-} \rightarrow$	_____	
10.	$Co^{2+} + Fe(CN)_6^{3-} \rightarrow$	_____	
11.	$Zn^{2+} + OH^- \rightarrow$	_____	$\xrightarrow{NH_3}$ _____
	$Zn^{2+} + OH^- \rightarrow$	_____	$\xrightarrow{H^+}$ _____
12.	$Ca^{2+} + OH^- \rightarrow$	_____	$\xrightarrow{NH_3}$ _____
	$Ca^{2+} + OH^- \rightarrow$	_____	$\xrightarrow{H^+}$ _____
13.	$Cu^{2+} + OH^- \rightarrow$	_____	$\xrightarrow{NH_3}$ _____
	$Cu^{2+} + OH^- \rightarrow$	_____	$\xrightarrow{H^+}$ _____
14.	$Al^{3+} + OH^- \rightarrow$	_____	$\xrightarrow{NH_3}$ _____
	$Al^{3+} + OH^- \rightarrow$	_____	$\xrightarrow{H^+}$ _____
15.	$Co^{2+} + OH^- \rightarrow$	_____	$\xrightarrow{NH_3}$ _____
	$Co^{2+} + OH^- \rightarrow$	_____	$\xrightarrow{H^+}$ _____

(5) المناقشة Discussion

(6) الاستنتاج Conclusion

يمكنك الان ان تصمم مخطط لفصل هذه الشقوق القاعدية في مخلوط من محاليلها ، موضحا التتابع المناسب في الكشف عنها . و للتبسيط اكمل الفراغات بوضع الشقوق القاعدية المناسبة في مكانها

الصحيح:



(7) الاسئلة اللاحقة Post-Laboratory Questions

(1) اذا تم اعطائك عينة من محلول يشك بأنه يحتوي على أيونات الكالسيوم (Ca^{2+}) فقط ، وضح كيف يمكنك اثبات وجود هذا الشق القاعدي في المحلول من عدمه .

(2) وجدت قنينة لمحلول في المختبر وكان عليها ملصقين. احدهما كتب عليه (Al^{3+} و Zn^{2+}) و كتب على الملصق الاخر (Al^{3+} أو Zn^{2+})، وضح مع ذكر السبب التجربة التي ستقوم بإجرائها للتأكد من ان هذه القنينة تحتوي كلا هذين الأيونين او احد منهما.

(3) صمم مخطط مناسباً لفصل هذه الشقوق القاعدية (Ag^+ , K^+ , Fe^{2+} , Ca^{2+} , Ba^{2+} , Bi^{3+}) والكشف عنها في مخلوط من محاليلها المائية.

الطرق العامة للكشف عن الشقوق الحامضية في أملاحها البسيطة

General Scheme for anionic identification of simple single salts

تنقسم الشقوق الحامضية إلى ثلاث مجموعات رئيسية كالآتي:

(أ) أملاح المجموعة الأولى وهي التي تتفاعل مع HCl المخفف ويتصاعد غاز Dil. :Hydrochloric acid group

و تشمل مجموعة مختلفة من الشقوق الحامضية و هي كالتالي تبعا لنوع الغاز المتصاعد:

الغاز المتصاعد	الشق
CO ₂	الكربونات CO ₃ ²⁻
CO ₂	البيكربونات HCO ₃ ⁻
SO ₂	الكبريتيت SO ₃ ²⁻
SO ₂	الثيو كبريتات S ₂ O ₃ ²⁻
H ₂ S	الكبريتيد S ²⁻
NO ₂ ← ^{Oxidation} NO	النيتريت NO ₂ ⁻

(ب) أملاح المجموعة الثانية وهي التي تتفاعل مع H₂SO₄ Conc. والتسخين وأملاح هذه المجموعة لا تتأثر بـ HCl المخفف :Conc. Sulphuric acid group

وهذه المجموعة تتألف من الشقوق التالية:

HCl gas	الكلوريد Cl ⁻
HBr, Br ₂	البروميد Br ⁻
I ₂	اليوديد I ⁻
mix. of N ₂ oxides	النترات NO ₃ ⁻

(ج) أملاح المجموعة العامة وهي التي لا تتأثر بـ HCl المخفف أو حمض H₂SO₄ المركز Miscellaneous group

و تشمل الشقوق التالية:




مجموعة الفوسفات PO ₄ ³⁻
مجموعة الكبريتات SO ₄ ²⁻
مجموعة البورات B ₄ O ₇ ²⁻

❖ الكشف عن الشق الحامضي لأملاح المجموعة الأولى (أ)



1- تأثير حمض الهيدروكلوريك المخفف HCl dil. على الملح الجاف

أضف قليل من الملح الجاف في أنبوبة اختبار ثم أضف إليها قليل من Dil. HCl واكشف عن الغاز المتصاعد.


(أ) في حالة الكربونات والبيكربونات يتصاعد غاز CO_2 عديم اللون والرائحة ويعكر ماء الجير.



(ب) في حالة الكبريتات يتصاعد غاز SO_2 عديم اللون وله رائحة خانقة يعكر ماء الجير ويخضر ورقة مبللة بمحلول بيكرومات البوتاسيوم المحمضة بحمض الكبريتيك.





(ج) في حالة الثيوكبريتات يتصاعد غاز SO_2 مثل الكبريتيت ولكن يختلف عن الكبريتيت في أن المحلول يرسب الكبريت راسباً أصفر معلق



(د) في حالة الكبريتيد يتصاعد غاز H_2S يسود ورقة مبللة بمحلول خلات الرصاص.



(هـ) في حالة النيتريت يتصاعد غاز يتلون إلى اللون الأحمر عند تعرضه للهواء قرب حافة الأنبوبة.




2- تفاعل محلول الملح مع محلول كبريتات المغنسيوم MgSO_4

يستخدم هذا التفاعل للتمييز بين الكربونات والبيكربونات ولا تؤثر كبريتات المغنسيوم على بقية أملاح المجموعة الأولى.


(أ) فى حالة الكربونات

راسب أبيض من كربونات المغنسيوم على البارد.



(ب) فى حالة البيكربونات


بيكربونات المغنسيوم التى تظل ذائبة فى المحلول ولكن عند التسخين تتحلل إلى كربونات المغنسيوم وتترسب.



3- تفاعل محلول الملح مع محلول نترات الفضة Ag_2NO_3

(أ) فى حالة الكربونات

راسب أبيض من كربونات الفضة يذوب فى النشادر وحامض النتريك




(ب) فى حالة البيكربونات

لا يظهر شئ.


(ج) فى حالة الكبريتيت

راسب أبيض متبلور من كبريتيت الفضة يذوب فى زيادة من نترات الفضة و فى النشادر و فى حامض النتريك المخف.




(د) فى حالة الثيوكبريتات

راسب أبيض من ثيوكبريتات الفضة الذى يتدلل بسرعة مع الوقت والتسخين ويتحول اللون الأبيض إلى أصفر وبنى ثم أسود نظرا لتكون كبريتيد الفضة.




(هـ) فى حالة الكبريتيدات

راسب أسود مباشرة من كبريتيد الفضة.



(و) فى حالة النتريتات


راسب أبيض متبلور من نتريت الفضة (يجب تركيز المحلولين لظهور الراسب).



4- تفاعل محلول الملح مع محلول خلات الرصاص $\text{Pb}(\text{CH}_3\text{COO})_2$

(أ) فى حالة الكربونات

راسب أبيض على البارد يذوب فى حامض النيتريك المخفف.




(ب) فى حالة البيكربونات

يتكون الراسب الأبيض بعد التسخين و يذوب فى حامض النيتريك المخفف.


(ج) فى حالة الكبريتات

راسب أبيض من كبريتات الرصاص يذوب فى حامض النيتريك المخفف وبالغليان يتأكسد كبريتات الرصاص إلى كبريتات رصاص.




(د) فى حالة الثيوكبريتات

يتكون راسب أبيض من ثيو كبريتات الرصاص يذوب فى زيادة من المحلول وبالغليان يتحول إلى اللون الرمادى نظراً لتحلل ثيوكبريتات الرصاص إلى كبريتيد الرصاص PbS .





(هـ) فى حالة الكبريتيدات


راسب أسود من كبريتيد الرصاص PbS .



5- اختزال لون البرمنجنات المحمضة بحمض الكبريتيك المركز (النتريتات و الكبريتات).



6- الثيوكبريتات مع محلول اليود يختزل لون اليود إلى عديم اللون:



❖ الكشف عن الشق الحامضى لأملاح المجموعة الثانية (ب)


تتأثر الأملاح هذه المجموعة بحامض الكبريتيك المركز وتزيد سرعة التفاعل مع التسخين وتشمل هذه المجموعة شقوق الكلوريد، البرديد والنترات ويكشف عن الشقوق بالطرق الآتية:

1- يتفاعل الملح الجاف مع حامض الكبريتيك المركز والساخن

أضف قليل من حامض الكبريتيك المركز إلى قليل من الملح في أنبوبة اختبار جافة ثم سخن واكشف عن الغاز المتصاعد كما يلي:


(أ) الكلوريد:

يتصاعد غاز HCl الذي يكون سحب بيضاء من كلوريد الامونيوم عند تعرضه لورقة مبللة بمحلول النشادر




(ب) البروميد

تتصاعد الحرارة من خليط الأيدروجين HBr والبروم Br₂ الذي يكون مع النشادر سحب برتقالية اللون وتحول ورقة مبللة بالنشا إلى اللون الأصفر.




(ج) اليوديد:

تتصاعد أبخرة اليود ولونها بنفسجي تترك ورقة مبللة بالنشا




(د) النترات:

تتصاعد أبخرة حمراء وتكثر هذه الأبخرة إذا وضع مع الملح الجاف في الأنبوبة قطعة صغيرة من معدن النحاس.

**2- تفاعل محلول الملح مع محلول نترات الفضة AgNO₃**


(أ) الكلوريد:

يتكون راسب أبيض متجبن من كلوريد الفضة لا يذوب في حامض النيتريك المخفف ولكنه يذوب في النشادر المخفف.




(ب) البروميد

راسب أبيض مصفر متجبن من بروميد الفضة لا يذوب في حامض النيتريك ولكنه يذوب قليلاً في النشادر المخفف وتما في النشادر المركزة.



(ج) اليوديد:

يتكون راسب أصفر متجبن من يوديد الفضة لا يذوب في حامض النيتريك المخفف ولا في النشادر والمخففة أو المركزة.



3- تفاعل محلول الملح مع محلول خلات الرصاص $\text{Pb}(\text{OOCCH}_3)_2$

(أ) الكلوريد:

راسب أبيض من كلوريد الرصاص PbCl_2 (ركز المحلول) ويزوب هذا الراسب بالغليان ويترسب بالتبريد.

(ب) البروميد

راسب أبيض متبلور من بروميد الرصاص ويزوب في المحلول بالغليان ويترسب بالتبريد ولكن سرعة ذوبانه في الماء المغلي أقل من كلوريد الرصاص.

(ج) اليوديد

راسب أصفر من يوديد الرصاص في كمية كبيرة من الماء المغلي ويعطى محلول عديم اللون بتبريد هذا المحلول تنفصل بلورات ذهبية من يوديد الرصاص.

4- تفاعل محلول الملح مع ماء الكلور والكلوروفورم


أضف إلى محلول الملح في أنبوبة اختبار قليل من محلول الكلور ونقطة من حامض الكبريتيك المخفف ثم قليل من الكلوروفورم ورج الأنبوبة.

(أ) الكلوريد:

لا يحدث تفاعل


(ب) البروميد

ينفصل البروم ويلون طبقة الكلوروفورم السفلى باللون البرتقالي.



(ج) اليوديد

ينفصل اليود ويلون الطبقة السفلى باللون البنفسجي.



5- كشف الحلقة السمرء (كشف خاص بالنيترات):


أضف إلى محلول الملح في أنبوبة اختبار قليل من محلول كبريتات الحديدوز FeSO_4 ثم أضف نقطة من حامض الكبريتيك المركز تضاف ببطء على جدار الأنبوبة فتتكون حلقة سمرء عند الأسطح الفاصل تزول بالرج أو التسخين.

❖ الكشف عن الشق الحامضي لأملاح المجموعة العامة (ج)


أ. ملاح هذه المجموعة لا تتفاعل مع HCl dil. أو H_2SO_4 Conc. وتشم مج موعتي الفوسفات PO_4^{3-} ، كبريتات SO_4^{2-} والبيورات $\text{B}_4\text{O}_7^{2-}$.

أملاح كبريتات:

1 - بإضافة محلول كلوريد الباريوم BaCl_2 إلى محلول الملح يتكون راسب أبيض من كبريتات الباريوم وفي حالة مجموعة الكبريتات لا يذوب في HCl dil. أو أى حمض مخفف.




2 - محلول الملح الكبريتات إلى محلول خلات الرصاص يتكون راسب أبيض من كبريتات الرصاص لا يذوب في الأحماض المخففة.




أملاح الفوسفات:

1 - بإضافة محلول كلوريد الباريوم BaCl_2 إلى محلول الملح يتكون راسب أبيض من فوسفات الباريوم مع محلول كلوريد الباريوم ولكنه يذوب في حامض HCl وكذلك الخليك.




2 - يكشف عن الفوسفات بإضافة محلول موليبيدات الأمونيوم المدمض بهامض النيتريك إلى محلول الملح ثم التسخين حيث يتكون راسب أصفر كنارى من فوسفور موليبيدات الأمونيوم.

3 - عند إضافة محلول نترات الفضة إلى محلول الفوسفات يتكون راسب أصفر يذوب في حامض النيتريك المخفف.




4 - عند إضافة محلول الفوسفات إلى محلول خلات الرصاص يتكون راسب أصفر من فوسفات الرصاص.



أملاح البورات:

1 - حمض البوريك عبارة عن مادة بلورية صلبة تذوب بصعوبة في الماء ولكن ملح الصوديوم (بورات الصوديوم $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$) يذوب بسهولة في الماء ويعرف باسم البوراكس.

محلول الملح + محلول كلوريد الباريوم يتكون راسب أبيض من بورات الباريوم تذوب في الأحماض المخففة.



2 - محلول الملح + محلول AgNO_3 : يتكون راسب أبيض يذوب في الامونيا وأيضا يذوب في حمض النيتريك (مختلفا عن الكلوريد).

3 - اختبار الجلوسرين: ضع نقطة واحدة من محلول الفينول فتالين ph.ph على محلول البورات فيظهر لون قرمزى أصف نقط من الجلوسرين حتى يختفى اللون القرمزى ثم بالتسخين يظهر اللون وبالتبريد يختفى.

خطة الكشف عن الشقوق الحامضية للأملاح في الحالة الصلبة

يتم أولاً دراسة الخواص الفيزيائية للملح المجهول من حيث الحالة البلورية واللون والذوبانية وتأثير محلوله على ورق عباد الشمس وكذلك تأثير الحرارة ثم نقوم بإتباع الجدول الآتى:

النتيجة	الملاحظة	التجربة
(أ) كربونات أو بيكربونات (أ) كبريتيت (المحلول يظل رائق) (ب) ثيوكبريتات (المحلول يتعكر)	تصاعد غاز CO_2 تصاعد غاز SO_2	المحلول الصلب + حمض الهيدروكلوريك المخفف (تسخين بسيط)
كبريتيد	تصاعد غاز H_2S له رائحة البيض الفاسد	
نيتريت	أبخرة بيضاء عند الفوهة	
كلوريد	تصاعد غاز HCl شفافاً يكون سحب بيضاء عند تقريب ورقة مبللة بالنشادر	المادة الصلبة + H_2SO_4 المركز (التسخين)
برميد	أبخرة برتقالية كثيفة من غاز Br_2	
يوديد	أبخرة بنفسجية من غاز اليود	
نترات	أبخرة بيضاء خفيفة تزداد بالغلجان	
كبريتات	راسب أبيض لا يذوب في حمض النيتريك	محلول الملح + محلول كلوريد الباريوم
بورات أو فوسفات	راسب أبيض يذوب في حمض النيتريك المخفف	
بورات	راسب أبيض يتحول إلى بني بالغلجان	محلول الملح + محلول نترات الفضة
فوسفات	راسب أصفر	

التجربة (2): الكشف عن الشقوق الحامضية لبعض الأملاح البسيطة- اعداد مخطط التحليل الوصفي للشقوق SO_4^{2-} , Cl^- , HCO_3^-

Lab.(2): Anionic identification of some simple single salts- Developing qualitative analysis of anions; SO_4^{2-} , Cl^- , HCO_3^- .

أسئلة يجاب عليها قبل الحضور إلى المختبر:

1 - ما هي المجموعة التي ينتمي إليها كل من الشقوق الحامضية المذكورة في هذه التجربة ؟

2 - اذكر اسم الكاشف الرئيسي لكل مجموعة من هذه الشقوق التي صنفتها .

الأساس النظري:

في هذه التجربة سوف تعطى ثلاث أملاح في حالتها الصلبة يحتوي كل ملح على شق حامضي واحد. وهذه الشقوق هي SO_4^{2-} , Cl^- , HCO_3^- . و من ثم سوف تقوم بإضافة الكواشف على حدى إلى كل ملح اما في حالته الصلبة أو محلوله المائي. بعد ذلك قم بتدوين ملاحظاتك في الجدول. من خلال التمييز بين هذه الملاحظات يمكنك ان تصمم خطة للكشف عن أي من هذه الشقوق الثلاثة. يمكنك التأكد من صحة خطة الكشف التي اقترحتها اذا ما تتبععت من خلال هذا المخطط الكشف عن عينة مجهولة لأي من هذه الأملاح الثلاثة أو في مخلوط يتألف من اثنين إلى ثلاثة من هذه الأملاح.

مخرجات التعلم

بعد دراستك لهذه التجربة، يتوقع منك ان تكون قادرا على أن:

- 1 - تقدر وصفيا (تتعرف على) هذه الشقوق الحامضية في أملاحها البسيطة أو مخالطيها المجهولة .
- 2 - تمييز الكاشف المناسب لكل مجموعة من الشقوق الحامضية.
- 3 - تصمم خطة كشف لعدد اكبر و أنواع مختلفة من الشقوق الحامضية.

الأدوات المستخدمة:

- ❖ أنبوبة اختبار
- ❖ سداد مطاطي مزود بمنفذ تمر خلالها أنبوبة زجاجية على شكل حرف U
- ❖ موقد بنسن (Bunsen burner) للتسخين
- ❖ كاس زجاجي (500 ml)

❖ أوراق ترشيح

❖ ساق زجاجية

❖ دورق غسيل

الكواشف المطلوبة:

❖ مسحوق صلب لأملاح بسيطة تحتوي على أيونات SO_4^{2-} , Cl^- , HCO_3^-

❖ محاليل محضرة لهذه أملاح بسيطة بتركيز 0.1-0.2 M

❖ حمض الهيدروكلوريك المركز Conc. HCl

❖ حمض الكبريتيك المركز Conc. H_2SO_4

❖ محلول من BaCl_2 بتركيز 0.2 M

❖ محلول من AgNO_3 بتركيز 0.1 M

❖ محلول من Ca(OH)_2 بتركيز 0.2 M (ماء الجير)

❖ محلول من $\text{Pb(CH}_3\text{COO)}_2$ بتركيز 0.2 M

❖ محلول من حمض النيتريك المخفف HNO_3 بتركيز 0.2 M

❖ ماء مقطر

المخاطر المتوقعة من هذه التجربة:

❖ يجب وضع النظارات و كمادات الأنف قبل البدء بالتجربة وعدم محاولة التعرف على رائحة الأبخرة المتصاعدة من التفاعلات.

❖ يرجى التعامل بحذر مع الأحماض المركزة (HCl و H_2SO_4) عند نقل الكميات المطلوبة التي تريدها من عبواتها و اضافتها إلى أنبوبة الاختبار ، بحيث تضمن عدم اتصالها مع الجلد و ذلك بارتداء قفازات اليدين.

❖ يجب غسل الكاس الزجاجي قبل و بعد نقل أي محلول من الزجاجات الموضوع فيها لتجنب تلوث هذه المحاليل ببعضها البعض.

خطوات العمل:

(1) ضع في أنبوبة اختبار كمية صغيرة من الملح الصلب الذي يحتوي على أيونات

البكربونات HCO_3^- . اصف قطرات من حمض الهيدروكلوريك المركز ، ثم لاحظ ما

يحدث. اذا حدث فوران ، اصف قطرات اضافية من حمض الهيدروكلوريك المركز ، ثم غطي فوهة أنبوبة الاختبار مباشرة بالسداد المطاطي (مثبت عليه مسبقا أنبوبة زجاجية على شكل حرف U) و اجعل الطرف الآخر من أنبوبة U مغمور في كاس زجاجي مملوء بماء الجير. لاحظ ماذا يحدث لماء الجير.

كرر الخطوة (1) ولكن باستخدام كمية صغيرة من ملح الكلوريد Cl^- مرة و ملح الكبريتات SO_4^{2-} مرة اخرى.

(2) ضع في أنبوبة اختبار كمية صغيرة من ملح الكلوريد Cl^- الصلب و اصف اليها قطرات من حمض الكبريتيك المركز ، ثم لاحظ ما يحدث. اذا تصاعدت ابخرة ، ما هو لونها ؟ اصف قطرات اخرى من حمض الكبريتيك المركز عرض فوهة أنبوبة الاختبار لورقة مبللة بمحلول الامونيا المركز ، لاحظ ما يحدث.

كرر الخطوة (2) ولكن باستخدام كمية صغيرة من ملح البيكربونات HCO_3^- مرة و ملح الكبريتات SO_4^{2-} مرة اخرى.

(3) خذ 2 mL من محلول لملاح الكبريتات SO_4^{2-} في أنبوبة اختبار. اصف 2 mL من محلول كلوريد الباريوم $BaCl_2$ إلى أنبوبة الاختبار ، ثم لاحظ ماذا يحدث. ككرر الخطوة (3) ولكن بأخذ 2 mL من محلول لملاح الكلوريد Cl^- مرة و محلول الكربونات HCO_3^{2-} مرة اخرى.

(4) ضع 2 mL من محلول لملاح الكربونات HCO_3^- في أنبوبة اختبار. اصف اليها 1 mL من محلول خلاص الرصاص $Pb(CH_3COO)_2$. هل تكون راسب ؟ سخن انبوبة الاختبار بلطف حتى الغليان ثم اترك المحلول ليبرد. يمكنك تكرير التسخين و التبريد عدة مرات و لاحظ ماذا يحدث للراسب على الساخن و البارد.






كرر الخطوة (4) ولكن بأخذ 2 mL من محلول لملاح الكلوريد Cl^- مرة و محلول ملح الكبريتات SO_4^{2-} مرة اخرى.

(5) دون كل ملاحظتك في الجدول.

(6) اغسل يداك جيدا قبل أن تغادر المختبر.

التقرير العملي:


أسم الطالب : اسماء الطلاب المشاركين : (1).....(2)..... (3)..... المجموعة :الزمن : -من إلى..... اليوم و التاريخ : -.....(...../...../20.....)	(1) المعلومات الشخصية Identification																							
الكشف عن الشقوق الحامضية لبعض الاملاح البسيطة - اعداد مخطط التحليل الوصفي للشقوق SO_4^{2-} , Cl^- , HCO_3^-	(2) عنوان التجربة Title of Experiment																							
	(3) الهدف او الغاية من التجربة Objective or Purpose																							
(4) النتائج و الحسابات Results and Calculations																								
(1) دون جميع ملاحظتك في الجدول التالي :																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">الكاشف Reagent</th> <th colspan="3">Anions</th> </tr> <tr> <th>HCO_3^-</th> <th>Cl^-</th> <th>SO_4^{2-}</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Test 1 Conc. HCl</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Test 2 Conc. H_2SO_4</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Test 3 BaCl_2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Test 4 $\text{Pb}(\text{CH}_3\text{COO})_2$</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	الكاشف Reagent	Anions			HCO_3^-	Cl^-	SO_4^{2-}	Test 1 Conc. HCl				Test 2 Conc. H_2SO_4				Test 3 BaCl_2				Test 4 $\text{Pb}(\text{CH}_3\text{COO})_2$				
الكاشف Reagent		Anions																						
	HCO_3^-	Cl^-	SO_4^{2-}																					
Test 1 Conc. HCl																								
Test 2 Conc. H_2SO_4																								
Test 3 BaCl_2																								
Test 4 $\text{Pb}(\text{CH}_3\text{COO})_2$																								
(2) أكمل معادلات التفاعلات التالية ، موضحا ما اذا كان في النواتج راسبا او ابخرة يمكن ان نستدل من خلالها عن نوع الشق الحامضي. يمكنك ايضا ان تلتصق صورا فوتوغرافية قد تكن ألنقطها اثناء ملاحظتك للنتائج عمليا: 1. $\text{NaHCO}_3 + \text{HCl} \longrightarrow \underline{\hspace{2cm}} + \underline{\hspace{2cm}} + \underline{\hspace{2cm}}$																								



Discussion المناقشة (5)

Conclusion الاستنتاج (6)

يمكنك الآن ان تصمم مخطط للكشف عن هذه الشقوق الحامضية في مخلوط من أملاحها الصلبة ،
موضحا النتائج المناسب في الكشف عنها . و للتبسيط اكمل الفراغات بوضع الشقوق الحامضية
المناسبة في مكانها الصحيح:



(7) الاسئلة اللاحقة Post-Laboratory Questions

(1) اعطيت لك عينة من مسحوق يشك بأنه ملح بيكربونات الصوديوم ، وضح كيف يمكنك اثبات وجود أيون الكربونات (HCO_3^-) فقط هذه العينة.

(2) وجدت علبتين لمالحين في المختبر وكان على كل علبة ملصق. احدهما كتب عليه (NaCl) وكتب على ملصق العلبة الاخر (Na_2SO_4). فإذا كنت تشك من أنه حدث تغيير اثناء وضع الملصقين ، وضح مع ذكر السبب التجربة التي ستقوم بإجرائها للتأكد من أن وضع هذين الملصقين كان صحيحا ام لا.

(3) صمم مخطط مناسباً لفصل هذه الشقوق الحامضية الثلاثة (HCO_3^- , Cl^- , SO_4^{2-}) و كيفية الكشف عنها في عينة من مخلوط لأملحها الصلبة.

التجربة (3): تحضير محاليل قياسية (صلب – سائل) و (سائل – سائل) و ضبط تركيز و التعبير عنها بالوحدات المختلفة


Lab.(3): Preparation and standardization of solid-liquid and liquid-liquid solutions expressed in different concentration units.

أسئلة يجاب عليها قبل الحضور إلى المختبر:

- 1 - ما هي أهم الشروط الواجب توافرها في المادة الأولية لتحضير المحلول القياسي ؟
- 2 - لماذا لا يعتبر محلول هيدروكسيد الصوديوم من المحاليل القياسية؟
- 3 - هل يمكن استخدام المحاليل غير القياسية لتعيين تراكيز المحاليل الأخرى المجهولة؟

الأساس النظري:

المحلول القياسي هو المحلول الذي تركيزه الفعلي بعد التحضير هو نفسه المتوقع والمحسوب نظريا . وتتميز المحاليل القياسية بأن تراكيزها لا تتغير بمرور الزمن حيث يظل تركيز المحلول القياسي ثابتاً لعدة شهور أو سنوات من تحضيره ولكن في الواقع قليل من الكواشف تبقى محاليلها ثابتة طوال هذا الزمن، لذا فإن كثيراً منها يحتاج إلى عملية **ضبط التركيز** كل فترة معينة. و تتم عملية ضبط تركيز المحاليل القياسية بواسطة المعايرة . و في **عملية المعايرة** نقوم بإضافة محلول قياسي آخر معلوم تركيزه بدقة (**الكاشف**) تدريجياً بواسطة سحاحة إلى ورق مخروطي يحتوي على المحلول المادة المراد التأكد من تركيزها أو ضبط تركيزها من وقت لآخر. و تستمر عملية الاضافة حتى الوصول إلى نهاية التفاعل و التي يستدل عليها بتغير لون **الدليل** (صبغة عضوية تتغير لونها عند نقطة انتهاء التفاعل). بعد ذلك تجرى الحسابات من اجل تعيين تركيز المحلول القياسي أو ضبط تركيزه. و في هذه التجربة سيطلب منك تحضير محلولين قياسيين احدهما بإذابة المادة الصلبة في سائل (HCl في الماء) و الآخر بإذابة سائل في سائل آخر (HCl في الماء). و بعد ذلك ستقوم بضبط تركيزها (عياريتها) بمعايرتها بمحلول قياسي آخر قد سبق تحضيرها مسبقاً. و بعد ذلك يمكن التعبير عن تراكيز المحاليل القياسية التي حضرتها ، مستخدماً عدة وحدات ، مثل المولارية (M) و النسبة المئوية وزن إلى حجم (w/v%) و النسبة المئوية حجم إلى حجم (v/v%) و وحدة الجزء من الف (ppt) و الجزء من مليون (ppm) ، و غيرها.



شكل (1): تجهيزات المعايرة الحجمية

■ مخرجات التعلم

- بعد دراستك لهذه التجربة، يتوقع منك ان تكون قادرا على أن:
- 1 - تحضير الكثير من المحاليل القياسية من موادها الصلبة و السائلة و بتركيز مختلفة.
 - 2 - تعيين و ضبط تركيز المحاليل القياسية و غير القياسية.
 - 3 - التعبير عن تركيز المحاليل بالعديد من الوحدات المستخدمة.
 - 4 - تعيين تركيز محلول أي عينة مجهولة التركيز باستخدام طريقة المعايرة.

الأدوات و الاجهزة المستخدمة:

- ❖ ورق قياس (500 mL)
- ❖ كأس زجاجي (500 mL)
- ❖ مخبر مدرج (25 mL)
- ❖ سحاحة (50 mL)

- ❖ ماصة (10 mL) مزودة بشفاط مطاطي
- ❖ ورق مخروطي (250 mL)
- ❖ حامل لتثبيت السحاحة
- ❖ قمع
- ❖ ميزان حساس
- ❖ ورق غسيل

الكواشف المطلوبة:

- ❖ حمض الهيدروكلوريك المركز Conc. HCl
- ❖ هيدروكسيد الصوديوم عالي النقاوة NaOH
- ❖ محاليل قياسية محضرة من HCl و NaOH تم ضبط تركيزه حديثا حيث لا يزيد تراكيز كل منها عن 0.01 N
- ❖ دليل الفينولفثالين PhPh او الميثيل البرتقالي MO
- ❖ ماء مقطر

المخاطر المتوقعة من هذه التجربة:

- ❖ هيدروكسيد الصوديوم مادة كاوية لها تأثير كاوي على الجسم وعليه يجب الحذر من ملامستها للجسم أو العينين.
- ❖ يرجى التعامل بحذر مع الأحماض المركزة (HCl) عند نقل الكميات المطلوبة التي تريدها من الزجاجات و اضافتها إلى المخبار المدرج ، بحيث تضمن عدم اتصالها مع الجلد و ذلك بارتداء قفازات اليدين. كمل يجب استخدام الشفاط المطاطي لنقل الحمض بواسطة الماصة لتفادي وصول الحمض إلى الفم.
- ❖ يجب غسل الكاس الزجاجي و الماصة و المخبار المدرج قبل و بعد نقل أي سائل من الزجاجات لتجنب تلوث هذه السوائل ببعضها البعض.
- ❖ يجب الإسراع في عملية الوزن لهيدروكسيد الصوديوم، وعدم ترك زجاجة هيدروكسيد الصوديوم مفتوحة بل يجب غلقها.

خطوات العمل:**(1) حضر محلول قياسي من حمض الهيدروكلوريك بتركيز 0.01 N**

(أ) احسب وزن حمض الهيدروكلوريك المركز معبرا عنه بالجرام اللازم لتحضير محلول مائي تركيزه 0.01 N وذلك باستخدام العلاقة التالية:

$$Wt. (g) = \frac{N \times Eq. Wt. \times V_{mL}}{10 \times (w/w \%)}$$

حيث : $Wt.(g)$ = وزن الحمض معبرا عنه بالجرام

$Eq. Wt.$ = الوزن المكافئ للمادة (لحمض الهيدروكلوريك HCl و يساوي 36.5)

N = العيارية المطلوبة (تساوي 0.01 N)

$(w/w \%)$ = نقاوة حمض الهيدروكلوريك المركز (مذكور على ملصق الزجاجية)

V_{mL} = حجم المحلول القياسي المراد تحضيره من الحمض (و يساوي حجم الدورق القياسي المستخدم 500 mL)

(ب) استخدم قيمة الكثافة (d) المدونة على زجاجة حمض الهيدروكلوريك HCl المركز لتحويل وزن الحمض بالجرام إلى حجم معبرا عنه بالميليلتر.

(ج) بواسطة الماصة او المخبر المدرج لنقل الحجم المطلوب من HCl المركز إلى دورق قياسي سعته 500 mL. بعد ذلك خفف بالماء المقطر و اكمل حتى تصل للعلامة الموضحة في عنق الدورق و اغلق بعد ذلك الدورق بإحكام.

(2) حضر محلول قياسي من هيدروكسيد الصوديوم بتركيز 0.01 N

(أ) احسب وزن NaOH معبرا عنه بالجرام اللازم لتحضير محلول مائي تركيزه 0.01 N وذلك باستخدام العلاقة المذكورة سابقا الفقرة (أ) – الخطوة (1)

(ب) استخدم الميزان الحساس و في مكان جاف لوزن كمية هيدروكسيد الصوديوم المطلوبة ، ثم اذب هذه الكمية في 100 mL من الماء المقطر الموجود في الكاس الزجاجي.

(ج) بعد الانتهاء من الاذابة ، انقل المحلول إلى دورق قياسي حجمه 500 mL . و من ثم اكمل بالماء المقطر حتى العلامة. تأكد من اغلاق الدورق بإحكام

(3) أضبط تركيز المحلول القياسي الذي حضرته من NaOH (و ليكن تركيزه N) بمعايرته

بمحلول قياسي اولي من HCl (و ليكن تركيزه N')

- (أ) اغسل السحاحة بالماء العادي ثم بالماء المقطر مرتين أو ثلاثاً ثم اغسلها بمحلول حمض الهيدروكلوريك.
- (ب) املاً السحاحة مستخدماً قمع بحمض الهيدروكلوريك HCl القياسي الأولي (سيعطى لك جاهزاً و معلوم التركيز و ليكن N') حتى يصل الحمض أعلاها ثم افتح صمام التحكم السفلي بالسحاحة لانزال مستوى الحمض بالسحاحة حتى العلامة صفر.
- (ج) اغسل دورقاً مخروطياً سعته 250 mL بالماء المقطر ثم بمحلول هيدروكسيد الصوديوم NaOH القياسي المراد ضبط (الذي قمت بتحضيره و تركيزه لازال مجهولاً وليكن N)
- (د) اغسل ماصة سعتها (10 mL) بالماء المقطر ثم بمحلول هيدروكسيد الصوديوم.
- (هـ) اسحب بالماصة 10 mL من محلول هيدروكسيد الصوديوم ، ثم ضعها بالكامل في الدورق المخروطي .وإذا بقي شيء من المحلول في نهاية الماصة فاحرص على إنزاله في الدورق برطم نهايتها برفق بقاع الدورق المخروطي.
- (و) اصف قطرتين أو ثلاث من دليل الفينولفثالين (phph) على محلول NaOH (المحلول بالدورق المخروطي) لتحصل محلول اللون الأحمر الوردي أو استخدم دليل الميثيل البرتقالي (MO) لتحصل على اللون الأصفر البرتقالي.
- (ز) ابدأ المعايرة بإضافة حمض الهيدروكلوريك (HCl) الموجود بالسحاحة تدريجياً إلى محلول هيدروكسيد الصوديوم (NaOH) الموجود بالدورق المخروطي مع رج الدورق المخروطي باستمرار أثناء المعايرة. وهي النقطة التي (end point – e.p) وعند نقطة النهاية يتفاعل عندها جميع هيدروكسيد الصوديوم في الدورق المخروطي مع الحمض وفقاً للتفاعل التالي:
- $$\text{NaOH} + \text{HCl} \rightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$$
- حيث يتغير لون دليل الفينولفثالين إلى عديم اللون ، اما دليل الميثيل البرتقالي فيتغير إلى لون وردي فاتح. وعند الحصول على هذا التغييرات في اللون نوقف المعايرة على الفور و سجل الحجم النازل من السحاحة (و ليكن V').
- (س) كرر عملية المعايرة ثلاث مرات: أي كل الخطوة (3) من (أ) حتى (ز) ، ثم خذ متوسط قراءات الحجم الثلاثة.
- 4) أضبط تركيز المحلول القياسي الذي حضرته من HCl (و ليكن تركيزه N) بمعايرته بمحلول قياسي أولي من NaOH (و ليكن تركيزه N')**

كرر الخطوة (3) بجميع تفاصيلها و لكن باستثناء و احد هو أن تملأ السحاحة بحمض الهيدروكلوريك HCl القياسي الذي قمت بتحضيره و المراد ضبط عيارته . بينما اسحب بالماصة 10 mL من محلول هيدروكسيد الصوديوم الذي ستحصل عليه جاهزا ذات التركيز المعلوم بدقة وضعها في الدورق المخروطي.

(5) دون كل ملاحظتك في الجدول و اجري جميع الحسابات المطلوبة.

(6) اغسل يداك جيدا قبل أن تغادر المختبر.

التقرير العملي:

أسم الطالب : اسماء الطلاب المشاركين : (1).....(2)..... (3)..... المجموعة :الزمن : -من إلى..... اليوم و التاريخ : -.....(...../...../20.....)	(1) المعلومات الشخصية Identification
تحضير محاليل قياسية (صلب – سائل) و (سائل – سائل) و ضبط تركيز و التعبير عنها بالوحدات المختلفة	(2) عنوان التجربة Title of Experiment
	(3) الهدف او الغاية من التجربة Objective or Purpose
(4) النتائج و الحسابات Results and Calculations	

(1) دون الحجم النازلة من السحاحة في الجدول التالي ثم خذ المتوسط:

التجربة	ضبط عيارية NaOH الحجم المسح من HCl (V')	ضبط عيارية HCl الحجم المسح من HCl (V)
Test 1		
Test 2		
Test 3		
المتوسط		

(2) احسب عيارية المحلول القياسي N لكل محلول قياسي قمت بتخضيره و قارن بالعيارية المحسوبة نظريا:

لحساب العيارية عمليا ، استخدم العلاقة التالية:

$$N = \frac{\text{Wt. (g)} \times 1000}{\text{Eq. Wt.} \times V_{\text{mL}}}$$

و لحساب العيارية نظريا ، استخدم العلاقة التالية:

$$N' \times V' = N \times V$$

	عيارية NaOH (N)	عيارية HCl (N')
نظريا		
عمليا		
الخطأ (الفرق) = نظري - عملي		
النسبة المئوية للخطأ		

عبر عن تركيز المحاليل القياسية التي حضرته بالوحدات الموضحة في الجدول:

	عيارية NaOH (N)=.....	عيارية HCl (N')
M		
w/v%		
Ppt		
Ppm		

(5) المناقشة Discussion


(6) الاستنتاج Conclusion

(7) الاسئلة اللاحقة Post- Laboratory Questions

(1) هل لاحظت في هذه التجربة فرقا كبيرا بين الجم المسحح عند استخدامك دليلي الفينولفثالين (PhPh) و الميثيل البرتقالي (MO) ؟ و لماذا؟

(2) كم هو الحجم المتوقع تسحيحه من حمض الهيدروكلوريك تركيزه 0.2005 N إلى
دورق يحتوي 5 mL من هيدروكسيد الصوديوم بتركيز 0.0997 N؟

(3) لديك التفاعل التالي:



فإذا تفاعل (2 mmol) من الحمض مع القاعدة $\text{Ba}(\text{OH})_2$ ، فاحسب وزن القاعدة
اللازم لإتمام التفاعل.

(علما بأن الكتل الذرية: Ba = 137, O = 16, H = 1).

التجربة (4): تحضير محاليل مائية من احماض و قواعد قوية و ضعيفة و قياس التغير في الاس الهيدروجيني لها
Lab.(4): Preparation and pH change measurement of aqueous solutions of strong and weak acids and bases

أسئلة يجب عليها قبل الحضور إلى المختبر:

1 - ما المقصود بحمض لويس و قاعدة لويس ، مع ذكر مثال لكل منهما ؟

2 - ما هو مفهوم لوري و برونستد لتعريف الحمص و القاعدة ، معززا اجابتك بمثال؟


3 - عرف الاحماض الأكسجينية و اللاكسجينية ، مع ذكر أمثلة ؟

الأساس النظري:

الحمض القوي هو الحمض الذي يتفكك كلياً في الماء. ومن أمثلته (HCl, HI, H₂SO₄, HClO₄, HClO₃, HNO₃)



و القاعدة القوية هي التي تتفكك في الماء كلياً. ومن أمثلتها: (LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CsOH, Ba(OH)₂, Ca(OH)₂, Sr(OH)₂)




اما الحمض الضعيف سمي بهذا الاسم لأنه يتفكك جزئياً في الماء. ومن أمثلتها: (HF, CH₃COOH, HCOOH, H₂C₂O₄)



و السهم المتضاد يعبر عن حالة الاتزان في هذا التحلل الضعيف لهذه الاحماض الضعيفة. و بالمثل يحدث تفكك ضعيف او جزئي للقاعدة الضعيفة في الماء. ومن أمثلتها: (NH₄OH وجميع الامينات)




ونظرا لان الماء يخضع لتفكك ضعيف و ذاتي و قيمة ثابت التفكك ($K_w = 10^{-14}$) و الذي يعتبر حاصل ضرب التركيز الايون الهيدروجين H^+ و الهيدروكسيل OH^- ،



لذا و ضع تدريج للأس الهيدروجيني للتعبير عن الاوساط الحامضية و القاعدية. و يعرف الأس الهيدروجيني (pH) بأنه القيمة السالبة للوغارتم تركيز ايون الهيدروجين:

$$pH = -\log [H^+]$$



حيث $[H^+]$ يمثل التركيز المولاري لايونات الهيدروجين المتفككة و يبدأ هذا التدرج 1 إلى 14 و في منتصف التدرج عند $pH = 7$ يعتبر المحلول المائي متعادل كما هو الحال في الماء المقطر. و يكون الوسط حمضيا اذا كان $pH < 7$ و يكون قاعديا اذا زاد الاس الهيدروجيني اكبر من ذلك للماء المقطر ($pH > 7$). و بحسب درجة تفكك الاحماض و القواعد في الماء يختلف طريقة حساب الاس الهيدروجيني. و كما لاحظنا في البداية أن الاحماض احادية البروتون مثل HCl تتفكك كليا ، و بالتالي فان $[H^+]$ يساوي نفس التركيز المولاري للحمض وبالمثل بالنسبة للقواعد القوية احادية البروتون و التي تركيزها المولاري يساوي التركيز المولاري لايون الهيدروكسيل $[OH^-]$. اما بالنسبة للاحماض ، فان قيم الـ pH لها يعتمد على ثابت تفكك الحمض الضعيف (K_a) و كذلك للقواعد الضعيفة يؤثر ثابت تفككها (K_b) على قيمة الـ pH لمحاليلها المائية.

و في هذه التجربة ستقوم بتحضير محاليل مائية لعدد من الاحماض و القواعد القوية و الضعيفة . ثم ستقوم بحساب قيمة الاس الهيدروجيني لها نظريا و ستتأكد منها عمليا بواسطة استخدام جهاز قياس الهيدروجيني (pH-meter) . بعد ذلك سوف تضيف احجام متساوية من هذه المحاليل إلى الماء المقطر و تنتبع التغيير في قيمة الـ pH للماء و هذه المحاليل.

■ مخرجات التعلم

بعد دراستك لهذه التجربة، يتوقع منك ان تكون قادرا على أن:

1 - تحضير محاليل مائية لأحماض و قواعد قوية و ضعيفة.

- 2- حساب الـ pH للمحاليل الاحماض و القواعد و ضبط قيمة الـ pH للمحاليل المنظمة المراد تحضيرها بخلط احجام مختلفة من محاليل الاحماض و القواعد الضعيفة.
- 3 - قياس و تتبع التغير في قيمة الـ pH عند دراسة حركية تفاعل ما او اجراء معايرة جهديه.
- 4 - تصنيف الاحماض و القواعد بحسب درجة تفككها في الاوساط المائية.

الأدوات و الاجهزة المستخدمة:

- ❖ دوارق قياسي (250 mL)
- ❖ كاس زجاجي (500 mL)
- ❖ مخبر مدرج (25 mL)
- ❖ ماصة (10 mL) مزودة بشفاط مطاطي
- ❖ قمع
- ❖ جهاز قياس الـ pH- meter
- ❖ ميزان حساس
- ❖ ورق غسيل

الكواشف المطلوبة:

- ❖ حمض الهيدروكلوريك المركز Conc. HCl
- ❖ هيدروكسيد الصوديوم عالي النقاوة NaOH
- ❖ حمض الخليك الثلجي النقي CH₃COOH
- ❖ محلول الامونيا عالي التركيز NH₃
- ❖ ماء مقطر

المخاطر المتوقعة من هذه التجربة:

- ❖ هيدروكسيد الصوديوم مادة كاوية لها تأثير كاوي على الجسم وعليه يجب الحذر من ملامستها للجسم أو العينين.
- ❖ ويجب أن لا تعتقد بان الاحماض والقواعد القوية هي الوحيدة التي تسبب اضرارا للجسم إذا أسئ استعمالها، فإن الحوامض والقواعد الضعيفة تسبب أخطاراً أيضاً . فالامونيا مثلاً قاعدة

- ضعيفة، لكن لها رائحة نفاذة تسبب تهيجا للجهاز التنفسي، وقد يؤدي تنفس كمية كبيرة من غاز الامونيا إلى تشنج (تقلص عضلي لا ارادي) في شعب القصبة الهوائية قد يؤدي إلى الموت.
- ❖ يرجى التعامل بحذر مع الأحماض المركزة (HCl و حمض الخليك الثلجي) و سوائل القواعد المركزة (الامونيا المركزة) عند نقل الكميات المطلوبة التي تريدها من الزجاجات و اضافتها إلى المخبر المدرج ، بحيث تضمن عدم اتصالها مع الجلد و ذلك بارتداء قفازات اليدين. كمل يجب استخدام الشفاط المطاطي لنقل هذه السوائل المركزة بواسطة الماصة لتفادي وصولها إلى الفم.
- ❖ يجب غسل الكاس الزجاجي و الماصة و المخبر المدرج قبل و بعد نقل أي سائل من الزجاجات لتجنب تلوث هذه السوائل ببعضها البعض.
- ❖ يجب الإسراع في عملية الوزن لهيدروكسيد الصوديوم، وعدم ترك زجاجة هيدروكسيد الصوديوم مفتوحة بل يجب غلقها.
- ❖ يجب التعامل بلطف و حذر مع القطب الزجاجي لجهاز قياس الـ pH . كما يجب غسل القطب بالماء المقطر بعد وضعه في المحلول المراد قياسه. و يحفظ القطب دائما مغمورا في الماء المقطر ، حيث يفقد صلاحيته و يتلف اذا ما ترك جافا

خطوات العمل:

(1) حضر محلول هيدروكسيد الصوديوم بتركيز 0.1 M

(أ) احسب وزن NaOH معبرا عنه بالجرام اللازم اذابته و تخفيفه بالماء المقطر لتحضير محلول مائي منه تركيزه 0.1 M و ذلك باستخدام العلاقة التالية:

$$Wt. (g) = \frac{M \times Mol. Wt. \times V_{mL}}{10 \times (w/w \%)}$$

حيث : Wt.(g) = وزن NaOH معبرا عنه بالجرام

Mol. Wt. = الوزن الجزيئي للمادة (لهيدروكسيد الصوديوم NaOH و يساوي 40)

M = التركيز المولاري المطلوبة (تساوي 0.1 M)

(w/w %) = نقاوة هيدروكسيد الصوديوم (مذكور على ملصق العبوة)

V_{mL} = حجم المحلول المراد تحضيره من القاعدة (و يساوي حجم الدورق القياسي المستخدم 250 mL).

(ب) استخدم الميزان الحساس و في مكان جاف لوزن كمية هيدروكسيد الصوديوم المطلوبة ، ثم اذب هذه الكمية في 100 mL من الماء المقطر الموجود في كاس زجاجي نظيف.

(ج) بعد الانتهاء من الاذابة، انقل المحلول إلى دورق قياسي حجمه 500 mL سبق غسله بالماء المقطر و تجفيفه جيدا. ثم اكمل بالماء المقطر حتى العلامة و اغلق الدورق بإحكام.

(2) حضر محلول الاخرى للأحماض و القواعد السائلة (CH₃COOH, NH₄OH, HCl)

بتركيز 0.1 M

(أ) احسب التركيز المولاري لحمض الـ HCl المركز من المعلومات المعطى على ملصق الزجاجية و ذلك بواسطة العلاقة التالية:

$$M = \frac{(w/w \%) \times d \times 10}{\text{Mol. Wt.}}$$

$M =$ التركيز المولاري لحمض الـ HCl المركز الموجود في الزجاجية و اللازم تخفيفه بالماء المقطر للحصول على التركيز المطلوب.

$\text{Mol. Wt.} =$ الوزن الجزيئي للمادة (أي لـ HCl و يساوي 36.5)

$d =$ كثافة حمض الـ HCl المركز (مذكورة على ملصق الزجاجية)

$(w/w \%) =$ نقاوة هيدروكسيد الصوديوم (مذكورة على ملصق الزجاجية)

(ب) استخدم قانون التخفيف لحساب الحجم بالميليلتر (V) من زجاجة الحمض المركز تركيزه

(M) لتحضير حجم بسعة الدورق القياسي المستخدم (V'=250 mL) من HCl

بتركيز (M'=0.1):

$$M \times V = M' \times V'$$

(بعد التخفيف) (قبل التخفيف)

(ج) خذ بماصة نظيفة و جافة الحجم المحسوب سابقا (V mL) من حمض الـ HCl. انقل هذا

الحجم من الحمض إلى دورق قياسي سعته 250 mL . ثم اكمل بالماء المقطر حتى العلامة.

تأكد من اغلاق الدورق بإحكام.

(د) كرر الخطوة (2) من (أ) إلى (ج) لتحضير كل من حمض الخليك CH₃COOH و

هيدروكسيد الامونيوم NH₄OH و بنفس التركيز المطلوب.

(3) قياس الـ pH للمحاليل الاحماض و القواعد التي تم تحضيرها باستخدام جهاز قياس الاس الهيدروجيني (pH- meter)

- (أ) شغل و اضبط الجهاز للقياس و تحت ارشادات و اشراف ني المختبر المسؤول.
- (ب) املاً كاس زجاجي بالماء المقطر (حوالي 100 mL) . اغمر القطب الزجاجي في الماء المقطر انتظر للقراءة حتى تستقر ثم دون قيمة الـ pH للماء المقطر و يفترض ان تساوي 7 .
- (ج) اغسل كاس زجاجي اخر بالماء المقطر ثم بمحلول هيدروكسيد الصوديوم (0.1 M) المراد قياس الـ pH له. املاً الكاس الزجاجي بمحلول هيدروكسيد الصوديوم (0.1 M). بعد ذلك اغمر القطب الزجاجي للجهاز تماما في محلول هيدروكسيد الصوديوم. انتظر حتى تثبت القراءة ، ثم دون قيمة الـ pH لمحلول هيدروكسيد الصوديوم و يجب ان اكبر 7 .

(د) كرر الخطوة (ج) لقياس الـ pH للمحاليل الاخرى (NH_4OH , CH_3COOH , HCl).

(4) تعيين التغير في الـ pH عند اضافة احجام معينة من الاحماض و القواعد إلى الماء المقطر

- (أ) املاً كل كاس زجاجي بالماء المقطر و الاحماض و القواعد تبعا للحجم المدون كما هو موضح في الجدول ادناه.

رقم الكاس المحلول المضاف	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ماء مقطر	99 mL	99 mL	99 mL	99 mL	98 mL	98 mL
NaOH (0.1 M)	1 mL	—	—	—	—	1 mL
HCl (0.1 M)	—	1 mL	—	—	1 mL	—
NH_4OH (0.1 M)	—	—	1 mL	—	1 mL	—
CH_3COOH (0.1 M)	—	—	—	1 mL	—	1 mL

- (ب) استخدم جهاز قياس الاس الهيدروجيني لتقدير الـ pH لكل من المخاليط الستة .

(5) دون كل ملاحظاتك في الجدول و اجري جميع الحسابات المطلوبة.

(6) اغسل يداك جيدا قبل أن تغادر المختبر.

التقرير العملي:

أسم الطالب : اسماء الطلاب المشاركين : (1).....(2)..... (3)..... المجموعة :الزمن : -من إلى اليوم و التاريخ : -.....(...../...../20.....)	(1) المعلومات الشخصية Identification
تحضير محاليل مائية من احماض و قواعد قوية و ضعيفة و قياس التغيير في الأس الهيدروجيني لها	(2) عنوان التجربة Title of Experiment
	(3) الهدف او الغاية من التجربة Objective or Purpose
(4) النتائج و الحسابات Results and Calculations	
(1) استخدم المعادلات التالية لحساب الاس الهيدروجيني (الـ pH) للأحماض و القواعد القوية و الضعيفة (نظريا) (أ) لحمض قوي احادي البروتون $\text{pH} = -\log C_{HA} = \dots\dots\dots$ حيث C_{HA} يمثل التركيز المولاري للحمض. (ب) لحمض ضعيف احادي البروتون $\text{pH} = -1/2\log K_a - 1/2 \log C_{HA} = \dots\dots\dots$ حيث C_{HA} يمثل التركيز المولاري للحمض و K_a هو ثابت تفكك الحمض الضعيف ويساوي 1.8×10^{-5} لحمض الخليك. (ج) لقاعدة قوي احادي الهيدروكسيل $\text{pH} = 14 + \log C_{BOH} = \dots\dots\dots$ حيث C_{BOH} يمثل التركيز المولاري للقاعدة. (د) لقاعدة ضعيفة احادي الهيدروكسيل $\text{pH} = 14 + 1/2\log K_a + 1/2 \log C_{BOH} = \dots\dots\dots$ حيث C_{BOH} يمثل التركيز المولاري للحمض و K_a هو ثابت تفكك القاعدة الضعيف ويساوي 1.6×10^{-5} لهيدروكسيد الامونيوم.	

(2) دون في الجدول التالي قيم الـ pH المحسوبة (النظرية) و المقاسة (العملية) للمحاليل الاحماض و القواعد مقارنة بالماء المقطر:

المحلول	pH (نظريا)	pH (عمليا)
الماء المقطر (H ₂ O)		
HCl (0.1 M)		
NaOH (0.1 M)		
CH ₃ COOH (0.1 M)		
NH ₄ OH (0.1 M)		

(3) دون في الجدول التالي قيم الـ pH المقاسة (العملية) الناتجة عن اضافة احجم معينة من محاليل الاحماض و القواعد إلى الماء المقطر:



رقم المحلول	المكونات	pH (عمليا)
(1)	99 mL H ₂ O + 1 mL NaOH (0.1 M)	
(2)	99 mL H ₂ O + 1 mL HCl (0.1 M)	
(3)	99 mL H ₂ O + 1 mL NH ₄ OH (0.1 M)	
(4)	99 mL H ₂ O + 1 mL CH ₃ COOH (0.1 M)	
(5)	98 mL H ₂ O + 1 mL NH ₄ OH (0.1 M) + 1 mL HCl (0.1 M)	
(6)	98 mL H ₂ O + 1 mL CH ₃ COOH (0.1 M) + 1 mL NaOH (0.1 M)	

(5) المناقشة Discussion

ركز في مناقشتك على التغير الحاد في الـ pH بين المخلوطين (1) و (2) و التغير الضئيل في المخلوطين (5) و (6)

Conclusion الاستنتاج (6)**Post- Laboratory Questions الاسئلة اللاحقة (7)**

(1) احسب الـ pH لمحاليل الاحماض و القواعد التالية:



(2) احسب تركيز $[\text{OH}^-]$ وتركيز $[\text{H}^+]$ لمحلول حضر بإذابة قاعدة قوية من هيدروكسيد الليثيوم (10.2 g LiOH) في الماء للحصول على 500 mL من المحلول.

(علما بان الكتل الذرية : Li =7, O = 16, H =1).

التجربة (5): دراسة في التأثير النوعي للأس الهيدروجيني (pH) على ذوبانية بعض الرواسب (مثل CaC_2O_4 , $\text{Ba}_3(\text{PO}_4)_2$)
Lab.(5): Investigation of the qualitative effect of pH on the solubility of some precipitates (e.g.; CaC_2O_4 , $\text{Ba}_3(\text{PO}_4)_2$)

أسئلة يجاب عليها قبل الحضور إلى المختبر:

1 - عرف ما يلي:

(أ) ذوبانية الراسب (ب) فوق الاشباع النسبي (ج) حاصل الاذابة (K_{sp})

2- ما هو تأثير الايون المشترك على ذوبانية الرواسب ، مستعينا بـ CaC_2O_4 و $\text{Ba}_3(\text{PO}_4)_2$ كمثالين لهذه الرواسب؟ ماهي الايونات المشتركة لكل راسب و ماهو تأثير الزيادة و النقصان في تراكيزها على ذوبانية الراسب؟

الأساس النظري:

معظم المواد الكيميائية تذوب في مذيباتها و لكن تتفاوت في درجة ذوبانها من مادة لاخرى . فمنها من تذوب بسرعة و يطاق عنها مواد سريعة الذوبان ، مثل ملح الطعام (NaCl) في الماء و منها ماخو شحيح الذوبان ، أي أن كمية ضئيلة فقط تذوب منها و الباقي يترسب و يضل في ائزان ديناميكي مع ايوناته في المحلول، مثل كلوريد الفضة (AgCl) في الماء. و مفهوم حاصل ضرب الذوبانية يتعلق بمبدأ ذوبانية الاملاح شحيحة الذوبان في الماء. حيث ان الاملاح شحيحة الذوبان تعمل على تشبع المحلول بأيونات الملح و ينشاء عن ذلك حالة من الاتزان غير المتجانس بين الملح الصلب غير الذائب و ايوناته الذائبة في المحلول المشبع.

وعموما تعتمد ذوبانية هذه الاملاح شحيحة الذوبان على قيمة حاصل الاذابة لها (K_{sp}) و درجة الحرارة و نوع المذيب و تأثير الـ pH و وجود الايون المشترك. و في هذه التجربة سوف يقوم بدراسة تأثير التغيير في الـ pH على درجة ذوبانية بعض الاملاح شحيحة الذوبان مثل CaC_2O_4 و $\text{Ba}_3(\text{PO}_4)_2$ و ذلك باستخدام محاليل منظمة في اوساط حامضي و قاعدية كما تعلمت ذلك من التجربة (4). و هنا سوف تستخدم طريقة الفقد في الوزن لتحديد الكمية المذابة من هذه الاملاح.

■ مخرجات التعلم

- بعد دراستك لهذه التجربة، يتوقع منك ان تكون قادرا على أن:
- 1 - تحدد الوسط المناسب لترسيب الاملاح شحيحة الذوبان.
 - 2 - تتحكم في درجة ذوبانية الرواسب و ذلك من خلال ضبط الـ pH لوسط الترسيب.
 - 3 - تقارن بين الاملاح شحيحة الذوبان في الاوساط الحامضي و القاعدية.
 - 4 - تفصل الرواسب في خليط منها اعتمادا على تغيير قيمة الـ pH.

الأدوات و الاجهزة المستخدمة:

- ❖ دوارق قياسي (250 mL)
- ❖ كاس زجاجي بسعات مختلفة (500 mL, 300 mL, 100 mL)
- ❖ مخبر مدرج (25 mL)
- ❖ ماصة (10 mL) مزودة بشفاط مطاطي
- ❖ قمع
- ❖ دورقي ترشيح (بمنفذ جانبي)
- ❖ بوتقة جوش Gooch crucible
- ❖ مضخة خلخلة الهواء Vacuum pump
- ❖ جهاز قياس الـ pH- meter
- ❖ ميزان حساس
- ❖ خلاط مغناطيسي Magnetic stirrer
- ❖ فرن Oven
- ❖ مجفف Desiccator
- ❖ ورق غسيل

الكواشف المطلوبة:

- ❖ اوكسالات الكالسيوم CaC_2O_4
- ❖ فوسفات الباريوم $\text{Ba}_3(\text{PO}_4)_2$
- ❖ حمض الهيدروكلوريك المركز Conc. HCl

- ❖ هيدروكسيد الصوديوم عالي النقاوة NaOH
- ❖ حمض الخليك الثلجي النقي CH_3COOH
- ❖ محلول الامونيا عالي التركيز NH_3
- ❖ ماء مقطر

المخاطر المتوقعة من هذه التجربة:

- ❖ هيدروكسيد الصوديوم مادة كاوية لها تأثير كاوي على الجسم وعليه يجب الحذر من ملامستها للجسم أو العينين.
- ❖ ويجب أن لا تعتقد بأن الأحماض والقواعد القوية هي الوحيدة التي تسبب اضرارا للجسم إذا أسئ استعمالها، فإن الحوامض والقواعد الضعيفة تسبب أخطاراً أيضاً . فالامونيا مثلاً قاعدة ضعيفة، لكن لها رائحة نفاذة تسبب تهيجا للجهاز التنفسي، وقد يؤدي تنفس كمية كبيرة من غاز الامونيا إلى تشنج (تقلص عضلي لا ارادي) في شعب القصبية الهوائية قد يؤدي إلى الموت.
- ❖ يرجى التعامل بحذر مع الأحماض المركزة (HCl و حمض الخليك الثلجي) و سوائل القواعد المركزة (الامونيا المركزة) عند انقل الكميات المطلوبة التي تريدها من الزجاجات و اضافتها إلى المخبار المدرج ، بحيث تضمن عدم اتصالها مع الجلد و ذلك بارتداء قفازات اليدين. كمل يجب استخدام الشفاط المطاطي لنقل هذه السوائل المركزة بواسطة الماصة لتفادي وصولها إلى الفم.
- ❖ يجب غسل الكاس الزجاجي و الماصة و المخبار المدرج قبل و بعد نقل أي سائل من الزجاجات لتجنب تلوث هذه السوائل ببعضها البعض.
- ❖ يجب ان يتوسط ورق ترشيح اخر بين ورق الترشيح المتصل ببوتقة جوش و مضخة خلخلة الهواء لتجنب دخول الماء للمضخة و الذي قد يؤدي إلى اتلافها او حدوث شرر كهربائي في المختبر.
- ❖ يجب الإسراع في عملية الوزن لهيدروكسيد الصوديوم، وعدم ترك زجاجة هيدروكسيد الصوديوم مفتوحة بل يجب غلقها.
- ❖ يجب التعامل بلطف و حذر مع القطب الزجاجي لجهاز قياس الـ pH . كما يجب غسل القطب بالماء المقطر بعد وضعه في المحلول المراد قياسه. و يحفظ القطب دائما مغمورا في الماء المقطر ، حيث يفقد صلاحيته و يتلف اذا ما ترك جافا

خطوات العمل:

(1) كما في التجربة (4) حضر 250 mL من كل من المحاليل التالية :

(أ) HCl (0.1 M)

(ب) NaOH (0.1 M)

(ج) CH₃COOH (0.1 M)

(د) NH₄OH (0.1 M)

(2) املاً كل كاس زجاجي بالماء المقطر و الاحماض و القواعد تبعا للحجم المدون في الجدول

ادناه (لاحظ ان الحجم مقدرة بالميليلتر mL) . ثم قم بقياس الاس الهيدروجيني مستخدما

جهاز قياس الـ pH و دونها في اسفل الجدول.

رقم الكاس	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
المحلول المضاف									
ماء مقطر	90	90	90	90	100	90	90	90	90
NaOH (0.1 M)	2	3	4	5	—	—	—	—	—
HCl (0.1 M)	—	—	—	—	—	5	4	3	2
NH ₄ OH (0.1 M)	—	—	—	—	—	5	6	7	8
CH ₃ COOH (0.1 M)	8	7	6	5	—	—	—	—	—
القيمة المقاسة للـ pH									

(3) اضع إلى كل كاس 2 g موزون بدقة (و ليكن W) من اوكسالات الكالسيوم (CaC₂O₄).


امزج محتويات الكاس لمدة عشر دقائق على الخلاط المغناطيسي ، ثم اترك المحلول ليستقر

و يركد الراسب في اسفل الكاس.

(4) استخدم بوتقة جوش (سبق وزنها فارغا و ليكن W₁) لفصل الراسب بواسطة الترشيح

المخلخل السريع كما هو موضح في الشكل ادناه و تحت ارشادات الفني و المدرس

المختصين.



(5) اغسل الراسب بالماء المقطر ثلاث مرات (5 mL في كل مرة)، انقل البوتقة إلى الفرن و اتركها لتجف عند درجة حرارة $80 - 90^{\circ}\text{C}$ لمدة 20 دقيقة . اخرج البوتقة من الفرن و احفظها لتبرد في المجفف ، ثم قم بوزنها و ليكن W_2 .

(6) كرر الخطوات السابقة من خطوة (2) إلى (5) باستبدال اوكسالات الكالسيوم (CaC_2O_4) بفوسفات الباريوم ($\text{Ba}_3(\text{PO}_4)_2$)
* ملحوظة: يمكن لمجموعة العمل الاخرى القيام بهذه المرحلة بالتزامن مع المجموعة الاولى.

(7) دون كل ملاحظاتك في الجدول و اجري جميع الحسابات المطلوبة.

(8) اغسل يداك جيدا قبل أن تغادر المختبر.

التقرير العملي:

أسم الطالب : اسماء الطلاب المشاركين : (1).....(2)..... (3)..... المجموعة :الزمن : -من إلى..... اليوم و التاريخ : -.....(...../...../20)	(1) المعلومات الشخصية Identification			
دراسة في التأثير النوعي للاث هيدروجيني (pH) على ذوبانية بعض الرواسب (مثل CaC_2O_4 , $\text{Ba}_3(\text{PO}_4)_2$)	(2) عنوان التجربة Title of Experiment			
	(3) الهدف او الغاية من التجربة Objective or Purpose			
(4) النتائج و الحسابات Results and Calculations				
(1) دون في الجدولين ادناه وزن البوتقة قبل (W_1) و بعد الترشيح (W_2) و احسب النسبة المئوية للراسب المذاب مقابل الـ pH: جدول (1): النسبة المئوية لذوبانية اوكسالات الكالسيوم (CaC_2O_4) كدالة في الـ pH				
رقم المحلول ل	pH (عمليا)	وزن البوتقة قبل W_1	وزن البوتقة بعد W_2	النسبة المئوية لذوبانية اوكسالات الكالسيوم (CaC_2O_4) $S\% = \frac{W_2 - W_1}{W} \times 100$
(1)				
(2)				
(3)				
(4)				
(5)				
(6)				
(7)				
(8)				
(9)				

جدول (2): النسبة المئوية لذوبانية فوسفات الباريوم ($Ba_3(PO_4)_2$) كدالة في الـ pH


رقم المحلول	pH (عمليا)	وزن البوتقة قبل W_1	وزن البوتقة بعد W_2	النسبة المئوية لذوبانية فوسفات الباريوم ($Ba_3(PO_4)_2$) $S\% = \frac{W_2 - W_1}{W} \times 100$
(1)				
(2)				
(3)				
(4)				
(5)				
(6)				
(7)				
(8)				
(9)				

(2) مثل البيانات الموجودة في الجدولين (1) و (2) بيانيا ثم اشر إلى قيمة الـ pH التي يحدث عندها

اقصى و ادنى ذوبان للراسبين:


الشكل (1): التمثيل البياني النسبة المئوية لذوبانية اوكسالات الكالسيوم (CaC_2O_4) كدالة في الـ

pH



الشكل (2): التمثيل البياني النسبة المئوية لذوبانية فوسفات الباريوم ($Ba_3(PO_4)_2$) كدالة في الـ

pH



(5) المناقشة Discussion

ركز في مناقشتك على تفسير الزيادة و النقص في الذوبانية مع تغيير الـ pH و كذلك الاختلاف في ذوبانية اوكسالات الكالسيوم و فوسفات الباريوم

(6) الاستنتاج Conclusion

(7) الاسئلة اللاحقة Post- Laboratory Questions

(1) بين أي من ازواج الرواسب التالية يترسب اولاً. و لماذا؟:

(أ) AgCl ($K_{sp}=1.8 \times 10^{-11}$) او AgI ($K_{sp}= 8.3 \times 10^{-17}$)

(ب) AgCl ($K_{sp}=1.8 \times 10^{-11}$) او PbCl_2 ($K_{sp}= 1.7 \times 10^{-5}$)

(ج) Ca(OH)_2 ($K_{sp}=6.5 \times 10^{-6}$) او Al(OH)_3 ($K_{sp}= 3 \times 10^{-34}$)

(د) $\text{Fe}(\text{OH})_3$ ($K_{sp}=3\times 10^{-34}$) او $\text{Fe}(\text{OH})_2$ ($K_{sp}=6.5\times 10^{-6}$)

(2) تبلغ ذوبانية ملح فوسفات الفضة Ag_3PO_4 ($1.8\times 10^{-5} \text{ mol/L}$)، احسب K_{sp} لهذا الملح.

(3) اذا كانت قيمة K_{sp} لملح كلوريد الرصاص PbCl_2 هي (1.7×10^{-5})، احسب ذوبانية هذا الملح معبرا عنها بالمول لكل لتر.

(4) علل ما يأتي:

(أ) ذوبانية CaCO_3 في الماء المقطر اقل من ذوبانيته في محلول الكتروليتي من كلوريد الكالسيوم CaCl_2 .

(ب) ذوبانية AgCl في الماء المقطر اكبر بكثير من ذوبانيته في محلول الكتروليتي من هيدروكسيد الامونيوم NH_4OH .

التجربة (6): تقدير نقطة انصهار بعض المواد الصلبة عند الضغط الجوي المعتاد
Lab.(6): Estimation of melting points of some solids at atmospheric pressure.

أسئلة يجاب عليها قبل الحضور إلى المختبر:

- 1 - رتب المركبات العشرة الاولى من الالكانات العادية بحسب زيادة نقطة الانصهار.
- 2 - ارسم مخطط الطور للماء موضحا فيه منحنيات تغير الصنف بين الحالات الثلاثة و حدد موقع النقطة الثلاثية .
- 3 - على مخطط الطور للماء، كيف تفسر لماذا للماء الثلج كثافة اقل من الماء السائل؟
- 4 - ايضا على مخطط الطور للماء، بين السبب وراء الزيادة في نقطة الغليان و الانخفاض في نقطة التجمد (او نقطة الانصهار) للماء.

الأساس النظري:

إذا اختلفت مادتان كيميائيتان في درجة انصهارهما فهذا يشير إلى وجود اختلاف في تركيبها الهيكلي أو في المجاميع الوظيفية التي تحويها. فمثلا الالدهيدات و الكيتونات التي تتشابه في نفس عدد و ترتيب ذرات الكربون في الهيكل البنائي، كنها تختلف تماما في نقطة انصهارها. و في معظم الحالات أيزومرات أو أينانشيومرات نفس المركب ايضا تختلف في درجة انصهارها . بالإضافة إلى اطوار التأصلية لنفس المادة في الحالة الصلبة يمكن التمييز بينها من حيث الاختلاف في نقطة الانصهار. ونظرا لان نقطة الانصهار للمواد الكيميائية النقية تعتبر قيم ثابتة و مميزة لها. وحيث أن وجود نسبة و لو ضئيلة فيها يؤدي إلى زيادة ملحوظة في نقطة انصهارها. وبالتالي يمكن ان تستخدم نقطة انصهار المادة كمؤشر لدرجة نقاوتها. فكلما كانت الفرق في نقطة انصهار المادة تتجاوز 1°C مقارنة بالقيمة الفعلية، فان المادة تعتبر نقية إلى حد مقبول. اما اذا حدث الانصهار عند مدى واسع من درجة الحرارة (أى اقل أو اكبر بكثير من 1°C)، فان يمكن الجزم بأن المادة محط الدراسة غير نقية. لذا عند تخليق مركبا عضويا أو غير عضويا جديدا، فإنه لابد من قياس ذكر نقطة انصهاره و بدقة.

و في هذه التجربة، ستعطى بعض المركبات البسيطة الموجودة في المختبر . يجب عليك اولا ان تدون نقطة الانصهار لكل مادة كما هو مدون في عبوتها التجارية. بعد ذلك ستقوم بتقدير نقطة الانصهار لكل مادة عمليا باستخدام طريقتين أحدهما تقليدية تعرف **بطريقة انبوبة ثيليه Thiele tube experiment**. انبوبة ثيليه تم تصميمها على شكل حرف (b) لكي تملأ بالزيت و يثبت عليها ترمومتر مدرج متصل به انبوبة شعيرية تحتوي على كمية صغيرة جدا لعينة من المادة الصلبة المراد تقدير نقطة

انصهارها . و شكل الانبوبة يلعب دورا هاما في توليد تيارات التبادل الحراري و التي تحافظ على ثبوت درجة الحرارة و توزيعها بصورة متماثلة في كل الزيت في الانبوبة. وفي الطريقة الاخرى و التي تعتبر الاكثر دقة مقارنة بالطريقة السابقة سوف نتعرف على **جهاز قياس نقطة الانصهار الرقمي Digital melting point apparatus**. ومزود هذا الجهاز بترمومتر رقمي متصل عبر العديد من الدوائر الالكترونية و المجسات و المعالجات بالتجوييف المعدني موصل للحرارة و التي توضع فيه الانبوبة الشعرية المعبأ بعينة المادة الصلبة المراد تقديرها. و يجب ضبط المسخن (ملف تسخين كهربى) حول التجوييف المعدني معدل بطيء من اجل قياس نقطة الانصهار بدقة و أنتقائية عاليتين. و يتم تسجيل درجة حرارة الانصهار و ذلك بالضغط على زر الايقاف عند رؤية تكون السائل في اسفل الانبوبة الشعرية من خلال العدسة. تسجل درجة الحرارة و يعاد زر الايقاف إلى و ضعه السابق (التشغيل) حتى تختفي المادة الصلبة تماما و تتحول إلى سائل و عندها يضغط على زر الايقاف مرة اخرى و يسمح للسائل بالتبريد التدريجي. و من خلال العدسة يتم مراقب السائل و هو يبرد حتى الوصول إلى مرحلة التغيش (تكون العكارة) و عندها تسجل درجة الحرارة المقابلة. و تؤخذ نقطة الانصهار المقاسة على انها تساوي متوسط درجتى الحرارة التي اخذتا اثناء التسخين (عند بداية تكون السائل) و التبريد (عند بداية تكون التغيش).

■ مخرجات التعلم

- بعد دراستك لهذه التجربة، يتوقع منك ان تكون قادرا على أن:
- 1 - تقدر نقطة انصهار المركبات الكيميائية عمليا و باستخدام عدة طرق.
 - 2 - تختار الطريقة المناسبة و الاكثر دقة لتعيين نقطة انصهار المواد الصلبة.
 - 3 - تحكم على ماذا كان مركبا ما نقيًا بدرجة معقولة او يحتوي على مستوى كبير من الشوائب.
 - 4 - تميز بين أيزومرات مركبا ما او اطواره التأصلية في الحالة الصلبة باستخدام الاختلاف في نقطة انصهارها.
 - 5 - تحدد ما اذا كان مركبا ما موجود منفردا او مخلوط مع مركبات اخرى في العينة المقاسة.

الأدوات و الاجهزة المستخدمة:

- ❖ انبوبة ثيليه (125 mL) Thiele tube
- ❖ ترمومتر مدرج بالدرجة المئوية
- ❖ حامل لتثبيت انبوبة ثيليه و الترمومتر

- ❖ انابيب شعيرية مقللة من طرف واحد قطرهما (1 – 2 mm)
- ❖ رباط مطاطي
- ❖ موقد بنسن (Bunsen burner) للتسخين
- ❖ جهاز قياس نقطة الانصهار الرقمي Digital melting point apparatus
- ❖ أوراق ترشيح
- ❖ عملة معدنية بحواف مسننة Milled edge coin
- ❖ ورق غسيل

الكواشف المطلوبة:

- ❖ حمض اوكساليك $H_2C_2O_4$
- ❖ اوكسالات الصوديوم $Na_2C_2O_4$
- ❖ حمض السيليسليك $HC_7H_5O_3$
- ❖ سليسالدهيد $C_7H_6O_2$
- ❖ زيت البرافين

المخاطر المتوقعة من هذه التجربة:

- ❖ يجب ان تكون مرتديا لقفازات اليدين عندما تقوم بتعبئة الانبوبة الشعيرية بمسحوق المادة المراد قياس نقطة انصهارها. فاستخدام القفازات ليس فقط لتضمن عدم اتصال هذه المواد مع الجلد، بل ايضا لتحمي يديك من ان تتعرض للوغز او ان تجرح و انت تتعامل مع الانبوبة الشعيرية نفسها.
- ❖ تعامل مع الترمومتر المدرج برفق و تجنب خدش او رطم مستودع الزئبق، لان ذلك سيؤدي إلى كسر الترمومتر و خروج الزئبق.
- ❖ ارتدي نظارات واقية للعين و جعل عينك على بعد 20 cm من الاشياء الحارة و انت تراقب عملية التسخين في الانبوبة الشعيرية و بوجه الخصوص في تجربة انبوبة ثيليه.
- ❖ لا تحمل موقد بنسن بيديك او تحركه من موقعه المخصص له على المنضدة، و لكن تحكم في تحريك الحامل اذا كنت تريد ان تجعل اللهب قريبا او بعيدا عن الانبوبة.


خطوات العمل:

- (1) ضع مسحوق لحمض الاكساليك على ورقة ترشيح نظيفة . اضرب بلطف الطرف المفتوح من الانبوبة الشعرية على مسحوق الحمض كما هو موضح بالصورة ادناه (شكل 1) لتسمح بدخول عمود من المسحوق يصل ارتفاعه حوالي (4 mm) تقريبا.
- (2) انقل بلورات الحمض من الطرف المفتوح (الطرف العلوي) إلى الطرف المغلق (القاع) للانبوبة الشعرية و ذلك بتهببت قاع الانبوبة الشعرية على المنضدة و حك فوهة الطرف العلوي منها بلطف بالحواف المسننة للعملة النقدية بنفس الالية كما تلاحظ في شكل 2.
- (3) استخدم الرباط المطاطي لاصاق الانبوبة الشعرية باحكام إلى الترمومتر. انظر ذلك في الشكل 3.

(4) املأ انبوبة ثيلية بحوالي 100 mL من زيت البرافين النقي وثبت الانبوبة بعد ذلك على الحامل . ثبت الترمومتر و عليه الانبوبة الشعرية على الحامل اعلى انبوبة ثيلية بحيث يكون مستودع الزئبق لترمومتر و كذلك عمود المادة المراد قياسها في قاع الانبوبة الشعرية مغمورين بشكل كافي اسفل سطح الزيت تماما كما هو مبين في الشكل 4 . و يجد الاشارة الا انه يجب تفادي غمر الرباط المطاطي في الزيت ، لان الزيت سيجعل الرباط المطاطي اكثر مرونة مما قد يؤدي إلى سقوط الانبوبة الشعرية في الزيت.




شكل (1): ضرب الطرف المفتوح للانبوبة الشعرية على مسحوق المادة الصلبة.



شكل (2): الحك بحواف العملة النقدية على فوهة الانبوبة الشعرية.



شكل (3): اتصال الانبوبة الشعرية بالترمومتر.



شكل (4): الغمر الصحيح للانبوبة الشعرية و الترمومتر في الزيت.

(5) استخدم لهب صغير من موقد بنسن لتسخين انبوبة ثيلية ويجب ان يكون موقع اللهب تماما عند الانحناء الضيق للانبوبة حتى تضمن ادنى معدل لتسخين و توزيع متماثل لدرجة الحرارة في كل اجزاء الزيت. راقب وضع عمود المادة في الانبوبة الشعرية مع زيادة درجة الحرارة ثم دون درجة الحرارة و لتكن (T_1) و التي تبدأ عندها المادة بتكوين كمية من السائل (أي حدوث تميع في قوام العمود بسبب الانصهار).

(6) استمر بالتسخين حتى تتحول المادة كلياً إلى سائل. بعد ذلك ابعد اللهب عن الانبوبة و اترك الزيت ليبرد مع مراقبة سائل المادة في الانبوبة الشعرية مع الانخفاض في درجة الحرارة حتي يبدأ حدوث التغيش (أي ظهور العكارة في الانبوبة الشعرية و هي اول مرحلة في عملية التجمد) . دون درجة حرارة التغيش و لتكن (T_2).

(7) كرر الخطوات من (1) إلى (6) مع بقية المواد الاخرى (او كسالات الصوديوم $Na_2C_2O_4$ و حمض السيليك $HC_7H_5O_3$ و السيليكالدهيد $C_7H_6O_2$).

(8) كرر الخطوات من (1) إلى (3) مع كل المواد السابقة (حمض الاوكساليك $H_2C_2O_4$ و او كسالات الصوديوم $Na_2C_2O_4$ و حمض السيليك $HC_7H_5O_3$ و السيليكالدهيد $C_7H_6O_2$).

(9) ضع الانبوبة الشعرية المحتوية على حمض الاوكساليك $H_2C_2O_4$ في التجويف المخصص لها في جهاز قياس نقطة الانصهار (شكل 5). شغل الجهاز مستعينا بارشادات المدرس و الفني المختص.

(10) انظر من خلال العدسة وضع المادة قبل التسخين (شكل 6). شغل الجهاز مستعينا بارشادات المدرس و الفني المختص.

(11) عند التسخين، سجل درجة حرارة (T_1) التي يبدأ عندها تكوين السائل كما في تجربة انبوبة ثيلية و لكن هنا أضغط على زر الايقاف عند رؤية تكون السائل في اسفل الانبوبة الشعرية من خلال العدسة. تسجل درجة الحرارة (T_1) و يعاد زر الايقاف إلى وضعه السابق (التشغيل) حتى تختفي المادة الصلبة تماماً و تتحول إلى سائل و عندها يضغط على زر الايقاف مرة اخرى و يسمح للسائل بالتبريد التدريجي. و من خلال العدسة يتم مراقب السائل و هو يبرد حتى الوصول إلى مرحلة التغيش (تكون العكارة) و عندها تسجل درجة الحرارة المقابلة (T_2).

(12) كرر الخطوات من (9) إلى (11) مع بقية المواد الأخرى (أكسالات الصوديوم

$\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$ وحمض السيليك $\text{HC}_7\text{H}_5\text{O}_3$ و السيليسالدهيد $\text{C}_7\text{H}_6\text{O}_2$).

(13) اوجد نقطة الانصهار الفعلية (T_{act}) لكل من المواد التي تم قياسها. و هذه يمكن ان تحصل


عليها من المعلومات المكتوبة على ملصق الزجاجاة او في فهرس نقطة الانصهار للمركبات

الملحقة بالكتب او من الانترنت.

* ملحوظة: يمكن لكل مجموعة عمل المشاركة باجراء جميع الخطوات على مركبين فقط.

(14) دون كل ملاحظتك في الجدول و اجري جميع الحسابات المطلوبة.

(15) اغسل يداك جيدا قبل أن تغادر المختبر.



شكل (6): صورة من خلال عدسة الجهاز للأنبوبة الشعرية للمادة (الوسطى) مقابل الأنابيب المرجعية (طرفية).



شكل (5): جهاز قياس نقطة الانصهار الرقمي.

التقرير العملي:

أسم الطالب : اسماء الطلاب المشاركين : (1).....(2)..... (3)..... المجموعة :الزمن : -من إلى..... اليوم و التاريخ : -.....(...../...../20)	(1) المعلومات الشخصية Identification																																									
تقدير نقطة انصهار بعض المواد الصلبة عند الضغط الجوي المعتاد	(2) عنوان التجربة Title of Experiment																																									
	(3) الهدف او الغاية من التجربة Objective or Purpose																																									
(4) النتائج و الحسابات Results and Calculations																																										
(1) دون في الجدول التالي درجة حرارة التي يبدأ عندها تكوين السائل (T_1) و درجة حرارة التي يبدأ عندها ظهور التغيش (T_2) التي قمت بقياسها لكل مركب باستخدام الطريقتين. احسب المتوسط و الذي يمثل نقطة الانصهار المقاسة (T_m): جدول :نقطة الانصهار المقاسة و المعلنه لبعض المركبات الكيميائية (درجة مئوية °C) كدالة في الـ pH ($C_aC_2O_4$)																																										
المركب T_{act}	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="526 1199 634 1352" rowspan="2">T_{act}</th> <th colspan="3" data-bbox="634 1199 980 1276">أنبوبة ثيليه</th> <th colspan="3" data-bbox="980 1199 1360 1276">جهاز نقطة الانصهار الرقمي</th> </tr> <tr> <th data-bbox="634 1276 753 1352">T_1</th> <th data-bbox="753 1276 862 1352">T_2</th> <th data-bbox="862 1276 980 1352">T_m</th> <th data-bbox="980 1276 1099 1352">T_1</th> <th data-bbox="1099 1276 1218 1352">T_2</th> <th data-bbox="1218 1276 1360 1352">T_m</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="526 1352 634 1486">حمض الاوكساليك $H_2C_2O_4$</td> <td data-bbox="634 1352 753 1486"></td> <td data-bbox="753 1352 862 1486"></td> <td data-bbox="862 1352 980 1486"></td> <td data-bbox="980 1352 1099 1486"></td> <td data-bbox="1099 1352 1218 1486"></td> <td data-bbox="1218 1352 1360 1486"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="526 1486 634 1621">اووكسالات الصوديوم $Na_2C_2O_4$</td> <td data-bbox="634 1486 753 1621"></td> <td data-bbox="753 1486 862 1621"></td> <td data-bbox="862 1486 980 1621"></td> <td data-bbox="980 1486 1099 1621"></td> <td data-bbox="1099 1486 1218 1621"></td> <td data-bbox="1218 1486 1360 1621"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="526 1621 634 1755">حمض السليسلوك $HC_7H_5O_3$</td> <td data-bbox="634 1621 753 1755"></td> <td data-bbox="753 1621 862 1755"></td> <td data-bbox="862 1621 980 1755"></td> <td data-bbox="980 1621 1099 1755"></td> <td data-bbox="1099 1621 1218 1755"></td> <td data-bbox="1218 1621 1360 1755"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="526 1755 634 1839">سليسالدهيد $C_7H_6O_2$</td> <td data-bbox="634 1755 753 1839"></td> <td data-bbox="753 1755 862 1839"></td> <td data-bbox="862 1755 980 1839"></td> <td data-bbox="980 1755 1099 1839"></td> <td data-bbox="1099 1755 1218 1839"></td> <td data-bbox="1218 1755 1360 1839"></td> </tr> </tbody> </table>	T_{act}	أنبوبة ثيليه			جهاز نقطة الانصهار الرقمي			T_1	T_2	T_m	T_1	T_2	T_m	حمض الاوكساليك $H_2C_2O_4$							اووكسالات الصوديوم $Na_2C_2O_4$							حمض السليسلوك $HC_7H_5O_3$							سليسالدهيد $C_7H_6O_2$						
T_{act}	أنبوبة ثيليه			جهاز نقطة الانصهار الرقمي																																						
	T_1	T_2	T_m	T_1	T_2	T_m																																				
حمض الاوكساليك $H_2C_2O_4$																																										
اووكسالات الصوديوم $Na_2C_2O_4$																																										
حمض السليسلوك $HC_7H_5O_3$																																										
سليسالدهيد $C_7H_6O_2$																																										

(5) المناقشة Discussion

ركز في مناقشتك على مقارنة نقطة الانصهار المقاسة و نقطة الانصهار الفعلية لكل مركب. بالإضافة إلى إثبات ان دقة القياس بواسطة استخدام جهاز نقطة النصهار الرقمي اكبر مقارنة باستخدام انبوبة ثيليه.

(6) الاستنتاج Conclusion**(7) الاسئلة اللاحقة Post-Laboratory Questions**

- (1) ما المقصود بثابت انخفاض نقطة التجمد للمادة والذي يرمز له عادة بـ K_f . هل لهذا الثابت وحدة قياس مستخدمة؟ اذكرها.
- (2) وضح كيف يمكن استخدام قياس نقطة التجمد (او نقطة الانصهار) في تعيين الوزن الجزيئي لمادة ما.
- (3) ينصهر ثلج الماء النقي عند $100\text{ }^{\circ}\text{C}$. فما هي نقطة انصهار محلول مائي حضر باذابة 100 g من السكروز في 500 mL من الماء . احسب درجة الحرارة المتوقع ان تنصهر عندها قطعة جليد قد سبق تجميدها من المحلول المائي للسكروز .
(للماء النقي $K_f=0.512\text{ }^{\circ}\text{C/m}$ و الوزن الجزيئي للسكروز يساوي 180 g/mol).

التجربة (7): تعيين الوزن الجزيئي لمادة ما قابلة للتطاير في حالتها السائلة (مثل المركبات العضوية السائلة).
Lab.(7): Determination of the molecular weight of a given volatile liquid substance (e.g., liquid organic compounds).

أسئلة يجاب عليها قبل الحضور إلى المختبر:

- 1 - ماهي أوجه الاختلاف بين الغازات المثالية و الغازات الحقيقية.
- 2 - اذكر نص قانون بويل Boyle's law، ثم ارسم العلاقة بين الضغط و الحجم لاي غاز مثالي.
- 3 - اذكر نص قانون تشارلز Charles's law، ثم ارسم العلاقة بين الضغط و درجة الحرارة لاي غاز مثالي.

الأساس النظري:

المعادلة العامة للغازات المثالية هي العلاقة التي تربط بين ثلاثة من المتغيرات المستقلة اللازم تحديدها لوصف حالة أي غاز مثالي و دراسة خواصه. و هذه المتغيرات الثلاثة هي الضغط (P) و الحجم (V) و درجة الحرارة معبرا عنها بالكلفن (T) كما مرتبطة مع بعضها البعض في المعادلة (1):

$$(1) PV = nRT$$

حيث n تعبر عن كمية الغاز معبر عنها بعدد المولات و R هو الثابت العام للغاز المثالي و يساوي $R = 0.0821 \text{ L atm/K mol}$ اذا عبر عن ضغط الغاز بوحدة الجو (atm) و حجمه بالترات (L).
 فأی وعاء ذو حجم ثابت عند درجة حرارة ضغط معينين يمكن ان يشغل كمية محددة من الغاز. و يمكن ان نحسب كمية الغاز بوحدة المولات و ذلك بترتيب المعادلة (1) على النحو التالي:

$$(2) n = \frac{RT}{PV}$$

كما يمكن حساب عدد المولات للغاز بقسمة وزنه بالجرام (Wt.(g)) على وزنه الجزيئي (Mol.Wt.)
 تبعا للمعادلة (3):

$$n = \frac{Wt.(g)}{Mol.Wt.} \quad (3)$$

بمقارنة المعادلتين (2) و (3) ، نحصل على العلاقة التالية:

$$\frac{Wt.(g)}{Mol.Wt.} = \frac{RT}{PV} \quad (4)$$

و يمكن ترتيب العلاقة السابقة على النحو الآتي:

$$Mol. Wt. = \frac{Wt.(g) \times P \times V}{R \times T} \quad (5)$$

حيث يتضح من المعادلة (5) انه من الممكن تقدير الوزن الجزيئي للغازات المثالية بدلالة وزن الغاز بالجرام الذي يشغل حجما محددا باللتر قدره (V L) عند درجة حرارة (T K) و ضغط (P atm) معينين معبر عنهما بالكلفن و الجو، على التوالي. و حيث ان معظم الغازات الحقيقية تسلك سلوك الغاز المثالي عند درجات حرارة عالية (T ≥ 300 K) و ضغوط منخفضة (P ≤ 1 atm)، لذا يمكن ايضا استخدام المعادلة (5) لتقدير الوزن الجزيئي للغازات الحقيقية او بعض السوائل المتطايرة التي تتبخر عند درجة حرارة عالية و ضغط بخار منخفضة في تلك الحدود المذكورة اعلاه.

و في هذه التجربة سوف تقدر الوزن الجزيئي لبعض المركبات العضوية المتطايرة و ذلك بتحديد وزن بخار السائل الذي سيشغل ورق معلوم الحجم عند درجة حرارة البخار و الضغط الجوي المعتاد (او الضغط الجوي المقاس داخل المختبر). بعد ذلك يمكنك ان تقارن الوزن الجزيئي المقاس مع الوزن الجزيئي المحسوب للمركب لتحديد نسبة الخطأ. كما قد يعطيك المدرس ايضا عينة سائلة لمركبا مجهولا و يطلب منك إعادة تنفيذ نفس الخطوات لتعيين وزنه الجزيئي.

■ مخرجات التعلم

بعد دراستك لهذه التجربة، يتوقع منك ان تكون قادرا على أن:

- 1 - تقدر الوزن الجزيئي للمركبات الكيميائية المتوجدة في حالة سائلة و متطايرة.
- 2 - تطبيق القانون العام للغازات المثالية في التحليل الوصفي و الكمي.
- 3 - تحدد هوية أي عينة نقية من سائل متطاير.
- 4 - تقارن بين السوائل بحسب قابليتها للتطاير.

الأدوات و الاجهزة المستخدمة:

- ❖ ورق مخروطي (125 mL)
- ❖ كاس زجاجي (1000 mL)
- ❖ مخبر مدرج (100 mL or 150 mL)
- ❖ ترمومتر مدرج بالدرجة المئوية
- ❖ حامل لتثبيت الدورق المخروطي و الترمومتر

- ❖ قطع من رقائق الالومنيوم (Aluminium foil)
- ❖ رباط مطاطي
- ❖ سخان طبقي كهربائي (Hot plate)
- ❖ ميزان حساس
- ❖ بارومتر لقياس الضغط
- ❖ ورق غسيل

الكواشف المطلوبة:

- ❖ ايزوبروبانول C_3H_8O
- ❖ عينة نقية من سائل متطاير (بحسب ما يحددها المدرس)
- ❖ ماء مقطر


المخاطر المتوقعة من هذه التجربة:

- ❖ تعامل مع الترمومتر المدرج برفق و تجنب خدش او رطم مستودع الزئبق، لان ذلك سيؤدي إلى كسر الترمومتر و خروج الزئبق.
- ❖ ارتدي نظارات واقية للعين و اجعل عينك على بعد 20 cm من الاشياء الحارة و انت تراقب عملية التبخير.
- ❖ استعمل السخان الكهربائي الطبقي و ليس موقد بنسن لان معظم المركبات العضوية المتطايرة و من ضمنها الايزوبروبانول و العينة المجهولة مواد قابلة للاشتعال.

خطوات العمل:

- (1) جهز دورق مخروطي نظيف وجاف سعته (125 mL) وضع على فوة الدورق قطعة من رقائق الالمنيوم مساحتها (5 cm × 5 cm) ولفها جيدا وثبتها برباط مطاطي .
- (2) باستخدام دبوس دقيق او ابرة دقيقة، اصنع ثقب ضيق في مركز قطعة الألمنيوم عند فوهة الدورق. انظر الشكل (7).
- (3) قم بوزن الدورق مخروطي و عليه غطاء الالمنيوم و الرباط المطاطي و ليكن وزنه فار غا W_1 .

(4) ازل الرباط المطاطي و غطاء الالمنيوم، ثم اضع للدورق المخروطي (2 mL) من الايزوبرنول. بعد ذلك اعد غطاء الالمنيوم على فوهة الدورق و ثبته بنفس الرباط المطاطي.



شكل (8): وضع الدورق و الترمومتر في الحمام المائي.

(5) ثبت الدورق و كذلك الترمومتر على الحامل بحيث يكونا قاع الدورق و مستودع الزئبق للترمومتر مغموري تماما في الحمام مائي (كاس زجاجي مملوء باماء و موضوع على السخان الكهربائي)، كما هو مبين في الشكل (8).

- (6) سخن الحمام المائي حتى الغليان واستمري في التسخين حتى يتم تبخر السائل الموجود في الدورق المخروطي تماما. ثم سجل درجة الحرارة التي يختفي عنها السائل تماما من الدورق و لتكن (t).
- (7) ارفع الدورق من الحمام المائي واتركه جانبا ليبرد حتى درجة حرارة الغرفة و يسمح بتكثف بخار السائل الذي يشغل الحيز داخل الدورق. جفف الدورق والغطاء جيدا ، ثم قم بوزنه و ما يحتويه من سائل متكثف وليكن W_2 .
- (8) انزع غطاء الالومنيوم، ثم اغسل الدورق جيدا واملأ الدورق بالماء المقطر حتى فوهته. استخدم المخبر المدرج لقياس حجم الماء في الدورق و ليكن V و الذي يمثل حجم بخار الايزوبروبانول.
- (9) كرر جميع الخطوات السابق مع عينة السائل المجهول.
- (10) قم بقياس الضغط الجوي داخل المختبر بواسطة البارومتر معبرا عنه بوحدة الـ atm.
- (11) دون كل ملاحظاتك في الجدول و اجري جميع الحسابات المطلوبة.
- (12) اغسل يداك جيدا قبل أن تغادر المختبر.

التقرير العملي:

أسم الطالب : -..... اسماء الطلاب المشاركين : - (1).....(2).....(3)..... المجموعة :الزمن : -من إلى..... اليوم و التاريخ : -.....(...../...../20.....)	(1) المعلومات الشخصية Identification																						
تعيين الوزن الجزيئي لمادة ما قابلة للتطاير في حالتها السائلة (مثل المركبات العضوية السائلة).	(2) عنوان التجربة Title of Experiment																						
	(3) الهدف او الغاية من التجربة Objective or Purpose																						
(4) النتائج و الحسابات Results and Calculations																							
دون في الجدول التالي جميع النتائج، ثم احسب الوزن الجزيئي للايزوبروبانول و للعينه المجهولة:																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>سائل العينة المجهولة</th> <th>الايزوبروبانول</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>درجة حرارة البخار بالكلفن (T)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>$T=t(^{\circ}C)+273$</td> <td></td> </tr> <tr> <td>وزن الدورق فارغ (W₁)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>وزن الدورق مع البخار (W₂)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>وزن البخار (Wt.(g))</td> <td></td> </tr> <tr> <td>$Wt.(g)=W_2-W_1$</td> <td></td> </tr> <tr> <td>حجم البخار باللتر (V/1000)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>الضغط داخل المختبر (P) بالجو (atm)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>الوزن الجزيئي (Mol. Wt.)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>$Mol. Wt. = \frac{Wt. (g) \times P \times V}{R \times T}$</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	سائل العينة المجهولة	الايزوبروبانول	درجة حرارة البخار بالكلفن (T)		$T=t(^{\circ}C)+273$		وزن الدورق فارغ (W ₁)		وزن الدورق مع البخار (W ₂)		وزن البخار (Wt.(g))		$Wt.(g)=W_2-W_1$		حجم البخار باللتر (V/1000)		الضغط داخل المختبر (P) بالجو (atm)		الوزن الجزيئي (Mol. Wt.)		$Mol. Wt. = \frac{Wt. (g) \times P \times V}{R \times T}$		
سائل العينة المجهولة	الايزوبروبانول																						
درجة حرارة البخار بالكلفن (T)																							
$T=t(^{\circ}C)+273$																							
وزن الدورق فارغ (W ₁)																							
وزن الدورق مع البخار (W ₂)																							
وزن البخار (Wt.(g))																							
$Wt.(g)=W_2-W_1$																							
حجم البخار باللتر (V/1000)																							
الضغط داخل المختبر (P) بالجو (atm)																							
الوزن الجزيئي (Mol. Wt.)																							
$Mol. Wt. = \frac{Wt. (g) \times P \times V}{R \times T}$																							

(5) المناقشة Discussion

ركز في مناقشتك على مقارنة الوزن الجزيئي للايذوبروبانون الذي حصلت عليه عمليا و المحسوب نظريا من صيغته التركيبية و حاول ان تقترح تركيب العينة المجهولة من وزنها الجزيئي.

(6) الاستنتاج Conclusion**(7) الاسئلة اللاحقة Post- Laboratory Questions**

(1) بخار لسائل مجهول يزن 13.34 g يشغل دورق حجمه 5 L عند درجة حرارة 120 °C و ضغط 1 atm. احسب وزنه الجزيئي ثم حدد أي من هذه المركبات يمكن ان يكون هذا السائل.

Liquid	Formula	Molecular Weight
Pentane	C ₅ H ₁₂	72.2
Acetone	C ₃ H ₆ O	58.1
Methanol	CH ₄ O	32.0
Hexane	C ₆ H ₁₄	86.2
Ethanol	C ₂ H ₆ O	46.1
2-Propanol	C ₃ H ₈ O	60.1

(2) وضح كيف سوف يكون تأثير كل من الاخطاء التجريبية التالية على نتائج في تعيين

الوزن الجزيئي:

(أ) استخدمت الحجم المدون على الدورق المخروطي في الحسابات و لم تقم بقياسه

عمليا كما هو مطلوب منك في الخطوة (8).

(ب) كان لا يزال قطرات من الماء على الدورق و غطاء الالومنيوم عندما قمت

بوزن الدورق للحصول على W_2 .

(ج) اوقف عملية التسخين قبل ان يكون السائل قد تبخر كليا من الدورق.

(د) استمررت بالتسخين لمدة طويلة جدا بعد ان تبخر السائل كليا من الدورق.

التجربة (8): دراسة العوامل المؤثرة على سرعة التفاعلات الكيميائية.



Lab.(8): Investigation of Factors affecting chemical reaction rates.

أسئلة يجاب عليها قبل الحضور إلى المختبر:

- 1 - اكتب معادلة التفاعل الموزونة لتفكك فوق اكسيد الهيدروجين في وجود MnO_2 كعامل حفاز.
- 2 - افرض انك استطعت ان تجمع من التفاعل السابق g 0.32 من غاز الاكسجين في ورق حجمة 1 L بعد مرور 15 دقيقة من بدء اضافة العامل الحفاز. احسب معدل التفاعل معبرا عنه بـ (أ)

mol/L.min و (ب) g/L.min

- 3 - حدد أي من التفاعلين التاليين تتوقع انه سيكون اسرع. و لماذا؟

**الأساس النظري:**

بعض التفاعلات الكيميائية تحدث سريعا جدا او لحظية بينما البعض الاخر منها تعتبر بطيئة جدا. فعلى سبيل المثال، يتفاعل حليب ماغنيسيا (دواء مضاد للحموضة) مع حمض المعدة (HCl) سريعا جدا، بينما تفاعل غازي الاكسجين و الهيدروجين عند الظروف الاعتيادية يعد تفاعلا بطيئا جدا و غير محسوس. فإذا وضعت كميات كبيرة من غازي الاكسجين و الهيدروجين في و خزان كبير لعدة سنوات، فسوف لن نلاحظ أي تغيير ملحوظ في كمية كل من هذين الغازين. و يعرف فرع الكيمياء الذي يهتم بدراسة سرعة او معدل التفاعلات الكيميائية بالكيمياء الحركية (Chemical Kinetics). حيث يعرف معدل التفاعل (r) على انه مقدار التغيير في تركيز احد المتفاعلات او النواتج لكل وحدة زمن. و يعبر عنه بوحدة التركيز لكل وحدة زمن (M/Time or mol/L . Time). مثلا في التفاعل التالي:



فعند تتبع كمية CO_2 المتصاعدة من خليط التفاعل، وجد بان g 4.4 (أي 0.1 mol) من CO_2 قد نتجت في 10 دقائق. لذ يمكن ان نقول بان معدل التفاعل يساوي 0.01 mol CO_2/min (بقسمة عدد المولات الناتجة من غاز CO_2 على الزمن اللازم لإنتاج هذه الكمية). و من جانب اخر عند تتبع التغيير في تركيز حمض HCl. ففي عشر دقائق وجد بان التركيز الابتدائي للحمض و الذي كان يساوي 0.6 M قبل التفاعل وقد اخفض إلى 0.4 M بعد مرور 10 دقائق ، أي ان 0.2 M قد استهلك من حمض

الهيدروكلوريك في 10 دقائق منذ بدء هذا التفاعل. و يمكن ان نعبر ايضا عن معدل التفاعل بقسمة النقص في تركيز حمض HCl على الزمن المستغرق لإحداث هذا النقص و الذي يساوي 0.02 M HCl/min او 0.02 mol HCl /L.min . و من هنا يتضح بأن كتابة الارقام فقط لا تكفي للتعبير عن معدل التفاعل، بل يجب ايضا ان تذكر معها الوحدة و كذلك اسم المتفاعل او الناتج.

ومن الجدير بالذكر أن هنالك العديد من العوامل التي تؤثر على سرعة التفاعل و ذلك من خلال التحكم في الزيادة او النقصان في عدد التصادمات المثمرة بين ذرات او جزيئات المواد المتفاعلة و من ثم خفض او الرفع من قيمة طاقة التنشيط. و عموما وجد بان معدل التفاعل يزداد، كلما انخفضت طاقة التنشيط للتفاعل و العكس صحيح. و في هذه التجربة سوف يقوم الطالب بإجراء العديد من الاختبارات للتحقق من تأثير بعض العوامل على سرعة التفاعلات الكيميائية. و من اهم هذه العوامل التي سيتم دراستها في هذه التجربة ما يلي:

- (1) طبيعة المواد المتفاعلة
- (2) تركيز المتفاعلات
- (3) مساحة سطح المتفاعلات
- (4) درجة الحرارة
- (5) وجود العامل الحفاز

■ مخرجات التعلم

بعد دراستك لهذه التجربة، يتوقع منك ان تكون قادرا على أن:

- 1 - تتحقق من العلاقة بين معدل التفاعل و طبيعة المواد المتفاعلة.
- 2 - تقيس سرعة التفاعل كدالة في تركيز احد المتفاعلات او النواتج.
- 3 - تصف كميًا مدى تأثير الارتفاع او الانخفاض في درجة الحرارة على معدل التفاعل.
- 4 - ان تقارن بين تأثير مساحة السطح و دور العامل الحفاز في زيادة سرعة التفاعل.

■ الأدوات و الاجهزة المستخدمة:

- ❖ ورق مخروطي (250 mL)
- ❖ كاس زجاجي (150 mL)
- ❖ مخبر مدرج (100 mL or 150 mL)

- ❖ انابيب اختبار (20 – 25 mL)
- ❖ ماصة مدرجة (10 mL)
- ❖ ترمومتر مدرج بالدرجة المئوية
- ❖ حمام مائي كهربائي
- ❖ سخان طبقي كهربائي (Hot plate)
- ❖ ميزان حساس
- ❖ ساعة إيقاف
- ❖ بارومتر لقياس الضغط الجوي
- ❖ ورق غسيل

الكواشف المطلوبة:

- ❖ شريط من الماغنسيوم Magnesium ribbon
- ❖ شريط من الخارصين Zinc ribbon
- ❖ شريط من النحاس Copper ribbon
- ❖ محلول حمض الكبريتيك 3 M H₂SO₄
- ❖ محلول حمض الهيدروكلوريك 6 M HCl
- ❖ محلول حمض النتريك 6 M HNO₃
- ❖ محلول حمض الفوسفوريك 2 M H₃PO₄
- ❖ محلول حمض الخليك 6 M CH₃COOH
- ❖ محلول حمض الفوسفوريك 2 M H₃PO₄
- ❖ محلول حمض الخليك 6 M CH₃COOH
- ❖ محلول ايودات البوتاسيوم 0.1 M KIO₃
- ❖ محلول بيكبريتيت الصوديوم 0.01 M NaHSO₃
- ❖ دليل النشاء Starch indicator

❖ حصاصات و مسحوق ناعم من الرخام Marble chips and fine powder

❖ محلول فوق اكسيد الهيدروجين 3% hydrogen peroxide (H_2O_2)

❖ ثاني اكسيد المنجنيز Manganese dioxide

المخاطر المتوقعة من هذه التجربة:

- ❖ استعمل السخان الكهربائي الطبقي و ليس موقد بنسن لان معظم التفاعلات التي سيتم تناولها هنا تتضمن انتاج غاز الهيدروجين و هذا الغاز قابل للاشتعال و الانهجار.
- ❖ يرجى التعامل بحذر مع الأحماض المركزة و فوق الكسيد الهيدروجين عند انقل الكميات المطلوبة التي تريدها من الزجاجاة، بحيث تضمن عدم اتصالها مع الجلد و ذلك بارتداء قفازات اليدين. كمل يجب استخدام الشفاط المطاطي عند نقل هذه السوائل بواسطة الماصة لتفادي وصولها إلى الفم.
- ❖ يجب غسل الكاس الزجاجي و الماصة و المخبار المدرج قبل و بعد نقل أي سائل من الزجاجاة لتجنب تلوث هذه السوائل ببعضها البعض.
- ❖ تعامل مع الترمومتر المدرج برفق و تجنب خدش او رطم مستودع الزئبق، لان ذلك سيؤدي إلى كسر الترمومتر و خروج الزئبق.

خطوات العمل:

(1) طبيعة المواد المتفاعلة :Nature of reactants

(أ) جهاز خمس انابيب اختبار نظيفة و جافة وضع عليها لواصق، ثم قم بترقيمها بالحروف

اللاتينية من (A) إلى (E). ضع في كل انبوبة 1 cm من شريط الماغنسيوم.

(ب) اصف في كل انبوبة اختبار 5 mL من الاحماض المختلفة على التوالي:

انبوبة (A): 3 M H_2SO_4

انبوبة (B): 6 M HCl

انبوبة (C): 6 M HNO_3

انبوبة (D): 2 M H_3PO_4

انبوبة (E): 6 M CH_3COOH

(ج) عند اضافة الحمض، سجل زمن بدء التفاعل باستخدام ساعة ايقاف و استمر في حساب

الزمن إلى ان يتوقف تصاعد غاز الهيدروجين من الانبوبة و عندها اوقف الساعة و

سجل زمن انتهاء التفاعل. ثم دون النتائج في جدول (1).

(د) جهز ثلاث انابيب اختبار اخرى نظيفة و جافة و ضع عليها لواصق، ثم قم بترقيمها

بالاحرف اللاتينية من (A) إلى (C). اصف إلى كل انبوبة 5 mL من حمض

الهيدروكلوريك (6 M HCl).

(هـ) اصف في كل انبوبة اختبار 1 cm من اشربة المعادن المختلفة على التوالي:

انبوبة (A): 1 cm شريط الماغنسيوم

انبوبة (B): 1 cm شريط الخارصين

انبوبة (C): 1 cm شريط النحاس

(و) عند اضافة شريط المعدن، سجل زمن بدء التفاعل باستخدام ساعة ايقاف و استمر في

حساب الزمن إلى ان يتوقف تصاعد غاز الهيدروجين من الانبوبة و عندها اوقف

الساعة و سجل زمن انتهاء التفاعل. ثم دون النتائج في جدول (2).

2) تأثير تركيز المتفاعلات :Effect of concentration of reactants

(أ) جهز كاسين زجاجيين نظيفين و جافين وضع عليهما مولصقين، ثم علم على احدهما

بالحرف اللاتيني (A) و الاخر بـ (B).

(ب) في كل مرة، ضع في الكاس (A) محلول ايودات البوتاسيوم (0.1 M KIO₃) و دليل

النشاء و في الكاس (B) محلول بيكبريتيت الصوديوم (0.01 M NaHSO₃) و اكمل

الحجم في كل من الكاسين إلى 50 mL بالماء المقطر كما هو موضح بالجدول التالي:

التسلسل	الكاس (A)			الكاس (B)	
	0.1 M KIO ₃	دليل النشاء	H ₂ O	0.01 M NaHSO ₃	H ₂ O
(1)	6 mL	2 mL	42 mL	2 mL	48 mL
(2)	6 mL	2 mL	42 mL	4 mL	46 mL
(3)	6 mL	2 mL	42 mL	6 mL	44 mL

* ملاحظة: يقاس حجم الماء المقطر باستخدام المخبر المدرج بينما تؤخذ المحاليل الاخرى ذات الاحجام الصغيرة بالماصة المدرجة.

(ج) اضع محتويات الكاس (A) إلى الكاس (B)، مسجلا زمن بدء التفاعل باستخدام ساعة إيقاف و استمر في حساب الزمن إلى ان يظهر اللون الازرق الغامق و عندها اوقف الساعة و سجل زمن انتهاء التفاعل. ثم دون النتائج في جدول (3).

(3) تأثير مساحة سطح المتفاعلات :Effect of surface area of reacting species

(أ) خذ انبوتي اختبار نظيفتي و جافتين (A) و (B). ضع في الانبوبة (A) حصة صغيرة من الرخام تزن 0.5 g تقريبا و ضع في الانبوبة (B) نفس الوزن تماما و لكن من مسحوق الرخام.

(ب) اضع إلى كل انبوبة اختبار 5 mL من حمض الهيدروكلوريك (6 M HCl).
(ج) عند اضافة الحمض، سجل زمن بدء التفاعل باستخدام ساعة إيقاف و استمر في حساب الزمن إلى ان يتوقف تصاعد غاز ثاني اكسيد الكربون (CO_2) من الانبوبة و عندها اوقف الساعة و سجل زمن انتهاء التفاعل. ثم دون النتائج في جدول (4).

(4) تأثير درجة الحرارة :Effect of Temperature

(أ) خذ ثلاث انابيب اختبار نظيفة و جافة (A) و (B) و (C). ضع في كل انبوبة 1 cm من شريط الخارصين.

(ب) ضع انبوبة الاختبار (A) في حمام ثلجي و الانبوبة (B) في ماء الصنبور عند درجة حرارة الغرفة (25°C) و الانبوية الاخرى في حمام مائي عند درجة حرارة (60°C)، كما هو موضح في الشكل (9). اترك جميع الانابيب 5 دقائق لتستقر و تصل إلى حالة الاتزان الحراري. استخدم الترمومتر لقياس درجة الحرارة.


(ج) اضع إلى كل انبوبة اختبار 5 mL من حمض الهيدروكلوريك (6 M HCl). ثم سجل زمن بدء التفاعل باستخدام ساعة إيقاف و استمر في حساب الزمن إلى ان يتوقف تصاعد غاز الهيدروجين (H_2) من الانبوبة و عندها اوقف الساعة و سجل زمن انتهاء التفاعل. ثم دون النتائج في جدول (5).

(5) تأثير العامل الحفاز :Effect of catalyst

(أ) اضع 5 mL من فوق اكسيد الهيدروجين ($3\% \text{H}_2\text{O}_2$) إلى انبوتي اختبار نظيفتي و جافتين (A) و (B). تصاعد فقاعات الاكسجين يدل على تفكك فوق اكسيد الهيدروجين.

(ب) ضع في الانبوبة (A) فقط كمية صغيرة من ثاني اكسيد المنجنيز (MnO_2) وزن 0.1 g تقريبا.

(ج) عند اضافة العامل الحفاز (MnO_2) ، سجل زمن بدء التفاعل باستخدام ساعة ايقاف و استمر في حساب الزمن إلى ان يتوقف تصاعد غاز الاكسجين (O_2) من الانبوبة و عندها اوقف الساعة و سجل زمن انتهاء التفاعل. ثم دون النتائج في جدول (6).



شكل (9): التجهيزات العملية لدراسة تأثير درجة الحرارة على سرعة التفاعل.

التقرير العملي:

أسم الطالب : اسماء الطلاب المشاركين : (1).....(2)..... (3)..... المجموعة :الزمن : -من..... إلى..... اليوم و التاريخ : -.....(...../...../20.....)	(1) المعلومات الشخصية Identification
دراسة العوامل المؤثرة على سرعة التفاعلات الكيميائية.	(2) عنوان التجربة Title of Experiment
	(3) الهدف او الغاية من التجربة Objective or Purpose
(4) النتائج و الحسابات Results and Calculations	
جدول (1): طبيعة المواد المتفاعلة (نوع الحمض):	
رقم الانبوبة (A) (B) (C) (D) (E)	نوع الحمض $3 M H_2SO_4$ $6 M HCl$ $6 M HNO_3$ $2 M H_3PO_4$ $6 M CH_3COOH$
زمن التفاعل (min.)	
جدول (2): طبيعة المواد المتفاعلة (نوع المعدن):	
رقم الانبوبة (A) (B) (C)	نوع المعدن $1 cm Mg$ $1 cm Zn$ $1 cm Cu$
زمن التفاعل (min.)	

جدول (3): اعتماد معدل التفاعل على تركيز المتفاعلات:

التسلسل	حجم بيكربيت الصوديوم V_{NaHSO_3}	النغير في تركيز بيكربيت الصوديوم $d[NaHSO_3] = \frac{0.01 M \times V_{NaHSO_3}}{100}$	زمن التفاعل (dt)	معدل التفاعل $r = -\frac{d[NaHSO_3]}{dt}$
(1)	2 mL	mol/L	min.	mol/L.min
(2)	4 mL	mol/L	min.	mol/L.min
(3)	6 mL	mol/L	min.	mol/L.min

جدول (4): تأثير مساحة سطح المتفاعلات:

رقم الانبوبة	نوع و وزن و حالة المتفاعل	زمن التفاعل (min.)
(A)	$CaCO_3$ (0.5 g) قطعة	
(B)	$CaCO_3$ (0.5 g) مسحوق	

جدول (5): تأثير درجة الحرارة على سرعة التفاعل:

رقم الانبوبة	درجة حرارة التفاعل	زمن التفاعل (min.)
(A)		
(B)		
(C)		

جدول (6): تأثير وجود العامل الحفاز:

رقم الانبوبة	العامل الحفاز	زمن التفاعل (min.)
(A)	MnO_2 (0.1 g)	
(B)	بدون	

(5) المناقشة Discussion

ناقش تأثير كل عامل على سرعة التفاعل بتقديم التفسيرات و الاسباب المقنعة مع الاستعانة ببعض المعادلات الرياضية و النظريات اذا تطلب الامر:

(1) طبيعة المواد المتفاعلة (نوع الحمض):

من جدول (1) رتب الاحماض تبعا لزيادة سرعة التفاعل:

.....>.....>.....>.....>.....

(2) طبيعة المواد المتفاعلة (نوع المعدن):

من جدول (1) رتب المعادن تبعا لزيادة سرعة التفاعل:

.....>.....>.....

(3) اعتماد معدل التفاعل على تركيز المتفاعلات:

اذكر معادلة او قانون لتفسر العلاقة بين سرعة التفاعل و تركيز المتفاعلات كما لاحظتها في جدول (3).

(4) تأثير مساحة سطح المتفاعلات:

من جدول (4) اوجد عدد المرات التي يزداد بها معدل التفاعل بزيادة مساحة سطح المواد المتفاعلة.

(5) تأثير درجة الحرارة على سرعة التفاعل:

اذكر معادلة او قانون لتفسر العلاقة بين معدل التفاعل و درجة الحرارة و تتفق جيدا مع النتائج التي حصلت عليها في جدول (5).

(6) تأثير وجود العامل الحفاز:

من جدول (6) اوجد عدد المرات التي يزداد بها معدل التفاعل بفعل العامل الحفاز.

Conclusion الاستنتاج (6)**Post- Laboratory Questions الاسئلة اللاحقة (7)**

(1) اكتب المعادلة الكيميائية الموزونة لتفاعلات الاحماض الخمسة مع كل من المعادن المذكورة في الخطوة (1).

(2) في الخطوة (1)، كنت قد استخدمت 1 cm من شريط الماغنسيوم ليتفاعل مع 6 M HCL. فاذا اعطي لك نفس الوزن من برادة الماغنسيوم، هل معدل التفاعل سيزداد او سيقبل ام سيظل عو نفسه دون تغيير. وضح اجابتك.

(3) في الخطوة (3) – فقرة (ج)، اكتب معادلة الموزونة للتفاعل الحادث بين بيكبريتيت الصوديوم و ايودات البوتاسيوم. ماهو اللون الازرق؟ وكيف تكون؟

(4) في الجدول (3) عند كتابة تقريرك، لماذا استخدمت تراكيز بيكبريتيت الصوديوم و ليس ايودات البوتاسيوم لحساب معدل التفاعل؟

التجربة (9): الكشف عن الاحماض الكربوكسيلية الالفاتية الشائعة (مثل: حمض الخليك – حمض الاوكساليك – حمض الطرطريك – حمض الستريك... الخ)
Lab.(9): Identification of common aliphatic carboxylic acids (e.g., acetic acid, oxalic acid, tartaric acid, citric acid, etc.).



أسئلة يجب عليها قبل الحضور إلى المختبر:

1 - كيف يمكنك استخدام اختبار الذوبانية للكشف العام عن المجاميع الوظيفية للمركبات العضوية الشائعة ؟ عزز اجابتك بمخطط توضيحي.

2 - وضح بتجربة معملية مناسبة كيف يمكنك ان تميز بين حمض البروبانويك ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOH}$) و خلات الميثيل ($\text{CH}_3\text{COOCH}_3$).


الأساس النظري:

الاحماض الكربوكسيلية هي مركبات عضوية تحوي في تركيبها مجموعة الكربوكسيل ($-\text{COOH}$). وقد تتصل مجموعة الكربوكسيل بسلسلة هيدروكربونية اليفاتية (R) و عنها يدعى بالحمض الالفاتي (RCOOH). كما ان هنالك احماض اروماتية (ArCOOH) ناتجة عن اتصال مجموعة الكربوكسيل بحلقة اروماتية (Ar) كالبنزين او النفثالين ... الخ. كما تصنيف هذه الاحماض إلى احادية الكربوكسيل او ثنائية الكربوكسيل او عديدة الكربوكسيل بحسب عدد مجاميع الكربوكسيل الموجودة في المركب. و عمليا يمكن تمييز الاحماض الكربوكسيلية عن بقية المركبات العضوية الاخرى بأنها تذوب في محلول بيكربونات الصوديوم او كربونات الصوديوم مع حدوث فوران نتيجة لتصادم غاز ثاني اكسيد الكربون تبعا للتفاعلات التالية:



اما التمييز بين الاحماض الالفاتية و الاحماض الاروماتية فيتم من خلال العديد من الاختبارات و من اهمها:

- (1) الذوبانية : فالأحماض الاليفاتية التي تحوي اقل من خمس ذرات كربون تذوب بسهولة في الماء، بينما لا تذوب الاحماض الاروماتية في الماء.
 - (2) تحترق الاحماض الاروماتية في الهواء لتعطي ادخنة داكنة مع ظهور لهب اصفر. في حين ان احتراق الاحماض الاليفاتية يعطي لون ازرق فاتح للهب دون تصاعد أي ادخنة داكنة.
 - (3) تكون الاحماض الاروماتية مع الكحول الايثيلي او الميثيلي (الايثانول او الميثانول) استرات عطرية ذو روائح عطرية تميزها تماما عن الاحماض الاليفاتية.
- و في هذه التجربة سوف تعطى اربعة من الأحماض الاليفاتية (حمض الخليك – حمض الاوكساليك – حمض الطرطريك – حمض الستريك). و من ثم سوف تقوم بإضافة الكواشف المميزة إلى كل من هذه الاحماض اما في حالته الصلبة أو إلى محلوله المتعادلة. بعد ذلك قم بتدوين ملاحظاتك في الجدول. من خلال ملاحظتك للفروق المميزة بين النتائج التي حصلت عليها يمكنك ان تصمم خطة للكشف عن أي من الاحماض الاربعة. كما يمكنك التأكد من صحة خطة الكشف التي اقترحتها اذا ما تتبععت من خلال هذا المخطط الكشف عن عينة مجهولة لأي من هذه الاحماض.



■ مخرجات التعلم

- بعد دراستك لهذه التجربة، يتوقع منك ان تكون قادرا على أن:
- 1 - تكشف عمليا عن الاحماض الاليفاتية في عينات نقية منها او كشقوق حامضية في الاملاح العضوية البسيطة.
 - 2 - تحدد الكاشف المناسب للتمييز بين حامضين اليفاتيين او اكثر.
 - 3 - تصمم خطة كشف لعدد اكبر و أنواع مختلفة من الاحماض الاليفاتية.

الأدوات المستخدمة:

- ❖ أنابيب اختبار
- ❖ ماصة مدرجة
- ❖ شفط مطاطي
- ❖ أوراق الـ pH
- ❖ حمام مائي
- ❖ موقد بنسن (Bunsen burner) للتسخين
- ❖ كاس زجاجي (500 ml)
- ❖ قمع زجاجي
- ❖ ورق مخروطي
- ❖ أوراق ترشيح
- ❖ ساق زجاجية
- ❖ ورق غسيل

الكواشف المطلوبة:

- ❖ حمض الخليك الثلجي CH_3COOH
- ❖ حمض الاوكساليك $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$
- ❖ حمض الطرطريك $\text{H}_2\text{C}_4\text{H}_4\text{O}_6$
- ❖ حمض الستريك $\text{H}_3\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_7$
- ❖ محلول هيدروكسيد الامونيوم (0.2 M) NH_4OH
- ❖ محلول كلوريد الحديدك حديث التحضير (0.2 M) FeCl_3
- ❖ محلول كلوريد الكالسيوم (0.1 M) CaCl_2
- ❖ حمض الخليك المخفف (0.2 M) CH_3COOH
- ❖ حمض الهيدروكلوريك المخفف (0.2 M) HCl
- ❖ حمض الكبريتيك المركز H_2SO_4 Conc.
- ❖ حمض الكبريتيك المخفف (0.5 M) H_2SO_4
- ❖ محلول نيتروبروسيد الصوديوم (0.2 M)

- ❖ محلول هيدروكسيد الصوديوم 30% NaOH
- ❖ محلول برمنجنات البوتاسيوم (0.2 M) KMnO_4
- ❖ ماء مقطر

المخاطر المتوقعة من هذه التجربة:

- ❖ يجب وضع النظارات و كمادات الأنف قبل البدء بالتجربة وعدم محاولة التعرف على رائحة الأبخرة المتصاعدة من التفاعلات.
- ❖ يرجى التعامل بحذر مع الأحماض المركزة (H_2SO_4 و حمض الخليك الثلجي) عند نقل الكميات المطلوبة التي تريدها من الزجاجاة إلى أنبوبة الاختبار، بحيث تضمن عدم اتصالها مع الجلد و ذلك بارتداء قفازات اليدين و استخدام الشفاط المطاطي لنقل هذه السوائل المركزة بواسطة الماصة لتفادي وصولها إلى الفم.
- ❖ يجب غسل الكاس الزجاجي قبل و بعد نقل أي محلول من الزجاجاة الموضوع فيها لتجنب تلوث هذه المحاليل ببعضها البعض.

خطوات العمل:

(1) حضر محلول متعادل لمُح الحمض:

- (أ) ضع في انبوبة اختبار 2 mL من الماء المقطر و اضع اليها 0.2 g من الحمض الصلب او 0.5 mL من الحمض السائل.
- (ب) اضع بعد ذلك قطرات من محلول هيدروكسيد الامونيوم مع الرج الجيد إلى ان يصبح الوسط قاعديا (استخدم اوراق الـ pH للاستدلال على قاعدية الوسط).
- (ج) سخن الانبوبة على لهب بلطف او ضعها في حمام مائي عند درجة حرارة 70°C للتخلص من الكمية الزائدة من الامونيا و يمكن ان تستدل بهذه المرحلة بتوقف تصاعد رائحة الامونيا.

- (2) الاختبار العام (اختبار كلوريد الحديدك FeCl_3): اضع إلى المحلول المتعادل للحمض 1 mL من محلول كلوريد الحديدك و لاحظ لون الراسب المتكون او التغيير في لون المحلول الناتج، ثم دون ملاحظاتك في الجدول.

(3) اختبار كلوريد الكالسيوم CaCl_2 :

(أ) اضع إلى المحلول المتعادل للحمض 1 mL من محلول كلوريد الكالسيوم و لاحظ لون الراسب المتكون ، ثم دون ملاحظاتك في الجدول.

(ب) اضع إلى جزء من الراسب المتكون 2 mL من حمض الهيدروكلوريك المخفف و لاحظ ما اذا الراسب يذوب في هذا الحمض.

(ج) اضع إلى جزء اخر من الراسب المتكون 2 mL من حمض الخليك المخفف و لاحظ ما اذا الراسب يذوب في هذا الحمض.

(4) اختبار حمض الكبريتيك المركز H_2SO_4 Conc مع نيتروبروسيد الصوديوم:

(أ) ضع في انبوبة اختبار نظيفة و جافة حوالي 0.2 g من الحمض الصلب او 1 mL من الحمض السائل و اضع اليها 1 mL من حمض الكبريتيك المركز. سخن الانبوبة على اللهب مع الرج بلطف و حذر. هل لاحظت تقحم شديد مع تصاعد رائحة ثاني اكسيد الكبريت؟

(ب) اذا لم تصاعدت رائحة ثاني اكسيد الكبريت او لم يحدث تقحم، اضع إلى الخليط 5 mL ماء مقطر و 2 – 1 mL من هيدروكسيد الصوديوم 30% NaOH حتى يصبح الوسط قاعديا (استخدم اوراق الـ pH للاستدلال على قاعدية الوسط) . بعد ذلك اضع 1 mL من محلول نيتروبروسيد الصوديوم. هل لاحظت تلون المحلول باللون الاحمر الدموي؟ دون ملاحظتك في الجدول.







(5) اختبار برمنجنات البوتاسيوم KMnO_4 : قم بإذابة 0.2 g من الحمض الصلب او 1 mL من الحمض السائل في 5 mL ماء مقطر مع اضافة 2 – 1 mL من حمض الكبريتيك المخفف (0.5 M) H_2SO_4 . ضع الانبوبة في حمام مائي عند درجة حرارة 80°C . اضع قطرات من محلول برمنجنات البوتاسيوم. هل تلاحظ اختفاء اللون البنفسجي للبرمنجنات؟ دون ملاحظتك في الجدول.

(6) اغسل يداك جيدا قبل أن تغادر المختبر.

التقرير العملي:

(1) المعلومات الشخصية Identification اسم الطالب : اسماء الطلاب المشاركين : (1).....(2)..... (3)..... المجموعة :الزمن : -من..... إلى..... اليوم و التاريخ : -.....(...../...../20.....)	
(2) عنوان التجربة Title of Experiment الكشف عن الاحماض الكربوكسيلية الاليفاتية الشائعة (مثل: حمض الخليك - حمض الاوكساليك - حمض الطرطريك - حمض الستريك... الخ)	
(3) الهدف او الغاية من التجربة Objective or Purpose	
(4) النتائج و الحسابات Results and Calculations (1) دون جميع ملاحظاتك في الجدول التالي. كما يمكنك ايضا ان تلتصق صورا فوتوغرافية قد تكن التقطها اثناء ملاحظتك للنتائج عمليا:	
الكاشف Reagent	الحمض الخليك الاوكساليك الطرطريك الستريك
Test 1 FeCl ₃	
Test 2 CaCl ₂	
Test 3 Conc. H ₂ SO ₄	
Test 4 Sodium nitroprusside	
Test 5 KMnO ₄	
(5) المناقشة Discussion	

ناقش النتائج و الملاحظات التي دونتها في الجدول على ضوء تفاعل الكاشف ثم اكمل معادلات التفاعلات التالية ، موضحا ماذا كان في النواتج راسبا او ابخرة يمكن ان نستدل من خلالها عن نوع الحامض الاليفاتي:



(6) الاستنتاج Conclusion

يمكنك الان ان تصمم مخطط للكشف عن أي من هذه الاحماض اذا ما اعطيت عينة مجهولة. و للتبسيط اكمل الفراغات بوضع الحمض المناسب في مكانه الصحيح:

أولاً: الصفات الفيزيائية:


(أ) الحالة الفيزيائية:

(ب) اللون:

(ج) الرائحة:

(د) الذوبانية في الماء:

ثانياً: التجارب الكيميائية:



(7) الاسئلة اللاحقة Post- Laboratory Questions

(1) اعطيت لك عينة من مسحوق لحمض اليقاتي مجهول و طلب منك التعرف عليه من خلال الاختبارات المذكورة في التجربة. اذا كنت قد حصلت على النتائج التالية، فما هو هذا الحمض؟

(أ) اختبار كلوريد الحديدك اعطى نتيجة سلبية (أي لم يتغير لون المحلول).

(ب) اعطى نتيجة سلبية مع كل من اختبار حمض الكبريتيك المركز و اختبار نيتروبروسيد الصوديوم.

(ج) يختفي اللون البنفسجي لبرمنجنات البوتاسيوم عند اضافتها إلى محلول الحمض المحمضة بـ H_2SO_4 المخفف على الساخن.

(2) بتجربة عملية واحدة فقط، وضح كيف يمكنك التمييز بين عینتي مجهولتين احدهما لحمض الستريك و الاخرى لحمض الطرطريك.

(3) مستعينا بالمعادلات الكيميائية، وضح تأثير الخطأ التجريبي الناجم عن عدم التخلص من الكمية الزائدة من الامونيا عند تحضير محلول متعادل لملاح الحمض على نتائج اختبار كلوريد الحديدك.

التجربة (10): الكشف عن الاحماض الكربوكسيلية الاروماتية الشائعة (مثل: حمض البنزويك – حمض السليسيك – حمض الفيثاليك... الخ)
Lab.(10): Identification of common aromatic carboxylic acids (e.g., benzoic acid, salicylic acid, phthalic acid, etc.).


أسئلة يجاب عليها قبل الحضور إلى المختبر:

1 - لماذا تحترق الاحماض الاروماتية في الهواء لتعطي ادخنة داكنة مع ظهور لهب اصفر. في حين ان احتراق الاحماض الاليفاتية يكسب اللهب لونا ازرقا فاتحا دون تصاعد أي ادخنة داكنة؟


2 - وضح بتجربة معملية مناسبة كيف يمكنك ان تميز بين حمض البنزويك (C_6H_5COOH) و بنزوات الصوديوم (C_6H_5COONa).

الأساس النظري:


تعرفت في التجربة (9) على أهم خصائص الاحماض الكربوكسيلية و كيفية التمييز بين الاحماض الاليفاتية و الاحماض الاروماتية. و قد قمت بإجراء أهم الاختبارات العملية للتمييز بين اربعة من الاحماض الاليفاتية (حمض الخليك – حمض الاوكساليك – حمض الطرطريك – حمض الستريك). كما انك استطعت ان تصمم خطة للكشف عن هذه الاحماض. و في هذه التجربة سوف تقوم بإجراء أهم الاختبارات العملية للتمييز بين ثلاثة من أهم و اكثر الاحماض الاروماتية (او العطرية) استخداما في حياتنا اليومية وهي (حمض البنزويك – حمض السليسيك – حمض الفيثاليك). و بالمثل يمكنك ان تصمم خطة للكشف و التأكد من صحتها و ذلك بتطبيق مساق هذه الخطة على عينة مجهولة لأي من هذه الاحماض.



حمض البنزويك



حمض السليسيك



حمض الفيثاليك

■ مخرجات التعلم

- بعد دراستك لهذه التجربة، يتوقع منك ان تكون قادرا على أن:
- 1 - تقارن من خلال التجارب العملية بين الاحماض الاليفاتية و الاحماض الاروماتية.
 - 2 - تكشف عمليا عن الاحماض الاروماتية في عينات نقية منها او كشقوق حامضية في الاملاح العضوية البسيطة.
 - 3 - تحدد الكاشف المناسب للتمييز بين حامضين اروماتيين او اكثر.
 - 4 - تصمم خطة كشف لعدد اكبر و أنواع مختلفة من الاحماض الاروماتية.

الأدوات المستخدمة:

- ❖ أنابيب اختبار
- ❖ ماصة مدرجة
- ❖ مخبر مدرج
- ❖ كاس زجاجي (500 ml)
- ❖ ورق مخروطي
- ❖ ساق زجاجية
- ❖ شفاط مطاطي
- ❖ أوراق الـ pH
- ❖ حمام مائي
- ❖ ترمومتر
- ❖ موقد بنسن (Bunsen burner) للتسخين
- ❖ ورق غسيل

الكواشف المطلوبة:

- ❖ حمض البنزويك $\text{HC}_7\text{H}_5\text{O}_2$
- ❖ حمض السليسيك $\text{HC}_7\text{H}_5\text{O}_3$
- ❖ حمض الفيثاليك $\text{H}_2\text{C}_8\text{H}_4\text{O}_4$

- ❖ كحول ميثيلي (ميثانول) CH_3OH
- ❖ ريزرسينول $m\text{-C}_6\text{H}_4(\text{OH})_2$
- ❖ ملح كربونات الصوديوم Na_2CO_3
- ❖ محلول هيدروكسيد الامونيوم (0.2 M) NH_4OH
- ❖ محلول كلوريد الحديدك حديث التحضير (0.2 M) FeCl_3
- ❖ حمض الكبريتيك المركز H_2SO_4 Conc.
- ❖ محلول هيدروكسيد الصوديوم 10% NaOH
- ❖ ماء مقطر

المخاطر المتوقعة من هذه التجربة:

- ❖ يجب وضع النظارات و كمادات الأنف قبل البدء بالتجربة وعدم محاولة التعرف على رائحة الابخرة المتصاعدة من التفاعلات إلا تحت إرشادات المدرس.
- ❖ يرجى التعامل بحذر مع الأحماض المركزة (H_2SO_4) عند نقل الكميات المطلوبة التي تريدها من الزجاجاة إلى أنبوبة الاختبار، بحيث تضمن عدم اتصالها مع الجلد و ذلك بارتداء قفازات اليدين و استخدام الشفاط المطاطي لنقل هذه السوائل المركزة بواسطة الماصة لتفادي وصولها إلى الفم.
- ❖ الميثانول من أخطر السموم الداخلية (أي اذا ما وصلت إلى الدم)، لذا تجنب سحبه بالفم و استخدام الشفاط المطاطي لنقله بواسطة الماصة.
- ❖ يجب غسل الكاس الزجاجي قبل و بعد نقل أي محلول من الزجاجاة الموضوع فيها لتجنب تلوث هذه المحاليل ببعضها البعض.

خطوات العمل:

(1) حضر محلول متعادل لمُح الحمض:

- (أ) ضع في انبوبة اختبار 2 mL من الماء المقطر و اضع اليها 0.2 g من الحمض الصلب.
- (ب) اضع بعد ذلك قطرات من محلول هيدروكسيد الامونيوم مع الرج الجيد إلى ان يصبح الوسط قاعديا (استخدم اوراق الـ pH للاستدلال على قاعدية الوسط).

(ج) سخن الانبوبة على لهب بلطف او ضعها في حمام مائي عند درجة حرارة 70°C

حتى يتوقف تصاعد رائحة الامونيا.

(2) الاختبار العام (اختبار كلوريد الحديدك FeCl_3): اضع إلى المحلول المتعادل للحمض

1 mL من محلول كلوريد الحديدك و لاحظ لون الراسب المتكون او التغيير في لون

المحلول الناتج، ثم دون ملاحظاتك في الجدول.

(3) اختبار تكوين الاستر :

(أ) ضع في انبوبة اختبار نظيفة و جافة حوالي 0.2 g من الحمض الصلب و 1 mL من

الكحول الميثيلي (الميثانول) و قطرتين من حمض الكبريتيك المركز. سخن الانبوبة

على حمام مائي عند درجة حرارة 90°C لمدة خمس دقائق.

(ب) اترك الخليط ليبرد ثم صب محتويات الانبوبة في كاس زجاجي يحتوي على محلول

كربونات الصوديوم (ملعقة من كربونات الصوديوم تذاب في 20 mL من الماء

المقطر). هل تلاحظ تصاعد غاز ثاني اكسيد الكربون محمل برائحة الاستر ؟ مع أي

حمض يتكون استر برائحة الفكس ؟ دون ملاحظاتك في الجدول.

(4) اختبار الفلوريسين Fluorescein Test:

(أ) ضع في انبوبة اختبار نظيفة و جافة حوالي 0.5 g من الحمض الصلب و 0.5 g من

الريزرسينول و 0.5 mL حمض الكبريتيك المركز. سخن الانبوبة مباشرة على اللهب

حتى تنصهر المكونات كلياً.

(ب) اترك الخليط ليبرد ثم صب محتويات الانبوبة في كاس زجاجي يحتوي على 10 من






محلول هيدروكسيد الصوديوم 10% NaOH. ما هو اللون المتكون؟ مع أي حمض

يظهر لون احمر مع تفلور (او تألق) مخضر ؟ دون ملاحظاتك في الجدول.

(5) اغسل يداك جيداً قبل أن تغادر المختبر.

التقرير العملي:

أسم الطالب : اسماء الطلاب المشاركين : (1).....(2)..... (3)..... المجموعة :الزمن : -من..... إلى..... اليوم و التاريخ : -.....(...../...../20.....)	(1) المعلومات الشخصية Identification																			
الكشف عن الاحماض الكربوكسيلية الاروماتية الشائعة (مثل: حمض البنزويك – حمض السليسيك – حمض الفيثاليك... الخ)	(2) عنوان التجربة Title of Experiment																			
	(3) الهدف او الغاية من التجربة Objective or Purpose																			
(4) النتائج و الحسابات Results and Calculations																				
(1) دون جميع ملاحظاتك في الجدول التالي. كما يمكنك ايضا ان تلصق صورا فوتوغرافية قد تكن ألقت عليها اثناء ملاحظتك للنتائج عمليا:																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="240 1037 753 1129" rowspan="2">الكاشف Reagent</th> <th colspan="3" data-bbox="753 1037 1430 1087">الحمض</th> </tr> <tr> <th data-bbox="753 1087 967 1129">البنزويك</th> <th data-bbox="967 1087 1208 1129">السليسيك</th> <th data-bbox="1208 1087 1430 1129">الفيثاليك</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="240 1129 753 1247">Test 1 FeCl₃</td> <td data-bbox="753 1129 967 1247"></td> <td data-bbox="967 1129 1208 1247"></td> <td data-bbox="1208 1129 1430 1247"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="240 1247 753 1402">Test 2 تكوين الاستر (الحمض+conc. H₂SO₄+ CH₃OH+Δ)</td> <td data-bbox="753 1247 967 1402"></td> <td data-bbox="967 1247 1208 1402"></td> <td data-bbox="1208 1247 1430 1402"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="240 1402 753 1562">Test 3 اختبار الفلوريسين (الحمض+ريزرسينول +conc. H₂SO₄+NaOH+Δ)</td> <td data-bbox="753 1402 967 1562"></td> <td data-bbox="967 1402 1208 1562"></td> <td data-bbox="1208 1402 1430 1562"></td> </tr> </tbody> </table>	الكاشف Reagent	الحمض			البنزويك	السليسيك	الفيثاليك	Test 1 FeCl ₃				Test 2 تكوين الاستر (الحمض+conc. H ₂ SO ₄ + CH ₃ OH+Δ)				Test 3 اختبار الفلوريسين (الحمض+ريزرسينول +conc. H ₂ SO ₄ +NaOH+Δ)				
الكاشف Reagent		الحمض																		
	البنزويك	السليسيك	الفيثاليك																	
Test 1 FeCl ₃																				
Test 2 تكوين الاستر (الحمض+conc. H ₂ SO ₄ + CH ₃ OH+Δ)																				
Test 3 اختبار الفلوريسين (الحمض+ريزرسينول +conc. H ₂ SO ₄ +NaOH+Δ)																				
(5) المناقشة Discussion																				
ناقش النتائج و الملاحظات التي دونتها في الجدول على ضوء تفاعل الكاشف ثم اكمل معادلات التفاعلات التالية ، موضحا ما اذا كان في النواتج راسبا او ابخرة يمكن ان نستدل من خلالها عن نوع الحامض الاروماتي:																				



(6) الاستنتاج Conclusion

يمكنك الآن ان تصمم مخطط للكشف عن أي من هذه الاحماض اذا ما اعطيت عينة مجهولة. و

للتبسيط اكمل الفراغات بوضع الحمض المناسب في مكانه الصحيح:

أولاً: الصفات الفيزيائية:


(أ) الحالة الفيزيائية:

(ب) اللون:

(ج) الرائحة:

(د) الذوبانية في الماء:

ثانيا: التجارب الكيميائية:



(7) الاسئلة اللاحقة Post-Laboratory Questions

(1) اعطيت لك عينة من مسحوق لحمض مجهول و طلب منك التعرف عليه. فاذا كنت قد

حصلت على النتائج التالية، فما هو هذا الحمض؟

(أ) الحمض لا يذوب في الماء المقطر و لكنه يذوب في محلول لكربونات الصوديوم

مع حدوث فوران.

(ب) اختبار كلوريد الحديدك اعطى محلول بلون بنفسجي غامق.

(ج) كون استر مع الميثانول له رائحة الفكس العطري.

(2) بتجربة عملية واحدة فقط، وضح كيف يمكنك التمييز بين عینتی مجهولتین احدهما لحمض السليسليك و الاخری لحمض البنزويك.

(3) خليط يتألف من حمض البنزويك (اروماتي) و حمض السكسنيك (اليفاتي). كلاهما يعطيان راسب بني فاتح (لحمي) مع اختبار كلوريد الحديدك.
(أ) اكتب معادلة التفاعل بين كل حمض و كلوريد الحديدك.

(ب) ما الطريقة التي سوف تستخدمها لفصل الحمضين عن بعضهما من الخليط؟
وضح اجابتك بالمعادلات الكيميائية.


التجربة (11): الكشف عن الفينولات الشائعة (مثل: الفينول – أورثو كريسول – بارا كريسول – ريزورسينول – الفا نفتول – بيتا نفتول... الخ)
Lab.(11): Identification of common phenols (e.g., phenol, o-cresol, p-cresol, resorcinol, α -naphthol, β -naphthol, etc.)

أسئلة يجاب عليها قبل الحضور إلى المختبر:

- 1 - اذكر مستعينا بالمعادلات الكيميائية اثنين من تفاعلات الفينول، احدهما يوضح التفاعل مع مجموعة الهيدروكسيل و الآخر استبدال اليكتروفيلي على الحلقة الاروماتية.
- 2 - وضح بتجربة معملية مناسبة كيف يمكنك ان تميز بين الكحول البنزيلي ($\text{C}_6\text{H}_5\text{-CH}_2\text{-OH}$) و بارا -كريسول ($p\text{-CH}_3\text{-C}_6\text{H}_4\text{-OH}$).

الأساس النظري:

الفينولات هي مركبات عضوية تمتلك مجموعة هيدروكسيل تتصل بحلقة اروماتية و تحمل الصيغة العامة (Ar-OH) و هذا ما يميزها عن الكحولات و التي تتصل فيها مجموعة الهيدروكسيل بمجموعة الكيل (R-OH). و هنالك عدد كبير من الفينولات و من أهمها ما يلي:



و الفينولات النقية عديمة اللون و لها روائح مميزة و سرعان ما تتأكسد في الهواء لتعطي نواتج ملونة. و نتيجة لوجود الحلقة الاروماتية فهي تحترق في الهواء لتعطي ادخنة داكنة مع ظهور لهب اصفر. وتظهر الفينولات خواص حامضية ضعيفة بسبب ظاهرة الرنين لالكترونات باي (π) في الحلقة الاروماتية. لذا فهي تذوب في الاوساط القلوية مثل محلول هيدروكسيد الصوديوم.

و في هذه التجربة سوف نتعرف على أهم الاختبارات العملية و الكواشف الكيميائية المستخدمة للتمييز بين الانواع المختلفة للفينولات. و سيتركز عملك هنا على الكشف عن ستة من الفينولات شائعة الاستخدام و هي (الفينول – أورثو كريسول – بارا كريسول – ريزورسينول – ألفا نفثول – بيتا نفثول). كما سوف تقوم بتصمم خطة للكشف عن أي من هذه الفينولات الستة في عينة مجهولة منها.

■ مخرجات التعلم

- بعد دراستك لهذه التجربة، يتوقع منك ان تكون قادرا على أن:
- 1 - تحدد الخواص الحامضية للفينولات المتعددة ودرجة ذوبانها في الاوساط القلوية و المذيبات القطبية.
 - 2 - تميز بين تفاعلات الاحلال الثنائي لمجموعة الهيدروكسيل و الاستبدال الاليكتروفيلي في الحلقة الاروماتية للفينولات.
 - 3 - تقارن من خلال التجارب العملية بين الفينولات مع بعضها البعض و مع الكحولات.
 - 4 - تكشف عمليا عن الفينولات في عينات نقية منها و تختار الكاشف المناسب للتمييز بين اثنين او اكثر من الفينولات.
 - 5 - تصمم خطة كشف لعدد اكبر و أنواع مختلفة من الفينولات.

الأدوات المستخدمة:

- ❖ أنابيب اختبار
- ❖ ماصة مدرجة
- ❖ مخبر مدرج
- ❖ كاس زجاجي (500 ml)
- ❖ ورق مخروطي
- ❖ ساق زجاجية
- ❖ شفاط مطاطي
- ❖ أوراق الـ pH
- ❖ حمام مائي
- ❖ ترمومتر
- ❖ موقد بنسن (Bunsen burner) للتسخين
- ❖ ورق غسيل

الكواشف المطلوبة:

- ❖ فينول C_6H_4OH

- ❖ أورثو -كريسول $o\text{-C}_6\text{H}_4(\text{OH})(\text{CH}_3)$
- ❖ بارا -كريسول $p\text{-C}_6\text{H}_4(\text{OH})(\text{CH}_3)$
- ❖ ريزرسينول $m\text{-C}_6\text{H}_4(\text{OH})_2$
- ❖ ألفا -نفثول $\alpha\text{-C}_{10}\text{H}_7(\text{OH})$
- ❖ ألفا -نفثول $\beta\text{-C}_{10}\text{H}_7(\text{OH})$
- ❖ حمض الفيثاليك $\text{H}_2\text{C}_8\text{H}_4\text{O}_4$ او انهيدريد الفيثاليك $\text{C}_8\text{H}_4\text{O}_3$
- ❖ كلوروفورم CHCl_3
- ❖ كحول ايثيلي (ايتانول) $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$
- ❖ محلول كلوريد الحديدك حديث التحضير (0.2 M) FeCl_3
- ❖ حمض الكبريتيك المركز H_2SO_4 Conc.
- ❖ محلول هيدروكسيد الصوديوم 10% NaOH
- ❖ ماء مقطر

المخاطر المتوقعة من هذه التجربة:

- ❖ الفينولات من المواد الحارقة للجلد، لذ يجب ارتداء قفازات اليدين عند التعامل مع زجاجات الفينولات. كما ان معظمها تعتبر من السموم الداخلية (أي اذا ما وصلت إلى الدم)، لذا تجنب سحب أي من الفينولات السائلة بالفم و استخدام الشفاط المطاطي لنقله بواسطة الماصة.
- ❖ يجب وضع النظارات و كمادات الأنف قبل البدء بالتجربة وعدم محاولة التعرف على رائحة الابخرة المتصاعدة من التفاعلات إلا تحت ارشادات المدرس.
- ❖ يرجى التعامل بحذر مع الأحماض المركزة (H_2SO_4) عند نقل الكميات المطلوبة التي تريدها من الزجاجاة إلى أنبوبة الاختبار، بحيث تضمن عدم اتصالها مع الجلد و ذلك بارتداء قفازات اليدين و استخدام الشفاط المطاطي لنقل هذه السوائل المركزة بواسطة الماصة لتفادي وصولها إلى الفم.

خطوات العمل:

(1) اختبار الذوبانية:

(أ) ضع في انبوبة اختبار 2 mL من الماء المقطر و اضع اليها 0.1 g من الفينول الصلب. رج الانبوبة قليلا، ثم لاحظ قدرة الفينول على الذوبان في الماء. اختبر ما اذا كان الوسط حامضيا ام قاعديا (استخدم اوراق الـ pH).

(ب) ضع في انبوبة اختبار اخرى 2 mL من محلول هيدروكسيد الصوديوم NaOH 10% و اضع اليها 0.1 g من الفينول الصلب. رج الانبوبة قليلا، ثم لاحظ قدرة الفينول على الذوبان في محلول هيدروكسيد الصوديوم. اختبر ما اذا كان الوسط حامضيا ام قاعديا.

(ج) كرر الخطوة السابقة (أ) او (ب) مستخدما الكحول الايثيلي (الايثانول) كمذيب بدلا عن الماء المقطر او محلول هيدروكسيد الصوديوم.

(2) **الاختبار العام (اختبار كلوريد الحديدك $FeCl_3$):** ضع في انبوبة اختبار 0.1 g من الفينول و 5 mL من الماء المقطر. رج الانبوبة قليلا، ثم اضع قطرتين او ثلاث قطرات من محلول كلوريد الحديدك و لاحظ لون الراسب المتكون او التغيير في لون المحلول الناتج، ثم دون ملاحظاتك في الجدول.

(3) اختبار الفلوريسين (او اختبار الفيثالين) (Fluorescein Test (Phthalein Test):

(أ) ضع في انبوبة اختبار نظيفة و جافة حوالي 0.1 g من حمض الفيثاليك او انهيدريد الفيثاليك و 0.1 g من الفينول و قطرتين من حمض الكبريتيك المركز. سخن الانبوبة مباشرة على اللهب حتى تنصهر المكونات كليا.

(ب) اترك الخليط ليبرد ثم صب محتويات الانبوبة في كاس زجاجي يحتوي على 10 mL من محلول هيدروكسيد الصوديوم 10% NaOH. ما هو اللون المتكون؟ دون ملاحظتك في الجدول.

(4) اختبار ريمر - تيمان Reimer- Tiemann Test: خذ في انبوبة اختبار 0.2 g من

الفينول و 3 mL من محلول هيدروكسيد الصوديوم 10% NaOH. رج المحلول جيدا إلى ان يذوب الفينول تماما، ثم اضع 1 mL من الكلوروفورم. سخن الانبوبة على حمام مائي عند درجة حرارة $70^{\circ}C$ لمدة خمس دقائق. ما هو اللون المتكون في الطبقة المائية (الطبقة السفلية)؟ دون ملاحظتك في الجدول.

(5) تأكد من غسل يديك جيدا بعد انتهائك من التجربة.

التقرير العملي:

اسم الطالب : اسماء الطلاب المشاركين : (1).....(2)..... (3)..... المجموعة :الزمن : -من إلى..... اليوم و التاريخ : -.....(...../...../20)	(1) المعلومات الشخصية Identification
الكشف عن الفينولات الشائعة (مثل: الفينول – اورثو كريسول – بارا كريسول – ريزورسينول – الفا نفتول – بيتا نفتول... الخ)	(2) عنوان التجربة Title of Experiment
	(3) الهدف او الغاية من التجربة Objective or Purpose





(4) النتائج و الحسابات Results and Calculations

(1) دون جميع ملاحظاتك في الجدول التالي. كما يمكنك ايضا ان تلصق صورا فوتوغرافية قد تكن أنتقطها اثناء ملاحظتك للنتائج عمليا:

الكاشف Reagent		الفينول					
		phenol	<i>o</i> -cresol	<i>p</i> -cresol	resorcinol	α -naphthol	β -naphthol
Test 1 الذوبانية	H ₂ O						
	NaOH(aq)						
	C ₂ H ₅ OH						
Test 2 FeCl ₃							
Test 2 اختبار الفثالين (او الفلوريسين)							
Test 3 اختبار ريمر-تيمان							

(5) المناقشة Discussion

ناقش النتائج و الملاحظات التي دونتها في الجدول على ضوء تفاعل الكاشف ثم اكمل معادلات التفاعلات التالية ، موضحا ما اذا كان في النواتج راسبا او ابخرة يمكن ان نستدل من خلالها عن نوع الفينول:



(6) الاستنتاج Conclusion

يمكنك الان ان تصمم مخطط للكشف عن أي من هذه الفينولات اذا ما اعطيت عينة مجهولة. و

للتبسيط اكمل الفراغات بوضع الفينول المناسب في مكانه الصحيح:

أولاً: الصفات الفيزيائية:

(أ) الحالة الفيزيائية:


(ب) اللون:

(ج) الرائحة:

(د) الذوبانية في الماء: في الايثانول:

في محلول هيدروكسيد الصوديوم:

ثانياً: التجارب الكيميائية:



(7) الاسئلة اللاحقة Post- Laboratory Questions

(1) في مخطط الكشف الذي قمت بإعداده في التقرير كان معتمدا على استخدام كاشفين فقط هما اختبار كلوريد الحديدك و اختبار الفيتالين (او الفلوريسين). اعد كتابة مخطط الكشف مستخدما النتائج التي حصلت عليها عمليا من اختبار ريمر – تيمر عوضا عن اختبار الفيتالين.

(2) اعطيت لك عينة لفينول مجهول من الفينولات الستة التي درستها في هذه التجربة و طلب منك التعرف عليه. فاذا كنت قد حصلت على النتائج التالية، فما هو هذا الفينول؟
(أ) اعطى نتيجة سلبية مع اختبار كلوريد الحديدك.

(ب) تلون المحلول باللون الاخضر الفاتح مع حدوث تألق فلوريسيني خفيف بعد تفاعله مع انهيديد الفيتالين.

(ج) تفاعل مع الكلوروفورم في وجود هيدروكسيد الصوديوم على الساخن، مكونا ناتج بلون ازرق غامق يتحول تدريجيا إلى اللون الاخضر.

المراجع

- 1- R. Brent. (1960). *The Golden Book of Chemistry Experiments How To Set Up a Home Laboratory- Over 200 Simple Experiments*, New York, Golden Press, Inc.
- 2- V. Williamson and L. Peck. (2009). *Experiments in General Chemistry: Inquiry and Skill Building*, Books/Cole, USA.
- 3- P. Walker and E. Wood. (2011). *Chemistry Experiments, Facts on File*, Infobase publishing, New York.
- 4- F.A. Bettelheim. (2000). *Lab Experiments for Organic & Biochemistry*, 4th Edition, BrooksCole, Paperback.
- 5- F.A. Bettelheim and J. M. Landesberg. (2009). *Laboratory Experiments for Introduction to General, Organic and Biochemistry*, Brooks Cole.
- 6- L. F. Fieser (1941), *Experiments in Organic Chemistry*, 2nd Edition, D. C. Heath and Company, USA.
- 7- Mojca Slemnik (2011), *Experiments in Physical Chemistry*; Poskusi v fizikalni kemiji-, zbrano gradivo za tuje študente, Maribor, marec. (<http://atom.uni-mb.si/stud/egradiva.php>).
- 8 - ي.م.ع. الشعبي، م. ع.ع. خطاب، ع.ع. باعيسى (1992). *الكيمياء العملية للفرق التمهيدية - التحليل الوصفي، الطبعة الأولى، منشورات جامعة صنعاء، دار الفكر المعاصر، بيروت.*
- 9 -م. البكوش، ن. بسيسو، ي. حورية، ن.ش. قروش (2003). *مبادئ الكيمياء العامة، الطبعة الثانية، شركة الجا للنشر العلمي، طرابلس.*
- 10 -أ.ز. الزامل (1998). *الكيمياء التحليلية: التحليل الحجمي، الطبعة الثالثة، دار الخريجي للنشر.*



نبذة عن الكتاب

يتميز هذا الكتاب بشموله لعدة جوانب حيوية في الكيمياء العامة، بدءاً من طرق الكشف الوصفي عن الشقوق القاعدية والحامضية، وصولاً إلى تعيين الأوزان الجزيئية ودراسة العوامل المؤثرة على سرعة التفاعلات، مع التركيز على إكساب الطالب مهارات كتابة التقارير العلمية الرصينة وتحليل البيانات بدقة ومنهجية.

About the Book

This book is distinguished by its comprehensive coverage of several vital aspects of general chemistry, from methods of descriptive detection of basic and acidic radicals to determining molecular weights and studying the factors affecting the rate of reactions, with a focus on equipping the student with the skills to write sound scientific reports and analyze data accurately and systematically.

حقوق الطبع محفوظة لدى دار السعيد للطباعة والنشر - جامعة السعيد، تعز - اليمن.

Copyrights Preserved at Al-Saeed Printing & Publishing House, Al-Saeed University, Taiz - Yemen



967-2026-2-3110-3

سلسلة الكتب والمناهج الأكاديمية